

allard^{INT}



PATIENT

www.allardint.com

INIF

SVENSK
NORSK
DANSK



kiddieGAIT™

Patent no.:

ToeOFF, ToeOFF Short, ToeOFF Fantasy, ToeOFF NFR, BlueRocker, BlueRocker NFR, KiddieGAIT, KiddieGAIT NFRAU736950, BE1005297, BE1114626, DK1005297, DK1114626, FI1005297, FI1114626, FR1005297, FR1114626, IE1005297, IE1114626, IT1005297, IT1114626, CA2279225, CNZL97181689.1, NL1005297, NLI114626, NO313656, PL194247, CH1005297, CH1114626, ES1005297, ES1114626, GB1005297, GB1114626, SE1005297, SE1114626, DE69709184.8-08 DE69732541.5-08, US5897515, ATE210417, ATE289187
Ypsilon, Ypsilon NFR GE60208889.5-08, GB1379201, IT1379201, US6887213

LÄS DENNA INSTRUKTION NOGA FÖRE ANVÄNDNING.

Ditt barn har fått en KiddieGAIT utprovad. Detta är en ankel-fot-ortos tillverkad av kompositmaterial och anpassad efter barnets speciella behov.



Kolfiberkomposit är ett material som ger lång hållbarhet, låg vikt och en smidig konstruktion. Materialets unika egenskaper gör att det är viktigt att sköta om den väl så att den håller länge. Följ anvisningarna i denna instruktion nogga. Informera även andra personer (i skolan, på dagis) så att alla är väl införstådda med handhavandet. Be gärna om en extra kopia av denna instruktion från utprovaren.



INLÄGG OCH FOTHYLSOR

KiddieGAIT ger stabilitet och har en dynamisk funktion som hjälper att lyfta foten vid gång. Många barn behöver även inlägg eller fothylsa för att hjälpa till att positionera foten rätt. KiddieGAIT och ett inlägg/fothylsa fungerar väl tillsammans och båda bidrar till att hjälpa barnet till ett bättre gångmönster och att kunna gå längre sträckor.

SKOR & STRUMPOR


Det tunna materialet i KiddieGAIT gör att den passar i de flesta standardskor utan att behöva gå upp i storlek. Det är emellertid viktigt att skon är stabil. Mjuka sandaler och tygskor är inte tillräckligt stabila för att fungera tillsammans med KiddieGAIT.

En sko som ger bra stabilitet hjälper till att hålla både KiddieGAIT och tillhörande inlägg/fothylsa på plats för att ge bästa möjliga stöd för fot och ankel. Om skon dessutom har en bra avrullning i tåpartiet så hjälper detta till att göra gången lättare. När KiddieGAIT provas ut så anpassas produkten till skons hälhöjd. Prata med utprovaren om vilka skor som fungerar bäst tillsammans med KiddieGAIT.


Använd gärna knästrumpor av bomull under skenan. Det är inte bara för bekvämlighet utan också för att hjälpa till att hålla skenas polstring så ren som möjligt.

KiddieGAIT skall alltid ha en mjuk polstring (SoftKIT) som sitter på insidan av skenan.

På fotbladet skall det alltid ligga ett inlägg eller någon annan form av skyddande material. Barnets fot skall aldrig ligga direkt på fotbladet. Om barnet använder ett inlägg eller fothylsa av plast är det bra om fotbladet är klätt med ett "anti-glid" material som förhindrar att plasten glider mot fotbladet.



TA PÅ SKENAN




1. Om barnet använder en fothylsa skall denna tas på först.



2. Om barnet använder någon annan form av inlägg som inte är fäst mot fotplattan, placera denna på fotbladet.



3. Placera KiddieGAIT och eventuellt inlägg i skon.



4. För foten ner i skon och stäng skon. Avsluta med att fästa skenas kardborrband.



TA BORT SKENAN FRÅN SKON

Lossa på banden - alltid framifrån och bakåt. För handen ner under fotbladet och tag ur skenan.

VIKTIGT: När skenan lossas från barnets ben är det viktigt att alltid dra banden bort från kardborren framifrån och bak. Vingarna där kardborren sitter är gjorda så flexibla som möjligt för bästa komfort. Det gör också att dom är väldigt ömtåliga om vingarna vid upprepade tillfällen viks fram och tillbaka. Genom att alltid öppna banden framifrån och bak så minskas påfrestningarna på vingarna.

VÄNJA SIG VID EN NY SKENA

Precis som ett par nya skor, så har skenan en tillvänjningsperiod. Följ utprovarens anvisningar om hur barnet gradvis skall vänja sig vid skenan.

KONTROLLERA HUDEN

Kontrollera dagligen huden på barnets fot och underben. Detta är speciellt viktigt om barnet har nedsatt känsel i underbenet. Om någon hudirritation eller skada uppstår kontakta omedelbart utprovaren



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



TA HAND OM SKENAN

RENGÖRING

Sand och smuts har en tendens att äta sig genom kompositmaterialet när det kommer in mellan fotbladet och inlägget/fothylsan. Var därför noga med att rengöra skenan och skorna dagligen.

Tvätta polstringen och banden minst två gånger per vecka. Kontakta utprovaren vid behov av extra polstring och band. Produkten är ej flamskyddsbehandlad.

FÖRVARING

Undvik att lägga skenan på golvet eller annan plats där det finns risk att någon trampar eller sätter sig på den. Utsätt inte skenan för extrema temperaturer (lämna den inte i bilen/utomhus, oavsett temperatur).

UNDERHÅLL

Kontrollera dagligen att skenan är hel och funktionell. Vid problem kontakta utprovaren.

Denna KiddieGAIT har provats ut av: