



# Arm- og skulderortoser

[www.camp.dk](http://www.camp.dk)



## Albue-/hælbeskytter Heelbo

Elastisk strømpe med trykafastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Omkreds 12 cm over albue	Pakn.
53600	Gul	Small	15-20 cm	Par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	Par
53600	Hvid	Large	25-30 cm	Par
53600	Grøn	X-Large	>30 cm	Par




## EpiGel epicondylit

Behagelig epicondylit-ortose med to flytbare gelépuder der aflaster ved kompression over ekstensor- og fleksormusklerne, uden at give kompression omkring underarmen. De bløde gelépuder er stødafastende. Ortosen har lav profil. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

**Anvendelsesområde:** Lateral og/eller medial epicondylit (fx. tennis- og golfalbue).

Art.nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø	Omkreds 5 cm under albuen
28166	Sort	One Size	Bilat.	20-35 cm




## EpiFoam epicondylit

Epicondylit-ortose med en foampude der placeres enten over ekstensor-musklen for at give aflastning ved lateral epicondylit eller over fleksormusklen for at give aflastning ved medial epicondylit. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

**Anvendelsesområde:** Lateral og/eller medial epicondylit (fx. tennis- og golfalbue).

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds 5 cm under albuen
28165	Sort	Bilat.	One Size	20-35 cm




## Elcross Epicondylit

Ortose der giver tryk for aflastning af muskulatur, sener og senetilhæftninger. Mindsker smerte ved epicondylit. Blød pude på indersiden kombineret med en plastbrik øger trykket under båndet på ortosen.

**Anvendelsesområde:** Lateral eller medial epicondylit (såkaldt tennisalbue).

Art.nr.	Farve	Størrelse	Omkreds 5 cm under albuen
28162	Blå	Small	20-25 cm
28162	Blå	Medium	25-30 cm
28162	Blå	Large	30-35 cm
28162	Blå	X-Large	35-40 cm




## MFC II unilateral skulderortose

Skulderortose der anvendes ved nedsat skuldermuskulatur efter slag, traume, eller apopleksi. Ortosen støtter skulderleddet, forebygger subluksation og opretholder korrekt position af humerus. Ekstra bånd på ryggen trækker skulderen tilbage i korrekt position.

**Anvendelsesområde:** Instabilitet og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds overarmens bredeste sted
53213	Sort	Ve/Hø	Small	23-28 cm
53213	Sort	Ve/Hø	Medium	28-33 cm
53213	Sort	Ve/Hø	Large	33-38 cm




## Armslynge Foam

Armslynge med ekstra bånd til fiksering. Frottémateriale på indersiden. Justerbart skulderbånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
20030	Blå	Bilat.	One Size





## Armslynge NET

Luftig armslynge med trinløst justerbart skulderbånd. Dobbelte D-ringe muliggør anvendelse både med eller uden underarmsgips eller ortose. Tommelstrop.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af nakken ved ex. hold i nakken, stivhed, overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål
47100	Grå	Bilat.	Small/Medium	27-30 cm
47100	Grå	Bilat.	Large/X-Large	31-34 cm



## Armslynge BOMULD

Enkel armslynge af bomuld der har trinløst skulderbånd. Dobbelte D-ringe muliggør anvendelse både med eller uden underarmsgips eller ortose. Tommelstrop.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Post-traumatiske og postoperative tilstande.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål
47101	Grå	Bilat.	Small	25-28 cm
47101	Grå	Bilat.	Medium	27-30 cm
47101	Grå	Bilat.	Large	29-32 cm
47101	Grå	Bilat.	X-Large	31-34 cm



## Armslynge WRAP

Traditional armslynge i to dele der kan justeres uafhængigt af hinanden. Armdelen har et plastspænde på ryggen der holder de to bånd sammen for at forhindre disse i at glide ud over skuldrene.

Omslaget justeres trinløst med velcrobånd.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Post-traumatiske og postoperative tilstande.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål slynge HxB	Mål omslag HxL
47102	Grå	Bilat.	Small/Medium	32 cm	10 x 132 cm
47102	Grå	Bilat.	Large/X-Large	35 cm	13 x 155 cm

NYHED!



NYHED!



NYHED!



## Armslynge canvas

Enkel armslynge med ekstra dyb lomme for at sikre armens position og give støtte til både underarm og hånd. Fremstillet i bomuldscanvas. Justérbart skulderbånd.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde underarm albue-MCP.
53207	Blå	Bilat.	Small	28 cm
53207	Blå	Bilat.	Medium	36 cm
53207	Blå	Bilat.	Large	43 cm
53207	Blå	Bilat.	X-Large	51 cm



**Måltagning:** Underarmens længde fra albue til MCP-leddet.

## Armslynge todelt, beige

Armslynge i foam med bredt aftageligt bånd til fiksering. To bærende bånd der fordeler vægten over begge skuldre. De justerbare bånd hæfter hvor som helst på ortosen. Stort udvalg af størrelser.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål slynge HxB	Mål omslag HxL
20040	Beige	Bilat.	Small	23x29 cm	10x80 cm
20040	Beige	Bilat.	Medium	24x32 cm	13x100 cm
20040	Beige	Bilat.	Large	25x35 cm	13x115 cm
20040	Beige	Bilat.	X-Large	25x35 cm	13x135 cm



## Armslynge todelt, blå

Armslynge i foam med bredt aftageligt bånd til fiksering. To bærende bånd der fordeler vægten over begge skuldre. Kryds på ryggen holder båndene på plads. Justerbare bånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål slynge HxB	Mål omslag HxL
20045	Blå	Bilat.	Small/Medium	24x32 cm	10x100 cm
20045	Blå	Bilat.	Large/X-Large	25x35 cm	13x135 cm





## Armslynge Deluxe

Armslynge med bredt bånd til fiksering og to bærende bånd der krydses på ryggen fordeler vægten over skuldrene. Justerbare bånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Mål slynge HxB	Mål omslag HxL	Pakn.
42215	Grå	One Size	23x33 cm	13x130cm	10 styk



## Armslynge Deluxe, fiksérbar

Enkel armslynge til immobilisering. Velcrolukning hæfter mod ortosen, den skadede arm kan dermed hæftes mod omslaget i ønsket højde. Justerbart skulderbånd.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål omslag HxL
42214	Grå	Bilat.	One Size	16x135 cm



## Armslynge "8"

Let og luftig armslynge til aflastning af skulder, arm og hånd. To brede regulerbare bånd fordeler vægten over begge skuldre og samles i en metalring på ryggen. Kan tages på og af med én hånd. Velegnet ved neurologiske sygdomme.

**Anvendelsesområde:** Neurologiske sygdomme, aflastning, posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
53200	Beige	Bilat.	Small/Medium
53200	Beige	Bilat.	Large/X-Large

## Armslynge Atlas Minor

Armslynge Minor er beregnet til at aflaste skulderen efter skuldertraume og skulderoperationer. Slingen har aflastende skuldersele for god komfort når slyngen anvendes hele dagen. Skulderselen har et "quick-release"-spænde for enkel påtagning. Tommelstøtte for at mindske risiko for at slyngen glider. Hele armslyngen er beklædt med et Airmesh-materiale for maksimal ventilation og transport af fugt bort fra huden.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde albue-MCP
45717	Sort	Bilat.	One Size	29-44 cm



NYHED!

## Armslynge Atlas Universal

Armslynge i one-size med en abduktionpude der holder armen/skulderen immobiliseret i 15° abduktion, beregnet til at aflaste skulderen efter skuldertraume og skulderoperationer. Slingen der har en meget høj komfort er forsynet med en skulderstrop der aflaster nakken og et aftageligt taljebånd, begge har et "Quick release"-spænde. Armslyngen og abduktionspuden er beklædt med Airmesh-materiale for maksimal ventilation og transport af fugt bort fra huden.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde albue-MCP
45716	Sort	Bilat.	One Size	29-44 cm



NYHED!

## Slingshot 3

Armslynge der holder armen/skulderen immobiliseret i 15° abduktion med inadrotation. Slingshot 3 har en aflastende skulderstrop der fordeler trykket over nakken til modsatte skulder og skulderblad. Justerbart skulderbånd med ekstra polstring til aflastning og god komfort ved anvendelse hele dagen. Ortosen har en "2-i-1" abduktions-pude der giver forskellige muligheder for at støtte skulderleddet post-operativt. Både armslyngen og abduktionspuden er betrukket med Airmesh-materiale for maksimal ventilation og for at transportere fugt bort fra huden.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde albue-MCP
45713	Sort	Bilat.	Small	29-33 cm
45713	Sort	Bilat.	Medium	34-37 cm
45713	Sort	Bilat.	Large	38-41 cm
45713	Sort	Bilat.	X-Large	42-44 cm



NYHED!



## Armslynge Neutral Wedge

Armslynge med kilepude der immobiliserer humerus i neutral position. Justérbart skulderbånd med ekstra polstring for god komfort.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Mål underarmens længde
45700	Sort	Small/Medium	<37 cm
45700	Sort	Large/X-Large	>37 cm
45705	Kilepude til anvendelse om natten	Small/Medium	
45705	Kilepude til anvendelse om natten	Large/X-Large	



## Skulderabduktionspude

Oppustelig pude der enkelt justerer abduktionsvinkelen i skulderleddet mellem 10-75°. Når puden er pustet op fikseres armen mod puden for immobilisering. Skulderbånd med ekstra polstring for god komfort.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
45720	Sort	Bilat.	One Size




## Frakturortose humerus

Ortosen er fremstillet i Polyflex II 3.2 mm lavtemperaturplast, polstret med 3.2 mm Kushionflex. Mediale inderste skal er i blød Polethylene. Ortosen kan omformes med varmluftpistol. D-ringsbånd er inkluderet.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds overarm proksimalt
53401	Hvid	Ve/Hø	Small	25,4-30,5 cm
53401	Hvid	Ve/Hø	Medium	30,5-35,6 cm
53401	Hvid	Ve/Hø	Large	34,3-39,4 cm





## Frakturortose humerus kort

Todelt præfabrikeret frakturortose. Fremstillet i Poethylene med medial, polstret indre skal. To bomuldsstrømper samt D-ringsbånd er inkluderet. Røngtengennemtrængelig.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds overarmens bredeste sted	Længde medialt	Længde lateralt
62102	Hvid	Bilat.	Small	20-28 cm	14 cm	16 cm
62102	Hvid	Bilat.	Medium	27-35 cm	14 cm	16 cm
62102	Hvid	Bilat.	Large	30-38 cm	15 cm	17,5 cm
62102	Hvid	Bilat.	X-Large	35-42 cm	17,5 cm	20 cm




## Frakturortose humerus med skulderdel

Todelt præfabrikeret frakturortose der går op over skulderen. Fremstillet i Poethylene med medial, polstret indre skal. To bomuldsstrømper samt D-ringsbånd er inkluderet. Røngtengennemtrængelig.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds overarm bredeste sted	Længde
62104	Hvid	Bilat.	Small	20-28 cm	27,5 cm
62104	Hvid	Bilat.	Medium	27-35 cm	31 cm
62104	Hvid	Bilat.	Large	30-38 cm	34 cm
62104	Hvid	Bilat.	X-Large	35-42 cm	35 cm




## Humerusortose med lynlås

Ortose i 2,4 mm perforeret Aquaplast-T med lynlås. Ortosen leveres flad og formes individuelt efter opvarming i vandbad eller ovn. Formen tillader immobilisering af skulderen ved behov, men kan klippes bort. Lynlåsen bevirker at ortosen let kan tages af for kontrol og hygiejne. Aquaplast-T bliver transparent ved opvarming, har 100 % hukommelse og er røngtengennemtrængelig.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds overarm proksimalt
53400	Hvid	Ve/Hø	Small	21,6-28,2 cm
53400	Hvid	Ve/Hø	Medium	28,3-37,1 cm
53400	Hvid	Ve/Hø	Large	37,2-45,7 cm





**Måltagning:** Fra ledcenter til ydre kant af skinnerne.

## T-Scope Albue

Postoperativ albue-ortose med meget lav profil. Den anses for at være den post-operative ortose med den laveste vægt der findes på markedet. Leddet kan låses i ønsket position. Bevægelsesområdet kan enkelt ændres i 10° interval. Ortosens længde og omfang justeres trinløst. Aluminiumsskinner der kan bukkes tæt til ledet for at tilpasses hævelser og bandage. Patienten kan tage ortosen på og af med enkle spænder. Polstring og bånd kan afklippes så de passer til forskellige armstørrelser.

**Anvendelsesområde:** Stabile frakturer i albuen, distale humerus, proximale radius eller ulnar. Sener og ligamentskader. Kollaterale ligament rekonstruktioner. Hyperextension.

**Øvrigt:** Bevægelsesinterval: Ekstension fra -10° til 110° i interval af 10°. Fleksion fra 10° til 120° i interval af 10°. Kan låses i ønsket position.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Skinnens min-max længde humerus	Skinnens min-max længde underarm
45725	Regular	Ve/Hø	16,5-21,5 cm	19-24,1 cm
45726	Lang	Ve/Hø	16,5-21,5 cm	24,1-29,2 cm
45727	Ekstra polstring 4+1			



## T-Scope albue hånddel

Behagelig hånddel til "T-Scope albue" der øger funktionen af produktet. Hånddelen er beregnet til at reducere fleksion/ekstension og pronation/supination af hånden og håndleddet. Hånddelen kobles på T-Scope albue nærmest hånden med en enkel lynkobling.

**Anvendelsesområde:** Albueskader inklusiv sene- og ligamentsskader.

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø
45723	One Size	Bilat.