



Knæortoser

www.camp.dk



Knæortose neopren

Smidig neopren-ortose der giver let støtte, mild kompression og varme. Pull-on-model.

Anvendelsesområde: Lettere tilfældig smerte i knæleddet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 15 cm over midt-patella
45550	Sort	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45550	Sort	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45550	Sort	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45550	Sort	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45550	Sort	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45550	Sort	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm



EASYKnee

En ortose i "slå-om-model" der er enkel at tage på og af. EASYKnee er tilpasset til patienter der har svært ved at anvende knæortoser med mange bånd eller som tages på som en strømpe. Ortosen har lange cirkulære bånd der enkelt hæftes rundt om låret og læggen. Materialet i knæhasen er ekstra blødt for ikke at gnave eller give ubehag.

Anvendelsesområde: Giver en mild støtte og lindrer smerter ved belastning. Aktiverer proprioceptorerne og forbedrer den sansemotoriske kontrol.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28670	Sort	Bilat.	Small/Medium	< 40 cm
28670	Sort	Bilat.	Large/X-Large	< 40 cm



Bisca® slå-om

Slå-om-model med åbning til patella og i knæhasen samt spiralfjedre i hver side. Modellen har integrerede støttebånd med velcrolukning. Båndene bevirker, at den er enkel at tage på og af. Fremstillet i BISCA-materialet der er opbygget i tre lag med blød bomuld mod huden og syntetisk materiale på ydersiden.

Anvendelsesområde: Lettere tilfældig smerte i knæleddet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28023	Blå	Bilat.	Small	31-40 cm
28023	Blå	Bilat.	Large	40-49 cm

NYHED!



Improve™ patellabånd

Enkelt patellabånd som ved tryk mod patellasenen, forandrer senens trækretning og belastningen på knæskålen. Båndet består af bomuldselastik med enkel velcrolukning.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, Osgood-Schlatter og overbelastning.

Art.nr.	Farve	Størrelse
28678	Beige	One Size



Lateral stabilizer

Smidig ortose med kraftig pelotte på lateralsiden til stabilisering af patella. Et ekstra bånd hæftes over og under patella og trækkes fra lateral- til medialsiden for at give ekstra støtte til pelotten. Stabiliserende spiralfjedre i sidene. Airmesh er et let og luftigt materiale. Neopren giver mere støtte og stabilitet.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, efter lukseret patella og subluseret patella.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 15 cm over midt-patella
45620	Sort	Neoprene	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45620	Sort	Neoprene	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45620	Sort	Neoprene	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45620	Sort	Neoprene	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45620	Sort	Neoprene	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45620	Sort	Neoprene	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm
45625	Sort	Airmesh	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45625	Sort	Airmesh	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45625	Sort	Airmesh	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45625	Sort	Airmesh	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45625	Sort	Airmesh	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45625	Sort	Airmesh	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm





Maple patella 223

Ortose af åndbart tolagsmateriale med inderside af bomuld. Den anatomisk formede pelotte af silikone har til opgave, at "gribe" den laterale del af patella. Positionen på pelotten justeres enkelt med båndene. Det bageste bånd låser ortosen ovenfor lægmusklen, og forhindrer at ortosen glider ned.

Anvendelsesområde: Lukseret patella, sublukseret patella og patellafemorale smertetilstande.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
27223	Beige	Ve/Hø	X-Small	25-31 cm
27223	Beige	Ve/Hø	Small	31-37 cm
27223	Beige	Ve/Hø	Medium	37-43 cm
27223	Beige	Ve/Hø	Large	43-49 cm
27223	Beige	Ve/Hø	X-Large	49-55 cm



Maple patella 224

Ortose af åndbart tolagsmateriale med inderside af bomuld. Den anatomisk formede pelotte af silikone har til opgave, at "gribe" den distale, mediale og laterale del af patella. Positionen på pelotten justeres enkelt med båndene. Det bageste bånd låser ortosen ovenfor lægmuskelen, og forhindrer at ortosen glider ned.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, sublukseret patella og Osgood-Schlatter.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
27224	Beige	Bilat.	X-Small	25-31 cm
27224	Beige	Bilat.	Small	31-37 cm
27224	Beige	Bilat.	Medium	37-43 cm
27224	Beige	Bilat.	Large	43-49 cm
27224	Beige	Bilat.	X-Large	49-55 cm

PatellaCamp

Patella Camp er en knæortose beregnet til at give stabilitet til patella. Ortosen er en slå-om-model og er åben i knæhasen. Pelotten placeres mod den instabile side af patella og de to elastiske bånd strammes til ønsket støtte opnås.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, efter lukseret eller sublukseret patella og patellafemorale smerter.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28679	Sort	Bilat.	Medium	<40 cm
28679	Sort	Bilat.	Large	>40 cm



Dynatrack TM patella PLUS stabilizer

Slå-om-model med kraftig pelotte til stabilisering af patella. Patellastøtten kan aplikeres lateralt eller medially. Pelotten justeres let med de to små bånd. Ortosen har integrerede bånd og er åben i knæhasen. Fremstillet i åndbart materiale.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, efter lukseret patella og sublukseret patella.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28677	Sort	Bilat.	X-Small	25-30 cm
28677	Sort	Bilat.	Small	30-35 cm
28677	Sort	Bilat.	Medium	35-40 cm
28677	Sort	Bilat.	Large	40-45 cm
28677	Sort	Bilat.	X-Large	45-50 cm
28677	Sort	Bilat.	XX-Large	50-55 cm





PTO

En patellafemoral ortose med unikt design hvor en lateral plade og en blød pelotte fører patella tilbage til sit neutralløje. Pladen er hæftet på leddet hvilket bevirker at støtten følger knæets bevægelser. Airmesh er et let og luftigt materiale. Neopren giver mere støtte og stabilitet. Standardortosen har smidige plastskinner, mens High Performance har aluminiumskinner.

Anvendelsesområde: Patellafemorale smerter med eller uden subluksering af patella.

Art.nr.	Farve	Materiale	Skinner	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 15 cm over midt-patella
45600	Sort	Neoprene	Plast	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45600	Sort	Neoprene	Plast	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45600	Sort	Neoprene	Plast	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45600	Sort	Neoprene	Plast	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45600	Sort	Neoprene	Plast	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45600	Sort	Neoprene	Plast	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm
45602	Sort	Neoprene	Aluminium	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45602	Sort	Neoprene	Aluminium	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45602	Sort	Neoprene	Aluminium	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45602	Sort	Neoprene	Aluminium	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45602	Sort	Neoprene	Aluminium	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45602	Sort	Neoprene	Aluminium	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm
45610	Sort	Airmesh	Aluminium	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45610	Sort	Airmesh	Plast	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45610	Sort	Airmesh	Plast	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45610	Sort	Airmesh	Plast	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45610	Sort	Airmesh	Plast	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45610	Sort	Airmesh	Plast	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm
45611	Sort	Airmesh HP	Aluminium	Ve/Hø	X-Small	30-38 cm
45611	Sort	Airmesh HP	Aluminium	Ve/Hø	Small	38-46 cm
45611	Sort	Airmesh HP	Aluminium	Ve/Hø	Medium	46-53 cm
45611	Sort	Airmesh HP	Aluminium	Ve/Hø	Large	53-61 cm
45611	Sort	Airmesh HP	Aluminium	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm
45611	Sort	Airmesh HP	Aluminium	Ve/Hø	XX-Large	69-79 cm

SELECTION Patella

SELECTION Patella er en knæortose som har direkte fokus på patella problemer. Den hesteskoformede pelotte kan enkelt tages ud og placeres på den side af patella hvor der er brug for støtte.

Pelotten har elastiske bånd der hæfter i det bløde velourmateriale omkring knæet. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere ortosen. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt for øget komfort.

Anvendelsesområde: Patella luxation, patellofemoralt smertesyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, smerter omkring knæleddet.

Øvrigt: Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
35704	Sort	Bilat.	X-Small	30-33 cm
35704	Sort	Bilat.	Small	33-36 cm
35704	Sort	Bilat.	Medium	36-39 cm
35704	Sort	Bilat.	Large	39-42 cm
35704	Sort	Bilat.	X-Large	42-46 cm



NYHED!

SELECTION Knee Minor

SELECTION Minor er beregnet til anvendelse ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmefunktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Denne model er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Patellaåbningen er anatomisk formet for optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres for at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt for øget komfort.

Anvendelsesområde: Knæsmerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella	Knæmål 15 cm over midt-patella
35700	Sort	Bilat.	X-Small	30-33 cm	34-39 cm
35700	Sort	Bilat.	Small	33-36 cm	39-43 cm
35700	Sort	Bilat.	Medium	36-39 cm	43-47 cm
35700	Sort	Bilat.	Large	39-42 cm	47-51 cm
35700	Sort	Bilat.	X-Large	42-46 cm	51-56 cm



NYHED!



NYHED!

SELECTION Minor Wrap

SELECTION Minor er beregnet til anvendelse ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmefunktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Det åbne design gør ortosen let at tage på og af. Patellaåbningen er anatomisk formet for optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres for at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt for øget komfort.

Anvendelsesområde: Knæ smerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Dette produkt findes i to lårvidder, se produktinformationen i tabellen.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella	Knæmål 15 cm over midt-patella
35701	Sort	Bilat.	X-Small	30-33 cm	34-39 cm
35701	Sort	Bilat.	Small	33-36 cm	39-43 cm
35701	Sort	Bilat.	Small +	33-36 cm	43-47 cm
35701	Sort	Bilat.	Medium	36-39 cm	43-47 cm
35701	Sort	Bilat.	Medium +	36-39 cm	47-51 cm
35701	Sort	Bilat.	Large	39-42 cm	47-51 cm
35701	Sort	Bilat.	Large +	39-42 cm	51-56 cm
35701	Sort	Bilat.	X-Large	42-46 cm	51-56 cm
35701	Sort	Bilat.	X-Large +	42-46 cm	56-63 cm

SELECTION Knæ Optima

SELECTION Optima er beregnet til anvendelse ved en række forskellige smertetilstande i knæledet. Ortosens multi-funktioner bevirker at den er enkel at tilpasse. Optima leveres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led. Hyperekstensionskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer. Denne model er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning for optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæledet er ekstra smidigt for øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde: Middel hyperekstension i knæledet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæledet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Bevægelsesinterval i ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella	Knæmål 15 cm over midt-patella
35702	Sort	Bilat.	X-Small	30-33 cm	34-39 cm
35702	Sort	Bilat.	Small	33-36 cm	39-43 cm
35702	Sort	Bilat.	Medium	36-39 cm	43-47 cm
35702	Sort	Bilat.	Large	39-42 cm	47-51 cm
35702	Sort	Bilat.	X-Large	42-46 cm	51-56 cm



NYHED!
←



NYHED!

SELECTION Optima Wrap

SELECTION Optima Wrap er beregnet til anvendelse ved en række forskellige smertetilstande i knæleddet. Ortosens multi-funktioner bevirker at den er enkel at tilpasse. Optima leveres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led. Hyperextensionskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer. Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning for optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt for øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde: Middel hyperextension i knæleddet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæleddet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Bevægelsesinterval ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Dette produkt findes i to lårvidder, se produktinformation i tabellen.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella	Knæmål 15 cm over midt-patella
35703	Sort	Bilat.	X-Small	30-33 cm	34-39 cm
35703	Sort	Bilat.	Small	33-36 cm	39-43 cm
35703	Sort	Bilat.	Small +	33-36 cm	43-47 cm
35703	Sort	Bilat.	Medium	36-39 cm	43-47 cm
35703	Sort	Bilat.	Medium +	36-39 cm	47-51 cm
35703	Sort	Bilat.	Large	39-42 cm	47-51 cm
35703	Sort	Bilat.	Large +	39-42 cm	51-56 cm
35703	Sort	Bilat.	X-Large	42-46 cm	51-56 cm
35703	Sort	Bilat.	X-Large +	42-46 cm	56-63 cm



Maple knæ 225

Slå-om-model med åbning til patella og i knæhasen. Modellen har integrerede støt-bånd med velcrolukning der går helt rundt. Dette bevirker at ortosen er enkel at tage på og af. Ortosen har enkeltleddede skinner med stop 5° inden fuldt stræk. Fremstillet af et to-lags åndbart materiale, med bomuld på undersiden.

Anvendelsesområde: Generel knæledsinstabilitet og smerte i knæleddet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
27225	Beige	Bilat.	Small	31-37 cm
27225	Beige	Bilat.	Medium	37-43 cm
27225	Beige	Bilat.	Large	43-49 cm
27225	Beige	Bilat.	X-Large	49-55 cm

Maple knæ 228

Åben model hvor materialet og lukningsbåndene er ud-i-et. Uelastiske, cirkulære bånd oppe og nede for øget stabilitet. Båndene lukkes gennem en D-ring for øget sikkerhed. Ortosen har enkelledede skinner med stop 5° inden fuld stræk. Fremstillet af et åndbart to-lags materiale, med bomuld på indersiden.

Anvendelsesområde: Generel knæledsinstabilitet, let knæartrose og nedsat funktion efter traume.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
27228	Beige	Bilat.	Small	31-37 cm
27228	Beige	Bilat.	Medium	37-43 cm
27228	Beige	Bilat.	Large	43-49 cm
27228	Beige	Bilat.	X-Large	49-55 cm



Elcross slå-om

Slå-om-model med åbning til patella og i knæhasen. Modellen har integrerede, støt-bånd med velcrolukning der går helt rundt og gør den let at tage på og af. Ortosen har enkeltledede skinner. Elcross-materialet har blød bomuld på indersiden og polyester på ydersiden.

Anvendelsesområde: Generel knæledsinstabilitet og smerte i knæledet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28124	Beige	Bilat.	Small	31-37 cm
28124	Beige	Bilat.	Medium	37-43 cm
28124	Beige	Bilat.	Large	43-49 cm
28124	Beige	Bilat.	X-Large	49-55 cm




Gripper™ hinged knee

Slå-om-model med patellaåbning og åbning i knæhasen. Modellen har integrerede bånd der går helt rundt samt metalskinner i forstærkede lommer. Enkel at tage på og af. Ortosen er fremstillet af åndbart materiale. For at hindre ortosen i at glide ned er den forsynet med et antiglidmateriale på indersiden.

Anvendelsesområde: Mild knæledsinstabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28128	Sort	Bilat.	X-Small	25-30 cm
28128	Sort	Bilat.	Small	30-35 cm
28128	Sort	Bilat.	Medium	35-40 cm
28128	Sort	Bilat.	Large	40-45 cm
28128	Sort	Bilat.	X-Large	45-50 cm
28128	Sort	Bilat.	XX-Large	50-55 cm
28128	Sort	Bilat.	XXX-Large	>55 cm






Leddet knæortose

En kort knæortose med to bånd. Fremstillet i airmesh der er et let og luftigt materiale. Ortosen har et polycentrisk led med aluminiumsskinner der ligger helt skjult i lommer. Åbning i knæhasen.

Anvendelsesområde: Mild instabilitet i knæleddet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 15 cm over midt-patella
45525	Sort	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45525	Sort	Bilat.	Small	38-46 cm
45525	Sort	Bilat.	Medium	46-53 cm
45525	Sort	Bilat.	Large	53-61 cm
45525	Sort	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45525	Sort	Bilat.	XX-Large	69-79 cm



ShortRunner

En kort knæortose der fås som slå-om- (Wrap Around) eller påtræknings-model (Pull-on). Ortosen har et indstilleligt polycentrisk led med aluminiumsskinner og formede kondylpuder. Airmesh er et let og luftigt materiale. Neopren giver mere støtte og stabilitet.

Anvendelsesområde: Mild instabilitet i knæleddet og meniskskader.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Farve	Materiale	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 15 cm over midt patella
45515	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45515	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	Small	38-46 cm
45515	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	Medium	46-53 cm
45515	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	Large	53-61 cm
45515	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45515	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	XX-Large	69-79 cm
45516	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45516	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	Small	38-46 cm
45516	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	Medium	46-53 cm
45516	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	Large	53-61 cm
45516	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45516	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	XX-Large	69-79 cm
45520	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45520	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	Small	38-46 cm
45520	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	Medium	46-53 cm
45520	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	Large	53-61 cm
45520	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45520	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	XX-Large	69-79 cm
45521	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45521	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	Small	38-46 cm
45521	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	Medium	46-53 cm
45521	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	Large	53-61 cm
45521	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45521	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	XX-Large	69-79 cm


RoadRunner

En lang knæortose der fås som slå-om- (Wrap Around) eller påtræknings-model (Pull-on). Ortosen har et justerbart polycentrisk led med aluminiumsskinner og formede kondylpuder. Airmesh er et let og luftigt materiale. Neopren giver mere støtte og stabilitet.

Anvendelsesområde: Mild instabilitet i knæleddet og meniskskader.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Farve	Materiale	Model	Ve/ Hø	Størrelse	Knæmål 15 cm over midt-patella
45501	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45501	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	Small	38-46 cm
45501	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	Medium	46-53 cm
45501	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	Large	53-61 cm
45501	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45501	Sort	Neoprene	Pull-on	Bilat.	XX-Large	69-79 cm
45503	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45503	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	Small	38-46 cm
45503	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	Medium	46-53 cm
45503	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	Large	53-61 cm
45503	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45503	Sort	Neoprene	Wrap Around	Bilat.	XX-Large	69-79 cm
45507	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45507	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	Small	38-46 cm
45507	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	Medium	46-53 cm
45507	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	Large	53-61 cm
45507	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45507	Sort	Airmesh	Pull-on	Bilat.	XX-Large	69-79 cm
45510	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	X-Small	30-38 cm
45510	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	Small	38-46 cm
45510	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	Medium	46-53 cm
45510	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	Large	53-61 cm
45510	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	X-Large	61-69 cm
45510	Sort	Airmesh	Wrap Around	Bilat.	XX-Large	69-79 cm



Swedish Knee

Ortose til hyperekstension eller instabilitet i knæleddet. Fremstillet af aluminium med bånd i bomuldslærred. Enkel konstruktion med justerbar pelotte samt formbare skinner. Intet mekanisk knæled.

Anvendelsesområde: Hyperekstension i knæleddet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål midt-patella
28668	Hvid	Bilat.	Small	25-31 cm
28668	Hvid	Bilat.	Medium	32-36 cm
28668	Hvid	Bilat.	Large	37-41 cm
28669	Ekstra bånd og skruesæt	Bilat.	Small-Large	





ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperekstension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF eller BlueRocker. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinen og Combo-delen let kan sammenkobles.

Anvendelsesområde: Knæledsinstabilitet, hyperekstension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Patientvægt max 150 kg. Patientens højde max. 2 m.

Kontraindikationer: Total bortfald af ligament i knæet. Overstrækning > 10°.

Øvrigt: Knæmål 1: Mål M-L midt-patella,

Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella,

Knæmål 3: Mål M-L 20 cm over patella.

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2	Knæmål 3
28780	Knæled m. skinner	One Size	Bilat.			
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28789	Lårdel startkit					
28782	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	Softkit (2 stk)	Small	Bilat.			
28783	Softkit (2 stk)	Medium	Bilat.			
28783	Softkit (2 stk)	Large	Bilat.			
28783	Softkit (2 stk)	X-Large	Bilat.			
28784	Tibiakobling	Small	Bilat.			
28784	Tibiakobling	Medium	Bilat.			
28784	Tibiakobling	Large/X-Large	Bilat.			

CHECK™

Bekvem knæortose af aluminium beregnet til at modvirke hyperekstension og at støtte ved instabilitet i knæleddet. Ortosens længde bevirker at trykket mod femur og tibia bliver mindre og at ortosen bliver mere bekvem i anvendelse. Den smidige konstruktion bevirker at ortosen kan bruges under tøjet. Polstringen er fremstillet af kunstlæder. D-ringene der medfølger kan sættes på den side af ortosen, der passer patienten bedst.

Anvendelsesområde: Hyperekstension i knæleddet, instabilt knæ som følge af ligamentskader og let valgus/varusinstabilitet.

Kontraindikation: Ikke beregnet til idrætsudøvelse.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Knæbredde M-L midtpatella	Ortosens længde
28650	Grå	Bilat.	9-13 cm	45 cm
28651	Ekstra polstring			
28653	Ekstra D-ringe 4 stk.			

**CHECK™ stainless steel**

Bekvem knæortose fremstillet af rustfri stål. Beregnet til at modvirke hyperextension og at støtte ved instabilitet i knæleddet. Ortosens længde bevirker at trykket mod femur og tibia bliver mindre og ortosen bliver mere behagelig. Den smidige konstruktion gør at ortosen kan bæres under tøjet. Polstringen er fremstillet af kunstlæder. D-ringene der medfølger kan sættes på den side der passer patienten bedst. Ortosen har kondylpuder.

Anvendelsesområde: Svær hyperextension i knæleddet, instabilt knæ forårsaget af ligamentskader og mild valgus/varusinstabilitet.

Kontraindikation: Ikke beregnet til idrætsudøvelse.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Knæbredde M-L midt-patella	Ortosens længde
28652	Sort	Bilat.	9-13 cm	45 cm
28651	Ekstra polstring			
28653	Ekstra D-ringe 4 stk.			





Måltagning: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Wender knæ

Præfabrikeret knæortose til ligamentskader. Ortosen har indkapslet, polycentrisk led med fleksions- og ekstensionsstop med interval. Ortosen er i let aluminium med faste cirkulære bånd.

Anvendelsesområde: Ligamentskader i knæleddet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: 0°, 15°, 30°, 60° og 90° fleksion och ekstension.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål
28340	Sort	Ve/Hø	Small	36-46 cm
28340	Sort	Ve/Hø	Medium	46-52 cm
28340	Sort	Ve/Hø	Large	52-58 cm
28340	Sort	Ve/Hø	X-Large	58-66 cm
28342	Ekstra bånd		Small- X-Large	
28343	Ekstra polstring		Small- X-Large	



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella. Knæmål 2: Midt-patella.

X2K

Ortosen har en diamantformet aluminiumsramme for bedst mulig stabilitet og vridstabilitet. Konstruktionen er smidig og let. Lår- og lægbåndene sidder på inder-siden af ortosen for optimal pasform. Polycentrisk led med mulighed for begrænset bevægelsesomfang. Kondylpuderne kan justeres 6 mm i hver side for at gribe om kondylerne for bedst mulig pasform.

Anvendelsesområde: Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45202	Justerbart led	Ve/Hø	Small	39-46 cm	32-37 cm
45202	Justerbart led	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	37-39 cm
45202	Justerbart led	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	39-41 cm
45202	Justerbart led	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45202	Justerbart led	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-50 cm
45202	Justerbart led	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-56
45330	Ekstra bånd sæt		Small- XX-Large		
45331	Ekstra polstring		Small- XX-Large		
45335	Renoveringskit		Small- XX-Large		

X2K Women

Ortosen har en diamantformet aluminiumramme for bedst mulig stabilitet og vridstabilitet. Konstruktionen er smidig og let. Lår- og lægbåndene sidder på inder-siden af ortosen for optimal pasform. Polycentrisk led med mulighed for begrænset bevægelsesomfang. Kondylpuderne kan justeres 6 mm i hver side for at gribe om kondylerne for bedst mulig pasform. X2K Women er kortere og lettere end X2K.

Anvendelsesområde: Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45214	Justerbart led	Ve/Hø	X-Small	33-38 cm	30-32 cm
45214	Justerbart led	Ve/Hø	Small	39-46 cm	32-37 cm
45214	Justerbart led	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	37-39 cm
45214	Justerbart led	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	39-41 cm
45214	Justerbart led	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45214	Justerbart led	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-50 cm
45214	Justerbart led	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-56 cm
45337	Renoveringskit		Small- XX-Large		
45346	Ekstra kondylpuder 2 stk.				



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella. Knæmål 2: Midt-patella.

X2K OA

X2K-OA er udviklet til patienter med gonartrose. Kondylpuderne der indeholder en blød gel kan justeres 12 mm i hver side for med trepunktskraft at forflytte knæet sideretning og dermed aflaste den mediale eller laterale slidoverflade i knæet.

Anvendelsesområde: Gonartrose, medial eller lateral smerte forårsaget af menisk-, brusk- eller knogleskader, korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45207	Justerbart led	Ve/Hø	Small	39-46 cm	32-37 cm
45207	Justerbart led	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	37-39 cm
45207	Justerbart led	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	39-41 cm
45207	Justerbart led	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45207	Justerbart led	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-50 cm
45207	Justerbart led	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-56 cm



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella. Knæmål 2: Midt-patella.



X2K målbestilt

Samtlige X2K-modeller kan bestilles efter individuelle mål. Dette kan være aktuelt, hvis patientens mål ikke stemmer overens med måltabellen for standardstørrelser. En målbestilt X2K kan desuden bestilles med forskellige typer ramme og led, samt forskellig farve på polstringen for at passe forskellige behov og situationer. Mål tages med Breg's eget måleværktøj og speciel bestillingsformular skal anvendes. Samtlige X2K-ortoser har en diamantformet aluminiumramme for bedst mulig stabilitet och vridstabilitet. Konstruktionen er smidig og let. Lår-och lægbånd sidder på indersiden af ortosen for optimal pasform. Polycentrisk led med mulighed for begrænset bevægelsesomfang.

Tilvalg

Justerbart led: Kondylpuderne kan justeres 6 mm i hver side for at gribe om kondylerne og give bedst mulig pasform.

Counterforce led: Ortosen er designet med 5° indbygget varus eller valgus.

Kondylpuderne der indeholder en blød gel kan justeres 12 mm i hver side for med trepunktskraft at forflytte knæet i varus eller valgus og dermed aflaste den mediale eller laterale slidflade i knæet.

Women: Ortosen er kortere og lettere.

Unlimited: Lårdelens bøjle ligger mod lateralsiden og lader medialsiden være fri.

Ortosen passer derfor godt til sport, som f.eks. motocross og ridning.

High Performance, HP: Ortosen fremstilles i ekstra stærk aluminium og anbefales til kontaktdræt og ekstreme varusfejlstillinger.

Compact: Ortosen er generelt kortere for at passe korte og kraftigt byggede personer.

Art.nr.	Model	Led
45101	X2K	
45102	X2K	Justerbart led
45103	X2K	Counterforce led
45107	X2K HP	
45108	X2K HP	Justerbart led
45109	X2K HP	Counterforce led
45113	X2K Women	
45114	X2K Women	Justerbart led
45115	X2K Women	Counterforce led
45119	X2K Compact	
45120	X2K Compact	Justerbart led
45121	X2K Compact	Counterforce led
45141	X2K Unlimited	
45142	X2K Unlimited	Justerbart led
45143	X2K Unlimited	Counterforce led
45151	X2K Compact HP	
45152	X2K Compact HP	Justerbart led
45153	X2K Compact HP	Counterforce led
45325	Breg måleværktøj	

LPR

LPR er en ekstra stabil knæortose med meget lav vægt. Rammen der er fremstillet af let aluminium der giver høj stabilitet medialt/lateralt.

Ortosen er udviklet til at stabilisere knæet i forskellige situationer uanset om det er i daglige aktiviteter eller ved idrætsudøvelse. LPR har et nyt diagonalt båndsystem der forhindrer ortosen i at rotere, specielt når knæet er i fleksion. Ortosen har også en polstring i et nyt design der fremmer ventilation og holder huden kølig. Ved behov tillader rammen en vis justering for optimal pasform. Leddet er polycentrisk med mulighed for begrænset bevægelsesomfang.

Anvendelsesområde: Korsbåndsskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Kontraindikationer: Isoleret PCL-instabilitet, kombineret ACL og PCL-instabilitet, medial eller lateral gonartrose (hjælper med til at stabilisere knæet men aflaster ikke).

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2	Knæmål 3
45271	Grå	Ve/Hø	X-Small	28-32 cm	33-39 cm	25-30 cm
45271	Grå	Ve/Hø	Small	32-37 cm	39-46 cm	30-36 cm
45271	Grå	Ve/Hø	Medium	37-39 cm	46-50 cm	36-38 cm
45271	Grå	Ve/Hø	Medium+	39-41 cm	50-53 cm	38-41 cm
45271	Grå	Ve/Hø	Large	41-46 cm	53-61 cm	41-46 cm
45271	Grå	Ve/Hø	X-Large	46-50 cm	61-69 cm	46-51 cm
45271	Grå	Ve/Hø	XX-Large	50-56 cm	69-79 cm	51-58 cm



NYHED!



LPR målbestilt

LPR kan bestilles efter individuelle mål. Mål tages med Bregs måleværktøj og speciel bestillingsformular skal anvendes.

Art.nr.	Model
45171	LPR Custom
45172	LPR Custom Colour



NYHED!





Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella, Knæmål 2: 15 cm under midt-patella.

Fusion

Fusion er en funktionel "allroundortose". Rammen er fremstillet af aluminium hvilket gør den stabil. Det mediale led er fleksibelt og har til opgave at beskytte knæet mod ydre påvirkninger (absorbere bevægelsesenergi). Båndene sidder på indersiden af ortosen hvilket giver god pasform og modvirker at ortosen glider ned. Polycentrisk led med mulighed for begrænset bevægelsesomfang.

Anvendelsesområde: Korsbåndsskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45261	Ve/Hø	X-Small	33-38 cm	25-30 cm
45261	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45261	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45261	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45261	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45261	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45261	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm
45347	Ekstra bånd lår	Small- XX-Large		
45348	Ekstra bånd læg Ve/Hø	Small- XX-Large		
45343	Ekstra båndpolstring lår Ve/Hø	Small- XX-Large		
45345	Ekstra båndpolstring læg Ve/Hø	Small- XX-Large		



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella, Knæmål 2: 15 cm under midt-patella.

Fusion Women

Fusion Women er en funktionel "allroundortose". Rammen er fremstillet af aluminium hvilket gør den stabil. Det mediale led er fleksibelt og har til opgave at beskytte knæet mod ydre påvirkninger (absorbere bevægelsesenergi). Båndene sidder på indersiden af ortosen hvilket giver god pasform og modvirker at ortosen glider ned. Polycentrisk led med mulighed for begrænset bevægelsesomfang. Fusion Women har et design specielt egnet til kvinder:

Anvendelsesområde: Korsbåndsskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45263	Ve/Hø	X-Small	33-38 cm	25-30 cm
45263	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45263	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45263	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45263	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45263	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45263	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm
45347	Ekstra bånd sæt lår	Small-XX-Large		
45348	Ekstra bånd sæt læg Ve/Hø	Small-XX-Large		
45344	Ekstra lårpolstring Ve/Hø	Small-XX-Large		
45345	Ekstra lægpolstring Ve/Hø	Small-XX-Large		
45346	Ekstra kondylpuder			

Fusion XT

Fusion XT er ortosen til de store udfordringer. Rammen der er fremstillet af ekstra kraftig aluminium og er stabil. Det mediale led er fleksibelt og har til opgave at beskytte knæet mod ydre påvirkninger (absorbere bevægelsesenergi). Båndene sidder på indersiden af ortosen hvilket giver god pasform og modvirker at ortosen glider ned. Polycentrisk led med mulighed for begrænset bevægelsesomfang.

Anvendelsesområde: Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45265	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45265	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45265	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45265	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45265	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45265	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm
45347	Ekstra båndsat lår	Small-XX-Large		
45348	Ekstra båndsat læg Ve/Hø	Small-XX-Large		
45349	Ekstra lårpolstring Ve/Hø	Small-XX-Large		
45350	Ekstra lægpolstring Ve/Hø	Small-XX-Large		
45340	Ledbeskytter	Medium/Large		
45340	Ledbeskytter	X-Large/XX-Large		
45351	Ekstra kondylpuder 2 stk.			



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella, Knæmål 2: 15 cm under midt-patella.



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella, Knæmål 2: 15 cm under midt-patella.

Fusion OA

Fusion OA er udviklet til patienter med medial gonartrose. Rammen er fremstillet i aluminium, der gør den stabil. Det mediale led er fleksibelt og har til opgave at beskytte knæet mod ydre påvirkninger (absorbere bevægelsesenergi). Det laterale leds kondylpude kan justeres trinløst i sideretningen, for med trepunktskraft at forflytte knæet medialt og dermed aflaste den mediale slidflade i knæet. Ellers samme egenskaber som Fusion, Fusion Women og Fusion XT.

Anvendelsesområde: Medial gonartrose, medial smerte forårsaget af menisk-, brusk- eller knogleskader, korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45262	OA	Ve/Hø	X-Small	33-38 cm	25-30 cm
45262	OA	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45262	OA	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45262	OA	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45262	OA	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45262	OA	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45262	OA	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	X-Small	33-38 cm	25-30 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45264	Women OA	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm
45266	XT OA	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45266	XT OA	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45266	XT OA	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45266	XT OA	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45266	XT OA	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45266	XT OA	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm

Fusion OA Lateral

Fusion OA Lateral er beregnet til at give aflastning ved lateral gonartrose. Det mediale leds kondylpude er justerbar i siderne og sammen med den øvre og nedre bøjle opnås en 3-punktskraft der aflaster den laterale slidflade i knæet.

Fusion-leddene har meget lav byggehøjde hvilket har betydning specielt for Fusion OA Lateral hvor leddet sidder på benets inderside (medialsidan), eftersom leddet ellers kan skade det andet knæ eller på anden måde skabe ubehag for brugeren. I øvrigt har ortosen samme egenskaber som Fusion, Fusion Women's, Fusion XT og Fusion OA.

Anvendelsesområde: Lateral gonartrose (mild til moderat), arthrose, meniskskader, post-operativt efter meniskkirurgi.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål 1	Knæmål 2
45267	Fusion OA Lateral	Ve/Hø	Small	39-46 cm	30-36 cm
45267	Fusion OA Lateral	Ve/Hø	Medium	46-50 cm	36-38 cm
45267	Fusion OA Lateral	Ve/Hø	Medium+	50-53 cm	38-41 cm
45267	Fusion OA Lateral	Ve/Hø	Large	53-61 cm	41-46 cm
45267	Fusion OA Lateral	Ve/Hø	X-Large	61-69 cm	46-51 cm
45267	Fusion OA Lateral	Ve/Hø	XX-Large	69-76 cm	51-58 cm



Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella, Knæmål 2: 15 cm under midt-patella.

Fusion målbestilt

Samtlige Fusionmodeller kan bestilles efter individuelle mål. Mål tages med Breg's eget måleværktøj og speciel bestillingsformular skal anvendes.

Øvrigt: Fusion Women kan også bestilles i hvid. Målskema på side 91.

Art.nr.	Model
45161	Fusion efter mål
45162	Fusion OA efter mål
45163	Fusion Women efter mål, sort eller hvid
45164	Fusion Women OA efter mål
45165	Fusion XT efter mål
45166	Fusion XT OA efter mål
45325	Breg måleværktøj



Understrømpe til X2K

Smidig strømpe der findes i bomuld eller neopren. Strømpen komprimerer bløddele og forhindrer gnavsår. Bestil samme størrelse som på ortosen. Strømpen er noget længere end selve ortosen.

Anvendelsesområde: Under ortosen som beskyttelse mod gnavsår og for bløddelskompression.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
45300	Sort	Bomuld	X-Small- XX-Large
45302	Sort	Neoprene	X-Small- XX-Large





Sportsovertræk til X2K/Fusion

Polstret sportsovertræk fremstillet af Lycra. Beskytter med- og modspillere i forskellige former for kontaktsport. Vælg samme størrelse som ortosen.

Anvendelsesområde: Over X2K eller Fusion ved f.eks. idræt.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
45305	Sort	X2K	Small- XX-Large
45306	Sort	Fusion, Compact og Woman X2K	Small- XX-Large



Knækappe

Knækappe med polstret inderside der effektivt beskytter knæskallen mod stød og slag.

Anvendelsesområde: Monteres på X2K eller Fusion som beskyttelse for knæskallen ved sport som f.eks. motocross og skiløb.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
45310	Sort	Bilat.	One Size



Invoice to: Camp Scandinavia AB
 Address: Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg
 Country: Sweden
 Contact: Susanne Persson/ Ann-Louise Christensen
 Phone: +46 42 25 27 19/ 25 27

Beställare Camp Scandinavia AB
 OTA: Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg
 Land: Sweden

Deliver to: _____
 Address: _____ Country: _____

PATIENT INFORMATION

Patient Name:

Male Female

Brace For: Right Leg Left Leg

Instability: ACL PCL MCL/LCL

Unloading: Medial Lateral

LEG MEASUREMENTS (Instructions upon request)

1. Thigh Circumference in 3. Knee Offset mm
 2. Calf Circumference in 4. Knee Width mm

Extension: 0° 10° 20° 30° 40°
 Flexion: 45° 60° 75° 90°

5-10 degree unloading available ONLY. Standard is 5 degrees.

New braces ship with 10° extension stop installed.

FUSION BRACE INFORMATION

Standard
 FUSION XT 01200
 FUSION XT COLOR 01215
 FUSION 01207
 FUSION COLOR 01209
 FUSION WMNS 01201
 FUSION WMNS WHITE 01203
 FUSION WMNS COLOR 01214
 FUSION LATERAL OA
 FUSION LATERAL OA COLOR
 LPR
 LPR COLOR

OA FUSION FRAME COLORS: Forest Orange Navy Pink
 Royal Sage Yellow Red
 Charcoal Mauve

01208
01216
01204
01202 Flag
01217
01300
01301
00028
00029

FUSION FRAME PATTERNS: Camouflage Ripples Flames

CUSTOM PATTERN:

****REQUIRED PANTONE/CUSTOM PATTERN****

* ALL FUSIONS AND LPRS COME STANDARD WITH BRACE BAG

* FUSIONS AND LPRS COME WITH BLACK FRAME PADS ONLY

* FUSION XT OA DOES NOT COME WITH THUMB WHEEL

* FUSION COLOR FRAME OPTION IS ONLY FOR FUSION AND SOLUS COLOR BRACE

SOLUS OA CUSTOM 19101
 SOLUS OA COLOR 19102

SPECIAL INSTRUCTIONS:

X2K BRACE INFORMATION

Standard
 X2K 20001
 X2K PTO N/A
 X2K HP 20007
 X2K HP PTO N/A
 WOMENS X2K 20013
 WOMENS X2K PTO N/A
 COMPACT X2K 20019
 COMPACT X2K PTO N/A
 COMPACT X2K HP 20051
 COMPACT X2K HP PTO N/A

Adj Hinge **CounterForce (OA)**
20002 20003
20025 N/A
20008 20009
20029 N/A
20014 20015
20033 N/A
20020 20021
20037 N/A
20052 20053
20056 N/A

X2K FRAME PAD COLORS:

X2K: Black & Black
 Womens X2K: Black & Silver
 Compact X2K: Black & Black

Silver
 Black
 Navy
 Forest
 Burgundy

SPECIAL INSTRUCTIONS:

ACCESSORIES

Brace Bag 70057 Cotton Undersleeve 0985x Womens/Compact/FUSION Brace Cover 1008x
 Patella Cup 70058 Neoprene Undersleeve 0735x FUSION Slide Guard (M/L) 22000
 X2K Brace Cover 1099x FUSION Slide Guard (XL/XXL) 22001



NYHED!

Knæimmobiliseringsskinne

Immobiliseringsskinne beregnet til midlertidig immobilisering af knæledet. Kan desuden anvendes som støtte ved enklere ståtræning. Skinnen findes i to forskellige længder. For at justere omkredsen kan de to sidestykker flyttes fremad/bagud med det formål at tilpasse størrelsen optimalt. De dorsale skinner kan bukkes forsigtigt til ønsket grad af fleksion.

Anvendelsesområde: Ved midlertidig immobilisering af knæledet og ved enklere ståtræning. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Længde ortose	Omkreds lår	Omkreds læg
47500	Lysegrå	Small/Medium	51 cm	39-60 cm	30-45 cm
47500	Lysegrå	Large/X-Large	60 cm	47-73 cm	34-47 cm



KNEE immobilizer

Immobiliseringsortose af polyestervelour med indbyggede skinner til stabilisering. Ortozen er opbygget i paneler for enkelt at give mulighed for at justere omfanget. Velcrolukning gennem D-ringe. Enkel at justere til korrekt størrelse. Åbning til patella.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling, muskel- og ligamentskader, efter gipsing og ved enklere ståtræning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2	Længde
28655	Blå	Bilat.	49-58 cm	35-44 cm	50 cm

Måltagning: Knæmål 1: 15 cm over midt-patella, Knæmål 2: Midt-patella.



Trepanels knæ immobiliser

Postoperativ ortose med indbygget skinne posterior for maksimal støtte. Enkel at tage på. Opbygget af tre paneler der gør det enkelt at justere omfanget. Velcrolukning gennem D-ringe. Åbning til patella.

Anvendelsesområde: Forstuvelse eller overstrækning af knæet, kollaterale ligamentskader, korsbåndsskader og bløddelsskader.

Art.nr.	Farve	Længde ortose	Max omkreds lår	Max omkreds knæ	Max omkreds læg
45440	Sort	61 cm	63,5 cm	51 cm	46 cm

EPO post-op knæortose

Enkel postoperativ knæortose med justerbare led. Bevægelsesomfanget kan ændres mellem 0° og 120°, eller låses i fuld ekstension. Aluminiumskinnene kan formes til at følge benets form. Skinnene er forberedt til individuel tilpasning af længden. Polstringen kan klippes til mindre størrelse.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.
Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Ortosens længde
45425	Sort	Kort	Bilat.	60 cm
45435	Sort	Ekstra kondylpuder 2 stk.		



EPO Lite post-op knæortose

Enkel postoperativ knæortose med justerbare led. Bevægelsesomfanget kan ændres mellem 0° og 120°, eller låses i fuld ekstension. Aluminiumskinnene kan formes til at følge benets form. Skinnene er forberedt til individuel tilpasning af længden. Luftig polstring.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.
Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Ortosens længde
45430	Sort	Kort	Bilat.	60 cm
45433	Sort	Ekstra polstring		
45435	Sort	Ekstra kondylpuder 2 stk.		



ROM postoperativ knæortose


Postoperativ knæortose med aluminiumskinner og justerbart led. Findes i en lang og en kort model. Det indkapslede polycentriske led er enkelt at indstille. Bevægelsesomfanget kan begrænses. Enkel at tage på og af.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: 0°, 15, 30°, 60° och 90° fleksion och ekstension.

Art.nr.	Model	Ve/Hø
28300	Kort model	Bilat.
28301	Ekstra polstring til kort	
28305	Lang model	Bilat.
28306	Ekstra polstring til lang	
28307	Ekstra bånd	





Måltagning: Knæmål: 15 cm over midt-patella.

T-Scope post-op

Postoperativ knæortose med enkle indstillings- og justeringsmuligheder. Leddet har fjederbelastede stop der gør det enkelt at ændre indstillingen af bevægelsesomfanget. Leddet kan også låses. Ortosens længde og omfang justeres trinløst. Patienten tager ortosen på og af med enkle spænder.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion mellem 10° og 120° i interval af 10°. Ekstension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°. Leddet kan låses i: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål	Længde
45400	Bilat.	Standard	<69 cm	44-69 cm
45401	Bilat.	X-Large	69-89 cm	
45402	Ekstra bånd			
45403	Ekstra polstring			
45404	Ekstra bånd med spænde			
45435	Ekstra kondylpuder 2 stk.			



Måltagning: Knæmål: 15 cm over midt-patella.

Post-op knæortose

Postoperativ knæortose med enkel indstillings- og justeringsmuligheder. Leddet har fjederbelastede stop der gør det enkelt at ændre indstilling af bevægelsesomfanget. Leddet kan også låses. Aluminiumsskinnerne kan formes for at følge benets form. Skinnerne er forberedt for individuel tilpasning af længden. Polstringen kan klippes til mindre størrelse.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Øvrigt: Bevægelsesinterval: Fleksion mellem 10° og 120° i interval af 10°.

Ekstension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°.

Leddet kan låses i: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Knæmål	Længde
45405	Kort	Bilat.	Standard	<69 cm	60 cm
45410	Lang	Bilat.	Standard	<69 cm	73 cm
45412	Ekstra bånd, kort og lang	Bilat.	Standard, X-Large		
45435	Ekstra kondylpuder 2 stk.				

Rehab E-knee™

Rehab E-knee™ er en justerbar, færdig KAFO (knæ-ankel-fodortose) til bedømmelse og gangtræning, der giver knæstabilitet og individuel kontrol under rehabiliteringen. En håndkontrol anvendes af bandagisten/fysioterapeuten for at låse/låse op det elektromekaniske knæled under gangtræningen. Rehab E-knee kan anvendes som et værktøj til at vurdere om patienten kan hjælpes af E-knee eller af en anden KAFO med ståkontrol.

Anvendelsesområde: Svaghed i de nedre extremiteter sekundært efter stroke. Inkomplet rygmærskade og andre neuromuskulære sygdomme. Kontraindikationer: Patientvægt over 100 kg. Mere end 15 gr. varus/ valgus i knæet. Hyperekstension i knæet der ikke kan kontrolleres ved ortose. Betydelig forskel i benlængde hvor den påvirkede side er kortest.

Øvrigt: Rehab E-knee købes som et kit. Anvendes sammen med 4 stk. AA-batterier.

Art.nr.	Model	Ve/Hø
62808	Rehab E-knee	Bilat.
93201	Rehab E-knee til udlån	Bilat.



