



Korsetter

www.camp.dk

Camps Korsetsortiment

Fra 1908 og frem til i dag har vi lyttet til patienter, kunder og deres behov. Vi har altid lagt stor vægt på innovation, god pasform, høj kvalitet og design. Vi kan med rette sige, at vi har god erfaring inden for korsetområdet og er stolte over i dag at kunne præsentere vores brede sortiment på de følgende sider.

Ved valg af korset er det vigtigt at overveje indikation og anatomi, men også at tage hensyn til patientens figur, livsstil og accept. For at lette valget har vi inddelt vores korsetter i kataloget efter nedenstående system. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Stabilitet

Korset	Elastisk tekstilmateriale
Korset	Stof, forstærket med skinner
Rigide	Plast, metal

Højde


SIO	Sacroiliacal
LSO	Lumbo-sacral
TLSO	Thoraco-lumbo-sacral
ABDO	Abdominal

Funktioner

Varmer	<ul style="list-style-type: none"> • Blødgøring af muskulaturen
Masserer	<ul style="list-style-type: none"> • Friktion mod huden giver stimulans/Øget blodgennemstrømning
Aflaster	<ul style="list-style-type: none"> • Aflaster Bækkenmuskulatur/Rygraden • Flytte belastningen • Øge det abdominale tryk
Stabiliserer	<ul style="list-style-type: none"> • Når bløddelene behøver hvile, har nedsat funktion • Instabilitet ved degenerative sygdomme
Begrænser	<ul style="list-style-type: none"> • Begrænser rygradens bevægelse • Efter traume eller kirurgisk ingreb • Når visse bevægelser forårsager irritation
Korrigerer deformiteter	<ul style="list-style-type: none"> • Hos voksende person • Skelet i helingsproces

I tabellen til højre, kan du let se de forskellige produkters egenskaber og finde det der passer til din patients behov. Inddelingen er enkel: 1= let effekt, 2= moderat effekt, 3=kraftig effekt.

Art.nr	Navn	Type	Materiale	Varme	Massage	Aflaste	Begrænse	Stabilisere	Korrigerende
21021	Trocanterbælte	SIO	Stof					2	
21030	Sacrobælte	SIO	Elastik						
23900	BaskoCare	SIO	Elastik					2	
22131	Elcross låg	SIO	Elastik						
23331	Improve låg	SIO	Elastik						
23550	NavyX blå	LSO	Elastik						
23560	NavyX beige	LSO	Elastik						
23552	NavyX høj	LSO	Elastik						
23201	Criss-Cross beige	LSO	Elastik						
23251	Elsa	LSO	Elastik						
22132	Elcross mellem	LSO	Elastik						
22151	Olympia enkel	LSO	Elastik						
22152	Olympia forstærket	LSO	Elastik						
23332	Improve mellem	LSO	Elastik						
22133	Elcross høj	LSO	Elastik						
22153	Olympia høj	LSO	Elastik					2	
23333	Improve høj	LSO	Elastik						
29101	Lumbo 1010 høj	LSO	Elastik						
22138	Elcross skulder		Elastik						
22137	Elcross TLSO	TLSO	Elastik						
23945	Baby korset	ABDO	Elastik			2			
22134	Elcross mave	ABDO	Elastik						
23334	Improve mave	ABDO	Elastik						
29432	Camp XXI mellem	LSO	Stof					2	
29433	Camp XXI høj	LSO	Stof					2	
29437	Camp XXI TLSO	TLSO	Stof				2	2	2
29434	Camp XXI mave	ABDO	Stof			2		2	
29073	Lumbo 073	LSO	Stof					2	
22672	Lumbo 267	LSO	Stof			2		2	
29473	Lumbo 473	LSO	Stof			2		2	
26439	Lumbo 439	LSO	Stof			2		2	
26590	Lumbo 590	LSO	Stof			2		2	
27591	Lumbo 591	LSO	Stof			2		2	
20347	Camp Star hyperekstension		Metal			2	3	3	2
20350	Hyperekstensionsstøtte C35		Metal			2	3	3	2
20355	Hyperekstensionsstøtte C35+		Metal			2	3	3	2
20370	Hyperekstensionsstøtte C37		Metal			2	3	3	2
29770	Terrapin TLSO	TLSO	Plast			3	3	3	3
29771	Terrapin LSO	LSO	Plast			3	3	3	3
29695	Boston Overlap Brace		Plast			3	3	3	3
29702	Boston Flexaform		Plast			3	3	3	3
29707	Boston Soft Body Jacket		Plast			3	3	3	3
29701	Boston Body Jacket		Plast			3	3	3	3
29705	Boston Scoliosekorsett		Plast			3	3	3	3
29720	Boston Scoliosis Nightbrace		Plast			3	3	3	3
29721	Boston Scoliosis Nightbrace		Plast			3	3	3	3



Trocanterbælte Tro-Camp

SIO Korset

Stabilt korset til Sacroiliacaleddet, der passer til både lige og taljeret figur. Dobbelt trykknaplukning tillader udvidelse af størrelsen under graviditet. Snøringen midt bag trækkes sammen for at mindske belastningen på sacroiliacaleddet. Aftagelige lyskeband medfølger. Bæltet lukkes med hægtelukning midt for.

Anvendelsesområde: Bækkeninsufficiens og symfysiolyseproblemer.

Art.nr.	Farve	Hoftemål	Højde bag	Højde for
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobælte

SIO Korset

Korset til Sacroiliacaleddet med en elastisk indre del mod huden og en ydre rigid del til aflastning og stabilisering. Korsettet passer til både lige og taljeret figur. Forsynet med antiglidpads, der forhindrer bæltet i at glide mod huden eller tøjet. Aftagelig pelotte i sacrum giver optimal aflastning.

Anvendelsesområde: Bækkeninsufficiens og symfysiolyseproblemer.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
21030	Sort	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Sort	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm


Denite

Denite er et korset fremstillet af ægte denimstof der kun bliver bedre og behageligere jo mere det anvendes. Denite er velegnet ved lettere rygproblemer hvor varme og en let støtte kan give aflastning.

Denite findes i to udgaver, en lige og en taljeret model, for at kunne passe til de fleste figurtyper. Det har en bred velcrolukning midt for. For at lette lukningen findes en lomme på højre side og to bånd på venstre side som man kan sætte hænderne i. Denite har et stabiliserende elastisk kryds i ryggen og smalle bløde fjedre fremme og ved siderne.

Anvendelsesområde: Ved lettere rygproblemer såsom træthedss fornemmelse og tilfældige rygsmerter.

Art.nr.	Model	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23513	Taljeret model	Jeans blå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23513	Taljeret model	Jeans blå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23513	Taljeret model	Jeans blå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23513	Taljeret model	Jeans blå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23501	Lige model	Jeans blå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23501	Lige model	Jeans blå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23501	Lige model	Jeans blå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23501	Lige model	Jeans blå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm



Elcross® lav

SIO Korset

Blødt elastisk korset med bomuld mod huden, passer til både lige og taljeret figur. Fjedre/skinner bagpå og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke bånd.

Korsettet er beregnet til Sacroiliacal støtte, men kan også anvendes lumbosacralt til en kort patient. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter, ryginsufficiens og bækkeninsufficiens

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22131	Beige	Small	85-95 cm	19 cm	15 cm
22131	Beige	Medium	95-105 cm	19 cm	15 cm
22131	Beige	Large	105-115 cm	19 cm	15 cm
22131	Beige	X-Large	115-125 cm	19 cm	15 cm





Improve™ lav

SIO Korset

Smidigt elastisk korset i stabilt og luftigt materiale. Fjedre/skiner bagpå og i siderne giver ekstra stabilitet sammen med de stærke bånd. Korsettet er beregnet til Sacroiliacal støtte, men kan også anvendes lumbosacralt til en kort patient. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter, ryginsufficiens og bækkeninsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23331	Beige	Small	85-95 cm	19 cm	11 cm
23331	Beige	Medium	95-105 cm	19 cm	11 cm
23331	Beige	Large	105-115 cm	19 cm	11 cm
23331	Beige	X-Large	115-125 cm	19 cm	11 cm

Navy X™ kort

LSO Korset

Luftigt korset i ekstra stabilt og slidstærkt elastisk materiale, der passer til både lige og taljeredet figurtype. Stærke bånd giver ekstra stabilitet sammen med skinner i plast bagpå og i siderne. Velcrolukning midt for. Korsettet er velegnet til arbejdsrelaterede miljøer.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.




Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23550	Marineblå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Marineblå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy X™ høj

Elastisk luftig korset i extra stabilt og slidstærkt materiale. Modellen er ekstra høj og har delt lukning foran og ekstra stabiliserende bånd. Det har åbne kanaler bagpå til komplettering med ekstra skinner hvis der er behov for dette.

Anvendelsesområde: Rygsmerter, ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23552	Marineblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	20 cm
23552	Marineblå	Small	85-95 cm	31 cm	20 cm
23552	Marineblå	Medium	95-105 cm	31 cm	20 cm
23552	Marineblå	Large	105-115 cm	31 cm	20 cm
23552	Marineblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	20 cm
23552	Marineblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	20 cm
23553	Separate aluminium skinner (2 stk)	2 cm x 26 cm			



Criss-Cross beige

LSO Korset

Kraftigt elastisk korset der passer både til lige og taljeret figurtype. De integrerede krydslagte elastikbånd i ryggen giver ekstra stabilitet. Bløde skinner bagpå og i siderne, samt åbne fjedergange, der giver mulighed for at isætte ekstra skinner. Velcrolukning midt foran. Bedst egnet til patienter med god håndfunktion, da der kræves en vis kraft ved påtagning.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23201	Beige	Small	80-90 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	Medium	90-100 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	Large	100-110 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	X-Large	110-120 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	XX-Large	120-130 cm	25 cm	17 cm




Elsa

LSO Korset

Formsyet korset i ekstra kraftig elastisk bomuld, der passer til en taljeret figurtype. Spiralfjedre bagpå og i siderne. Udtagelig rygplade der giver ekstra støtte. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23251	Beige	Small	80-90 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	Medium	90-100 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	Large	100-110 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	X-Large	110-120 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	XX-Large	120-130 cm	25 cm	17 cm





Elcross® mellem

LSO Korset

Blødt elastisk korset med bomuld mod huden, passer til både lige og taljeret figur. Fjedre/skinner bagpå og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke bånd. Båndenes symmetriske kryds over ryggen kan justeres til at give enten sacroliliacal eller lumbosacral støtte. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22132	Beige	Small	85-95 cm	28 cm	19 cm
22132	Beige	Medium	95-105 cm	28 cm	19 cm
22132	Beige	Large	105-115 cm	28 cm	19 cm
22132	Beige	X-Large	115-125 cm	28 cm	19 cm



Olympia enkel

LSO Korset

Luftigt elastisk korset der tillader huden at ånde. Passer til både lige og taljeret figurtype. De integrerede krydslagte elastikbånd i ryggen giver, sammen med skinnerne bagpå, god stabilitet. For at lette ved påtagning kan hånden stikkes ind under de påsyede bånd. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Indeholder latex.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22151	Grå	X-Small	75-82 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	Small	82-90 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	Medium	90-100 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	Large	100-110 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	X-Large	110-120 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	XX-Large	120-130 cm	26,5 cm	18 cm

Olympia forstærket


LSO Korset

Luftigt elastisk korset der tillader huden at ånde. Passer til både lige og taljeret figurtype. De kraftige bånd giver, sammen med 4 skinner bagpå, god stabilitet. For at lette ved påtagning kan hånden stikkes ind under de påsyede bånd. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Indeholder latex.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22152	Grå	X-Small	75-82 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	Small	82-90 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	Medium	90-100 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	Large	100-110 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	X-Large	110-120 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	XX-Large	120-130 cm	26 cm	19 cm




Improve mellem

LSO Korset

Smidigt elastisk korset i stabilt og luftigt materiale. Passer både til en lige og taljeret figurtype. Fjedre/skinner bagpå og i siderne giver, sammen med de kraftige bånd, ekstra stabilitet. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23332	Beige	Small	85-95 cm	25 cm	17 cm
23332	Beige	Medium	95-105 cm	25 cm	17 cm
23332	Beige	Large	105-115 cm	25 cm	17 cm
23332	Beige	X-Large	115-125 cm	25 cm	17 cm





Elcross® høj

LSO Korset

Blødt elastisk korset med bomuld mod huden. Passer til både lige og taljeret figurtype. Fjedre/skinner bagpå og i siderne giver stabilitet sammen med de stærke bånd. Båndenes symetriske kryds over ryggen kan justeres til at give enten sacroiliacal eller lumbosacral støtte. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22133	Beige	Small	85-95 cm	33 cm	24 cm
22133	Beige	Medium	95-105 cm	33 cm	24 cm
22133	Beige	Large	105-115 cm	33 cm	24 cm
22133	Beige	X-Large	115-125 cm	33 cm	24 cm



Olympia høj

LSO Korset

Luftigt elastisk korset der tillader huden at ånde. Passer til både lige og taljeret figurtype. Modellen er todelt fortil, dels for lettere påtagning, dels for justerbar højde fortil, samt god pasform. De kraftige bånd giver, sammen med 4 skinner bagpå, god stabilitet. For at lette ved påtagning kan hånden stikkes ind under de påsyede bånd. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Indeholder latex.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22153	Grå	X-Small	75-82 cm	32 cm	Op til 32 cm
22153	Grå	Small	82-90 cm	32 cm	Op til 32 cm
22153	Grå	Medium	90-100 cm	32 cm	Op til 32 cm
22153	Grå	Large	100-110 cm	32 cm	Op til 32 cm
22153	Grå	X-Large	110-120 cm	32 cm	Op til 32 cm
22153	Grå	XX-Large	120-130 cm	32 cm	Op til 32 cm


Improve™ høj

LSO Korset

Smidigt elastisk korset i stabilt og luftigt materiale. Passer både til en lige og taljeret figurtype. Fjeder/skinner bagpå og i siderne giver, sammen med de kraftige bånd, ekstra stabilitet. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23333	Beige	Small	85-95 cm	33 cm	24 cm
23333	Beige	Medium	95-105 cm	33 cm	24 cm
23333	Beige	Large	105-115 cm	33 cm	24 cm
23333	Beige	X-Large	115-125 cm	33 cm	24 cm




Lumbo 1010 høj

LSO Korset

Blødt elastisk luftigt korset med blomstermønster. Passer til både lige og taljeret figurtype. Materialet er lagt dobbelt for god kompression og støtte. Fjedre bagpå og i siderne samt to åbne fjedergange, der giver mulighed for isættelse af ekstra skinner. 2 faste skinner medfølger. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29101	Hvid	X-Small	70-80 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvid	Small	80-90 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvid	Medium	90-100 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvid	Large	100-110 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvid	X-Large	110-120 cm	39,5 cm	22,5 cm




Elcross® skulder

Blød elastisk holdningsbandage med bomuld mod huden. Til patienter der har brug for støtte thorakalt ved f.eks. holdningstræning. Polstrede skulderbånd bevirker at bandagen ikke gnaver i armhulen. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Ryginsufficiens, kyfose og holdningsproblemer.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Tajlemål
22138	Beige	Small	70-80 cm
22138	Beige	Medium	80-90 cm
22138	Beige	Large	90-100 cm
22138	Beige	X-Large	100-110 cm





Elcross® TLSO

TLSO Korset

Blødt elastisk korset med bomuld mod huden. De kraftige bånd på den lum-bosacrale del giver et fast og jævnt tryk over de faste skinner. Polstrede bånd på skulderdelen bevirker at ortosen ikke gnaver i armhulen. Skulderbåndene krydses over skulderbladene og fæstnes på forsiden.

Anvendelsesområde: Ryginsufficiens, osteoporose og kyfose.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22137	Beige	Small	85-95 cm	57 cm	23 cm
22137	Beige	Medium	95-105 cm	57 cm	23 cm
22137	Beige	Large	105-115 cm	57 cm	23 cm
22137	Beige	X-Large	115-125 cm	57 cm	23 cm



Baby korset

ABDO Korset

Luftigt og smidigt elastisk graviditetskorset med snører i begge sider der giver mulighed for ekstra udvidelse. Formbar rygplade og bløde fjedre giver støtte, samtidig med at båndene giver løft. Aftagelige lyskeband.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens i forbindelse med graviditet eller hos personer med kraftigt maveparti

Art.nr.	Farve	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23945	Beige	85	24 cm	28 cm
23945	Beige	90	24 cm	28 cm
23945	Beige	95	24 cm	28 cm
23945	Beige	100	24 cm	28 cm
23945	Beige	105	24 cm	28 cm
23945	Beige	110	24 cm	28 cm
23945	Beige	115	24 cm	28 cm

Elcross® mave

ABDO Korset

Blødt elastisk korset med bomuld mod huden. Denne model er specielt velegnet til patienter med et kraftigt maveparti. Fjedre/skinner bagpå og i siderne giver stabilitet sammen med de kraftige bånd. Båndenes symetriske kryds over ryggen kan enkelt efterjusteres. Todelt velcrolukning i siden giver god justeringsmulighed og letter ved påtagning.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens hos personer med et kraftigt maveparti.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22134	Beige	Medium	95-105 cm	28 cm	26 cm
22134	Beige	Large	105-115 cm	28 cm	26 cm
22134	Beige	X-Large	115-125 cm	28 cm	26 cm
22134	Beige	XX-Large	125-135 cm	28 cm	26 cm




Improve™ mave

ABDO Korset

Smidigt elastisk korset i luftigt materiale. Fjedrer/skinner bagpå og i siderne giver ekstra stabilitet sammen med de kraftige bånd. Korsettet er let at tage på og af, grundet den løse mavesektion. Eftersom mavesektionen er lav, lades diafragmapartiet frit, hvilket letter åndedrætsfunktionen hos siddende patienter.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens hos personer med et kraftigt maveparti.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
23334	Beige	Medium/Large	95-115 cm	25 cm	16 cm
23334	Beige	X-Large/XX-Large	115-135 cm	25 cm	16 cm




StomaCare™

StomaCare er et elastisk stomibælte der giver støtte og fikstion til stomiposen, kompression af underkroppen ved svækket bugmuskulatur samt forebygger og lindrer prolaps/brok i ar- og stomiområdet.

Bæltet passer til både en lige og taljeret figurtype. Det er fremstillet af et bredt dacronbånd der syes sammen med elastisk søm for en optimal pasform. Området ved stomiåbningen er af et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag findes en smidig forstærkningsplade af plast. Bæltet er forsynet med et beskyttelsesbånd over åbningen.

En nyhed i sortimentet er modellen StomaCare EasyOpener der har integreret lukning under stomiposen for at gøre udskiftning af stomiposen enklere.

StomaCare findes i tre højder; 10 cm, 15 cm og 22,5 cm samt med to forskellige diametre til stomiåbningen; 60 mm og 72 mm hvilket letter tilpasningen af forskellige størrelser stomiposer.



Størrelsestabel

Størrelse	Taljemål
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Målet skal tages mens patienten ligger ned.

StomaCare lav

ABDO Korset

Elastisk bælte fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Mål tages mens patienten ligger ned. Findes i størrelser Medium - XXXX- Large (se størrelsestabel).

Art.nr.	Farve	Diameter stomiåbning	Ve/Hø	Højde bag og for
23308	Hvid	60 mm	Bilat.	10 cm
23309	Hvid	72 mm	Bilat.	10 cm



StomaCare mellem

ABDO Korset


StomaCare er fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Mål tages mens patienten ligger ned. Findes i størrelser Medium - XXXX- Large (se størrelsestabel).

Art.nr.	Farve	Diameter stomiåbning	Ve/Hø	Højde bag og for
23306	Beige	60 mm	Bilat.	15 cm
23307	Beige	72 mm	Bilat.	15 cm





StomaCare høj

ABDO Korset

Elastisk bælte fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Beskyttelsesbånd over åbningen. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Ved valg af Ve/Hø, angiv i hvilken side stomien sidder. Mål tages mens patienten ligger ned. Findes i størrelser Medium - XXXX-Large (se størrelsestabel).

Art.nr.	Farve	Diameter stomiåbning	Ve/Hø	Højde bag og for
23302	Hvid	60 mm	Ve/Hø	22,5 cm
23303	Hvid	72 mm	Ve/Hø	22,5 cm



StomaCare EasyOpener

StomaCare EasyOpener har en integreret lukning under stomi-åbningen hvilket giver ekstra komfort ved udskiftning af stomiposen. Bæltet behøver dermed ikke tages af. Denne model egner sig ikke til patienter med et meget højt abdominalt tryk, baseret på en muligt høj belastning på stomiåbningens lukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og fiksering af stomipåsen. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Øvrigt: Mål tages mens patienten ligger ned. Findes i størrelser Medium - XXXX-Large (se størrelsestabel).

Art.nr.	Farve	Diameter stomiåbning	Ve/Hø	Højde bag og for
23315	Hvid	60 mm	Ve/Hø	15 cm
23316	Beige	60 mm	Ve/Hø	15 cm
23317	Hvid	72 mm	Ve/Hø	15 cm
23318	Beige	72 mm	Ve/Hø	15 cm


StomaCare halvfabrikat

ABDO Korset

Elastisk bælte fremstillet af et bredt dacronbånd, der er syet med elastisk søm for at give optimal pasform. Passer både lige og taljeret figurtype. Området ved stomiåbningen er et dobbelt lag uelastisk materiale. Mellem disse lag er en smidig forstærkningsplade af plast. Leveres komplet med elastisk kantbånd og bestyrtelsesbånd til færdigfremstilling. Velcrolukning.

Anvendelsesområde: Som støtte og til fiksering af stomipose. Ved svag bugmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brok i ar- og stomiområdet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Højde bag og for
23305	Hvid	Bilat.	15 cm
23301	Hvid	Ve/Hø	22,5 cm



Måltagning: Angiv i hvilken side stomien sidder. Mål tages mens patienten ligger ned. Findes i størrelser Medium - XXXX-Large (se størrelsestabell).

StomaCare Protector

Protector er fremstillet i højtemperaturplast. Anvendes for at beskytte stomien mod tryk og traume under aktivitet. Passer til alle StomaCares modeller. Fastgøres mod bæltets materiale med velcrobåndet på Protector's bagside.

Art.nr.	Farve	Størrelse
23300	Hvid	One Size



Camp XXI mellem

LSO Korset

Stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde, der giver let elasticitet. Passer til både lige og taljeret figurtype. Dobbelt Camp-snøring i hver side med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes at patienter med svag håndfunktion, eftersom korsettet justeres gennem snøringen og de faste bånd. Åbne fjedergange i ryggen, 2 skinner medfølger. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og rynginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm





Camp XXI høj

LSO Korset

Stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde, der giver let elasticitet. Passer til både lige og taljeret figurtype. Dobbelt Camp-snøring i hver side med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom korsettet justeres gennem snøringen og de faste bånd. Åbne fjedergange i ryggen, 2 skinner medfølger. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm



Camp XXITLSO

TLSO Korset

Thoraco-lumbo-sacral stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde der giver let elasticitet. Dobbelt Camp-snøring i begge sider med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom korsettet justeres med snøringen i kombination med de faste bånd. Polstrede skulderbånd bevirker at korsettet ikke gnaver i armhulen. Båndene krydses bagpå og fæstnes foran. Velcrolukning midt for.

Anvendelsesområde: Osteoporose og kyfose.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29437	Beige	X-Small	70-85 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm


Camp XXI mave

ABDO Korset

Lumbo-sacral stofkorset i bomuld med indvævede polymertråde der giver let elasticitet. Denne model er specielt velegnet til patienter med et kraftigt maveparti. Dobbelt Camp-snøring i hver side med velcrolukning. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom snøringen er meget let at regulere. Todelt velcrolukning i siden giver god justeringsmulighed og letter ved påtagning.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens hos personer med et kraftigt maveparti.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm



Lumbo 073


LSO Korset

Stofkorset der passer en taljeret figurtype. Korsettet har dobbelt Camp-snøring i hver side, elastikkiler oppe og nede fortil. Åbne fjedergange i ryggen. Lukkes med hæfter i sidesømmen.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Skinner medfølger ikke.

Art.nr.	Farve	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29073	Hvid	80 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvid	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvid	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvid	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvid	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvid	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvid	110 cm	30 cm	20,5 cm





Lumbo 267

LSO Korset

Stofkorset i bomuld der passer en middelstor, lige figurtype. Korsettet har tredobbelt Camp-snøring i hver side og elastikkiler oppe og nede fortil. Åbne fjedergange i ryggen. Lukkes med snører midt for.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Skinner medfølger ikke.

Art.nr.	Farve	Hoftemål	Højde bag	Højde for
22672	Beige	74 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	78 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	82 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	86 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	90 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	94 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	98 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	102 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	106 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	110 cm	39 cm	26 cm



Lumbo 473

LSO Korset

Stofkorset der passer en fyldigere, taljeret figurtype. Korsettet har tredobbelt Camp-snøring i hver side og elastikindsætninger oppe og nede fortil. Åbne fjedergange i ryggen, 2 skinner medfølger. Aftagelige strømpebånd. Lukkes med hæfter i sidesømmen.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Hoftemål	Højde bag	Højde for
29473	Hvid	36	90 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvid	38	95 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvid	40	100 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvid	42	105 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvid	44	110 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvid	46	115 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvid	48	120 cm	42 cm	29 cm

Lumbo 439

LSO Korset

Stofkorset i bomuld der passer både en lige og taljret figurtype. Korsettet har gennemgående elastikkiler i hver side fortil og åbne fjedergange i ryggen. Fire åbne sømme i siderne og åben søm i ryggen giver mange tilpasningsmuligheder. Korsettet kan med fordel anvendes af patienter med svag håndfunktion, eftersom det lukkes med velcrobånd gennem D-ring krydsende fra venstre/højre.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Skinner medfølger ikke. Halvfabrikat.

Art.nr.	Farve	Taljemål	Højde bag	Højde for
26439	Beige	76 cm	68 cm	55 cm
26439	Beige	84 cm	68 cm	55 cm
26439	Beige	92 cm	68 cm	55 cm
26439	Beige	100 cm	68 cm	55 cm



Lumbo 590

LSO Korset

Stofkorset der passer en taljret figurtype. Korsettet har snøring midt for, elastikkiler i hver side fortil og åbne fjedergange i ryggen. Fire åbne sømme i siderne og åben søm i ryggen giver mange tilpasningsmuligheder. Lukkes med hægter i sidesømmen.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Skinner medfølger ikke. Halvfabrikat.

Art.nr.	Farve	Taljemål	Højde bag	Højde for
26590	Hvid	68 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvid	76 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvid	84 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvid	92 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvid	100 cm	54 cm	46 cm



Lumbo 591


LSO Korset

Stofkorset der passer en lige figurtype. Korsettet har elastikkiler i hver side nedest fortil og åbne fjedergange i ryggen. Fire åbne sømme i siderne og åben søm i ryggen giver mange tilpasningsmuligheder. Lukkes med regulerbare bånd krydsende fra venstre/højre.

Anvendelsesområde: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Øvrigt: Skinner medfølger ikke. Halvfabrikat.

Art.nr.	Farve	Hoftemål	Højde bag	Højde for
27591	Beige	82 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	86 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	90 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	94 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	98 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	102 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	106 cm	42 cm	30 cm



Korsetbånd

Korsetbånd i bomuld til færdiggørelse af korsetter. Anvendes som skinnelomme.

Art.nr.	Farve	Bredde	Pakn.
25006	Hvid	21 mm	50 m rulle
25006	Hvid	24 mm	50 m rulle
25006	Hvid	30 mm	50 m rulle
25006	Beige	21 mm	50 m rulle
25006	Beige	24 mm	50 m rulle
25006	Beige	30 mm	50 m rulle



Rygplade

Hjerteformet rygplade i Campolite beklædt med frotté, Pladen fæstnes med velcro på korsettet. Udskæring til ryggraden for at hindre tryk.

Art.nr.	Størrelse	Højde	Bredde	Tykkelse
22135	One Size	16 cm	18 cm	1 cm

Fjederbånd

Fjederbånd til færdiggørelse af korsetter. Anvendes som skinnelomme. Artikel 25008 er foldet og syet samt polstret med velour for ekstra komfort. Artikel 25210 er af smidig, ekstra stærk nylonjord. Samme skinnelomme som findes i vores Camp XXI-korsetter.

Art.nr.	Farve	Materiale	Bredde	Længde	Pakn./Rulle
25008	Beige	Bomuld m. velour	25 mm	5 m	Pk.
25008	Beige	Bomuld m. velour	30 mm	5 m	Pk.
25210	Beige	Camp XXI-stof	30 mm	50 m	RI.

Bånd

Fast bånd af nylonjord der kan anvendes til korsetfremstilling, men også til andre typer ortosefremstilling. Materialet er stabilt og den glatte overflade bevirker at en D-ring let glider på båndet. Den afklippede kant afsluttes ved at smelte enden.

Art.nr.	Farve	Bredde	Længde
29715	Hvid	25 mm	50 m rulle
29715	Beige	25 mm	50 m rulle

Camp STAR hyperekstension

Stabilt hyperekstensionskorset med metalramme, polstret med skumplast og bælte i plast. Justerbar højde.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaget af traume
- Stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose
- Luksationer
- Osteoartrit.

Art.nr.	Model	Størrelse
20347	Camp STAR	One Size




Hyperekstensionsstøtte C35

Justerbart trepunktskorset af aluminium og kunstlæder til postoperativ behandling. Det begrænser fleksion og bevægelighed til siden i ryggen. Korsettet er justerbart i højde og brystvidde, har en brystplade der kan vinkles og justerbar rygplade.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaget af traume
- Stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose
- Luksationer
- Osteoartrit.

Art.nr.	Model	Størrelse	Hoftemål	Længde
20350	C35	Small	76-83 cm	43-47 cm
20350	C35	Medium	83-94 cm	45-50 cm
20350	C35	Large	94-104 cm	48-54 cm
20350	C35	X-Large	104-114 cm	53-59 cm
20351	Ekstra brystplade	One Size		
20354	Ekstra bånd med spænde	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spænde	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøjle foran			





Hyperekstensionsstøtte C35+

Justerbart trepunktskorset af aluminium og kunstlæder til postoperativ behandling. Det begrænser fleksion og bevægelighed til siden i ryggen. Korsettet er justerbart i højde og brystvidde og har en brystplade der kan vinkles med gradering, der gør det enkelt at indstille vinkelen. Den nedre bøjle kan stilles i bevægeligt eller fast leje. Justerbar rygplade.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale

- Stabile frakturer forårsaget af traume
- Stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose
- Luksationer
- Osteoartrit.

Art.nr.	Model	Størrelse	Hoftemål	Længde
20355	C35+	Small	74-86 cm	39-48 cm
20355	C35+	Medium	84-98 cm	42-51 cm
20355	C35+	Large	96-110 cm	44-52 cm
20355	C35+	X-Large	106-120 cm	48-57 cm
20351	Ekstra brystplade	One Size		
20352	Ekstra rygplade	Small/Medium		
20352	Ekstra rygplade	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spænde	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spænde	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøjle foran			



Hyperekstensionsstøtte C37

Justerbart trepunktskorset af aluminium og kunstlæder. Det begrænser fleksion og bevægelighed til siden i ryggen. Korsettet er justerbart i højde og vidde, har en hofteplade der kan vinkles og justerbar rygplade. Den nedre bøjle er justerbar i vinkelen.

Anvendelsesområde: Immobiliseringsbehandling af lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaget af traume
- Stabile kompressionsfrakturer som følge af Osteoporose
- Luksationer
- Osteoartrit.

Art.nr.	Model	Størrelse	Hoftemål	Længde
20370	C37	Small	76-94 cm	43-50 cm
20370	C37	Large	94-114 cm	48-59 cm
20351	Ekstra brystplade	One Size		
20352	Ekstra rygplade	Small/Medium		
20352	Ekstra rygplade	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spænde	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spænde	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøjle foran			

TERRAPIN

Færdigt TLSO-korset fremstillet af 3 mm polyeten med en udtagelig polstring.
Korsettet leveres med to polstringer.

Anvendelsesområde: Postoperativt til immobilisering af ryggraden og ved kompressionsfrakturer.

Art.nr.	Model	Størrelse	Hoftemål
29770	TLSO	1	75-85 cm
29770	TLSO	2	85-92 cm
29770	TLSO	3	92-102 cm
29770	TLSO	4	102-112 cm
29770	TLSO	5	112-122 cm
29773	Ekstra polstring		



Cut-4-Custom

Cut-4-Custom er et korset-system til hurtig og enkel fremstilling af et TLSO eller LSO. De forformede dele har spænder og bånd monteret klar til opvarmning og formning direkte på patienten. 3D-LITE materialet der er luftigt bliver formbart ved ca 80 grader. Materialet har hukommelse og kan formes flere gange. Fremstillingen af et individuelt formet korset kan gøres på mindre end 1 time.

Cut-4-Custom findes i 4 forskellige højder som kan kombineres med hinanden. Som ekstra tilbehør findes også et vaskbart overtræk der holder korsettet rent og friskt samtidig med at det giver en behagelig overflade mod huden.


Anvendelsesområde: Post-operativt, kompressionsfrakturer og immobilisering af ryggraden.

Model	Art.nr. Korset for	Art.nr. Korset bag	Art.nr. Overtræk for	Art.nr. Overtræk bag
LSO	64919	64921	64929	64931
LSO+	64920	64921	64930	64931
TLSO	64922	64923	64932	64933
TLSO+	64924	64925	64934	64935
Tilbehør	Art.nr.	Mål		
Kantmateriale	64936	5 mm x 10 m		
Kantmateriale	64937	7 mm x 10 m		
Lim til Kantmateriale	64938			



MÅLTAGNINGSSINSTRUKTIONER


3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



Størrelse

Størrelsen bestemmes af taljemål.
Tag målet stramt. Mål også højden
for og bag i henhold til anvisningerne.
Vælg størrelse fra tabellen.

	Beskrivelse	Omkreds i cm		Total højde for i cm	Total højde bag i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
LSO+	LSO+, XS/S	60	75	30	30
	LSO+, S/M	70	90	31,5	31,5
	LSO+, M/L	85	105	33,5	33,5
	LSO+, L/XL	95	120	35	35
	LSO+, XL/XXL	115	140 <td 36,5	36,5	
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54
TLSO+	TLSO+, S/M	70	90	47	47
	TLSO+, M/L	85	110	55	55
	TLSO+, XL/XXL	105	135	60	60



Illustrationerne viser omtrentlig højde for de forskellige modeller LSO eller TLSO.

BOSTON Overlap Brace

Præfabrikeret korset specielt udviklet til behandling af kronisk eller tilfældig lænderygsmerte. Korsettet findes i 20 standardstørrelser og i flere forskellige materialetykkelser og lordosegrader. Kan desuden bestilles efter mål eller gipsafstøbning. Vælg mellem polstret eller upolstret. Modulet er fremstillet af polyeten. Skal anvendes sammen med undertrøje.

Anvendelsesområde: Lænderygsmerte, spondylolistes, spondylt, osteoporose, præ- og postoperativ behandling, spinal stenose og frakturer

Øvrigt: Se størrelsestabel på side 143. Målskema på side 144.

Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos kundeservice.

Art.nr.	Model	Tykkelse	Lordosegrad	Længde
29690	Standardmodul	1,5 mm	15°	
29694	Standardmodul	3 mm	30°	
29695	Standardmodul	3 mm	15°	
29697	Målbestilt polstret			
29698	Standardmodul polstret	3 mm	15°	
29696	Rygfjedre			20 cm
29696	Rygfjedre			25,5 cm
29696	Rygfjedre			30,5 cm
29696	Rygfjedre			35,5 cm



BOSTON Flexaform

Præfabrikeret immobiliseringskorset med stort set samme udformning som et Boston Scoliosekorset men med åbningen foran. Standardmodellen, der har 15° lordose, findes i 12 standardstørrelser men kan også bestilles efter mål eller gipsafstøbning. Modulet er fremstillet af polyeten der polstres med polyetenfoam. Korsettet skal anvendes med undertrøje.

Anvendelsesområde: Præ- og postoperativt.

Øvrigt: Se størrelsestabel på side 143. Målskema på side 144.

Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos kundeservice.

Art.nr.	Model	Tykkelse	Lordosegrad
29702	Standardmodul med forstærkning	3 mm	15°
29703	Standardmodul uden forstærkning	3 mm	15°





BOSTON Soft Body Jacket

Præfabrikeret korset beregnet til patienter med nedsat muskelstyrke, svag bækkenkontrol eller af andre årsager ikke tåler en rigid ortose. Modulet er fremstillet af et hårdere polyetenfoam på ydersiden og et blødere polyetenfoam på indersiden. Standard modulet, der findes i 30 størrelser, er hvid, har 15° lordose, åbning bag samt åbne kanaler. Kan også bestilles i forskellige farver, lordoser, åbne eller lukkede kanaler samt efter mål. Anvendes med undertrøje.

Anvendelsesområde: Neuromuskulære scolioser, holdningskontrol og postoperative støtte.

Øvrigt: Se størrelsestabel på side 143. Målskema på side 144.

Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos kundeservice.

Kontakt kundeservice for at bestille farveprøver.

Art.nr.	Model	Model	Lordosegrad
29707	Standardmodul	Åbne kanaler	15°
29708	Målbestilt	Åbne kanaler	
29709	Standardmodul	Lukkede kanaler	15°
29710	Målbestilt	Lukkede kanaler	
29719	Bånd m. spænde	2 x 12"	



Boston Body Jacket

Body Jacket fremstillet af LDPE (low density polyeten) beregnet til immobilisering af ryggraden. Kan bestilles efter mål eller gipsafstøbning. Skal anvendes sammen med undertrøje.

Anvendelsesområde: Postoperativt, kompressionsfrakturer og immobilisering af ryggraden.

Øvrigt: Målskema på side 144. Boston Body Jacket kan fås helt mønstret eller monteret med transfers.

Art.nr.	Model
29701	Målbestilt
29716	Transfers løse
29717	Transfers monteret på korset
29718	Helt mønster monteret på korset

BOSTON Scoliosekorset

Veldokumenteret præfabrikeret korset til behandling af scoliose. Findes i 30 standardstørrelser i 0° eller 15° lordose. Kan også specialbestilles efter mål eller gipsafstøbning. Modul af polypropen og polstring af skumplast i poethylen. Skal anvendes sammen med undertrøje.

Anvendelsesområde: Idiopatiske scolioser.

Øvrigt: Se størrelsestabel på side 143. Målskema på side 144.

Fremstillingsmanualer og studier kan bestilles hos kundeservice.

Boston scoliosekorset kan fås helt monteret eller med monterede transfers.

Kontakt kundeservice for bestilling af prøver.




Art.nr.	Model	Tykkelse	Lordosegrad
29705	Standardmodul	3 mm	15°
29706	Standardmodul	3 mm	0°
29704	Målbestilt	4 mm	

BOSTON Scoliose tilbehør

Boston sciliosekorset kan fås helt monteret eller med monterede transfers. Kontakt kundeservice for bestilling af prøver

Art.nr.	Model	Ve/Hø Anterior/ Posterior	Størrelse	Tykkelse/ Bredde	Længde
29711	Forstærkningssæt	Anterior			
29711	Forstærkningssæt	Posterior			
29713	Svejsetråd plast			3 mm	1,2 m
29713	Svejsetråd plast			5 mm	1,2 m
29714	Elastik hvid			150 mm	Meter- vare
29715	Bånd hvid			25 mm	50 m
29715	Bånd beige			25 mm	50 m
29716	Transfers løse				
29717	Transfers monteret på korset				
29718	Helt mønster monteret på korset				
29753	Lumbar pad	Ve/Hø	Small, Large		
29757	Abdominal pad		Medium, Large		



Øvrigt: Bestillingsformular på side 145. Fremstillingsmanual kan bestilles hos kundeservice. Kan fås helt mønstret eller monteret med transfer. Kontakt kundeservice for prøver.



Boston Scoliosis Night Brace

Scoliosekorset beregnet til anvendelse om natten. Korsettet skal anvendes mindst 7 timer pr. nat. Modulet er fremstillet af 3 mm copolymer og findes i to forskellige udførelser: En med udtagelig polstring og en med permanent polstring. Korsettet skal anvendes sammen med undertrøje.

Anvendelsesområde: Idiopatiske scolioser. Kontraindikationer: Dobbelte kurvaturer; kurvaturer >35°, apex max Th7.

Art.nr.	Model	Model
29720	Målbestilt	Færdiggjort, med udtagelig polstring
29721	Målbestilt	Ej færdiggjort, med udtagelig polstring
29722	Målbestilt	Færdiggjort, med permanent polstring
29723	Målbestilt	Ej færdiggjort, med permanent polstring

Undertrøje med X-Static

Elastisk rundstrikket undertrøje af Coolmax/Lycra til anvendelse under ortoser. Indeholder X-Static med sølvpartikler, hvilket modvirker bakterier og dårlig lugt. Undertrøjen folder ikke under korsettet.

Art.nr.	Model	Størrelse	Axillastøtte	Bredde	Omkreds	Længde
29761	Boston kraftig	Small	En side	15 cm	40-60 cm	48 cm
29761	Boston kraftig	Medium	En side	20 cm	60-80 cm	53 cm
29761	Boston kraftig	Large	En side	25 cm	80-100 cm	70 cm
29761	Boston kraftig	X-Large	En side	30 cm	100-120 cm	70 cm
29762	Knitrite tynd	Small	En side	16 cm	35-45 cm	48 cm
29762	Knitrite tynd	Medium	En side	21 cm	45-60 cm	53 cm
29762	Knitrite tynd	Large	En side	26 cm	55-75 cm	70 cm
29762	Knitrite tynd	X-Large	En side	30 cm	65-95 cm	75 cm
29763	Knitrite kraftig	Small	Begge sider	15 cm	40-60 cm	48 cm
29763	Knitrite kraftig	Medium	Begge sider	20 cm	60-80 cm	53 cm
29763	Knitrite kraftig	Large	Begge sider	25 cm	80-100 cm	70 cm
29763	Knitrite kraftig	X-Large	Begge sider	30 cm	100-120 cm	70 cm

Størrelseskema Bostonkorsetter

Størrelsetabel B.O.B

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
1	71	51	66
1D	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	61	71
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Størrelsetabel Flexaform

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Størrelsetabel Scoliose & Soft Body Jacket

Størrelse	Hofte, cm	Talje, cm	Byst, cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Bestillingskema

Bostonkorsetter

Scolios/BOB/Flexaform/SoftBrace

P.O.# _____

Date: _____

Delivery date: _____

Ship To: _____

Bestiller: _____

Patient ID: _____ Age: _____ Height: _____ Sex: _____

Diagnosis: _____

Does Patient Have A Pendulous Abdomen? No Small Medium Large X-Large

Brace Type: Boston Scoliosis BOB BOB Lined Flexaform

Soft Body Jacket (removable stays) Soft Body Jacket (permanent stays) Body Jacket(lined)

Finished? Yes No

Degree of Lordosis _____

Color (Soft Brace only) White Green Blue Yellow Purple Red


Openings: Anterior Posterior Bivalve Left Lateral Right Lateral

Overlaps: Butting Smooth

Are Breasts Built into Brace? Yes No Bra Cup Size _____ Waist to Nipple Line _____

Remarks _____

CIR. M/L ENTER DISTANCE BETWEEN ALL POINTS ILLUSTRATED



A-P
STERNAL NOTCH
SPINE OF SCAP

FINISH MEASUREMENTS
 Finish to: LSO TLSO
 Waist to Pubis _____
 Waist to Xyphoid _____
 Waist to Axilla _____
 Waist to Sternal Notch _____
 Waist to Inferior Angle _____
 Waist to Spine of Scapula _____
 Waist to Seat _____



Bestillingskema Boston Scoliosis Night Brace

P.O.# _____
Date: _____
Delivery date: _____
Ship To: _____

Bestiller: _____

Patient ID: _____ Age: _____ Height: _____ Sex: _____

Diagnosis: _____

Orthosis Design

Provide major curve: Left Right

Brace bending to: Left Right

COBB Angles: _____ Lumbar _____ Thoracic _____

Opening: Anterior

Finished: Yes No

Options: Transfer pattern Number: _____

Curve Description

Thoracic curve: Left _____ Right _____

Lumbar curve: Left _____ Right _____


Thoracic apex: Th- _____

Lumbar apex: L- _____

Curve Type

Thoracic Lumbar Thoracolumbar

Double



Always take the bend measurements of the patient in the opposite direction of the primary curve.

Note: X-rays together with measurementform must be send by email.

	Circ.	M/L	A/P
Axilla			
Xyphoid			
Lower Rib			
Waist			
ASIS			
Trochanter			

Special instructions or remarks:
