



Nakkeortoser

www.camp.dk



Halskrave lige model

Blød halskrave i lige model der giver aflastning og støtte til nakkens strukturer. Kan lukkes foran eller bagpå. Tekstilet består hovedsagligt af bomuld. Materialet er 100% fri for Latex.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af nakken ved f.ex. hold i nakken, stivhed, overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Højde
47010	Grå	X-Small	6 cm
47010	Grå	Small	8 cm
47010	Grå	Medium	10 cm
47010	Grå	Large	12 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm
47011	Blå	Small	8 cm
47011	Blå	Medium	10 cm
47011	Blå	Large	12 cm



Halskrave formet model

Blød halskrave i anatomisk formet model der giver aflastning og støtte til nakkens strukturer. Følger hagens og brystets konturer for en behagelig pasform. Tekstilet består hovedsagligt af bomuld. Materialet er 100% fri for Latex.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af nakken ved f.ex. hold i nakken, stivhed, overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Højde
47012	Grå	X-Small	6 cm
47012	Grå	Small	8 cm
47012	Grå	Medium	10 cm
47012	Grå	Large	12 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm
47013	Blå	Small	8 cm
47013	Blå	Medium	10 cm
47013	Blå	Large	12 cm

NYHED!



NYHED!



C-56 halskrave

Delbar halskrave af polyethylene til stabilisering af nakke. Udskåret under hagen for god pasform og med bløde polstrede kanter. Justerbar højde og bredde med enkel velcrolukning. Plasten er perforeret for øget ventilation.

Anvendelsesområde: Aflastning af nakke, overbelastet muskulatur og reumatologiske sygdomme.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Højde	Omkreds
20561	Hvid	Small	7,5 cm	41 cm
20561	Hvid	Medium	7,5 cm	46 cm
20561	Hvid	Large	7,5 cm	51 cm
20561	Hvid	X-Large	7,5 cm	56 cm



Trachea halskrave

Todelt halskrave i plastazote med tracheotomiåbning. Halskraven er anatomisk formet for at give god pasform, og er forstærket med plast i nakken og under hagen. Fikses med velcrobånd på begge sider. Kan formes ved opvarmning med varmpistol.

Anvendelsesområde: Instabilitet, smerter og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Højde	Omkreds
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm





Pacific halskrave

Todelt halskrave af polyethylen, der fikseres med velcrobånd på begge sider. Den stabile skal følger hagens form og hviler på brystbenet. Kraven er lavere i siderne, for ikke at gnave mod skuldre eller ører. Højden på kraven kan justeres ved hjælp af to plastskruer. En blød og luftig polstring uden sømme medfølger. Polstringen kan tages ud og vaskes eller udskiftes.

Anvendelsesområde: Instabilitet, smerter og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Højde
20625	Hvid/blå	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Hvid/blå	Medium/Large	8-13 cm
20626	Ekstra polstring, blå	Small/Medium	
20626	Ekstra polstring, blå	Medium/Large	



OMI Cervikalstøtte

Cervikalstøtte med fiksering over brystbenet og skuldre, mod nakke og hage. Kan tilpasses individuelt. Kan tilpasses i stræk samt i liggende stilling. Patienten kan hvile i rygleje med hovedet i uforandret fiksering.

Anvendelsesområde: Traume og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Størrelse
28005	Hvid	Small
28005	Hvid	Large



Nakkestræk med vandpose

Et nakkestræk til aflastning af nakken med justerbar strop, der kan tilpasses til forskellige størrelser. Stroppen monteres på en metalbøjle, der let kan fastgøres på en dør. Vandposens tyngde kan justeres mellem 1,6 - 9 kg.

Anvendelsesområde: Aflastning af nakke.

Art.nr.	Størrelse
23000	One Size