



Sko og tilbehør

www.camp.dk

KeepingPace

KeepingPace er en kollektion af rummelige ortosesko til børn og unge. Skoene har en ydersål af slidstærkt gummi og en rummelig tåboks der er forstærket med et gummi-materiale på ydersiden. I skoen findes tre udtagelige såler der gør det muligt enkelt at justere den indvendige dybde og volumen i skoen. Ved at fjerne en eller flere af sålerne kan skoen tilpasses til ortoser og eventuel forskel i benlængde. På mellemsålen findes en skærelinie for at forenkle forhøjelser eller andre ændringer. Hvis skoen ikke anvendes sammen med ortose eller indlæg skal mindst en af de udtagelige såler forblive i skoen. Skoene har en lang åbning der gør det enkelt at tage skoen på samtidig med at volumen let kan justeres.

Nu findes KeepingPace skoene desuden i en model med velcrolukning. Dette gælder både William, Sydney og Samuel. Antallet af velcrobånd er forskelligt afhængig af skoens størrelse. Størrelse 22-27 har 1 bånd, 28-37 har 2 bånd og 38-41 har 3 velcrobånd.

Mål for KeepingPace

US Størrelse	Dansk Størrelse	Inder- længde	MTP bredde	Tåhøjde	Tåhøjde	Baldmål I-V MTP	Baldmål I-V MTP	Vidde Bredde	Vidde Bredde	Hælmål	Hælmål	Mondo point
4T	22	128	60	23,4	17,4	155,7	143,7	164,7	152,7	212,0	200,0	128/60
5T	23	136	62	23,8	17,8	162,0	150,0	171,0	159,0	223,0	211,0	136/62
6T	24	145	64	24,1	18,1	168,4	156,4	177,4	165,4	234,0	222,0	145/64
7T	25	153	66	24,5	18,5	174,7	162,7	183,7	171,7	245,0	233,0	153/66
8T	26	162	68	24,9	18,9	181,1	169,1	190,1	178,1	256,0	244,0	162/68
9T	27	170	71	25,3	19,3	187,4	175,4	196,4	184,4	267,0	255,0	170/71
10T	28	179	73	25,6	19,6	193,8	181,8	202,8	190,8	278,0	266,0	179/73
11	29	187	75	26,0	20,0	200,1	188,1	209,1	197,1	289,0	277,0	187/75
12	30	196	77	26,4	20,4	206,5	194,5	215,5	203,5	300,0	288,0	196/77
13	31	204	79	26,8	20,8	212,8	200,8	221,8	209,8	311,0	299,0	204/79
1	32	213	81	27,1	21,1	219,2	207,2	228,2	216,2	322,0	310,0	213/81
2	33	221	83	27,5	21,5	225,5	213,5	234,5	222,5	333,0	321,0	221/83
3	34	230	85	27,9	21,9	231,9	219,9	240,9	228,9	344,0	332,0	230/85
4A	35	238	87	28,3	22,3	238,2	226,2	247,2	235,2	355,0	343,0	238/87
5A	36	247	89	28,6	22,6	244,6	232,6	253,6	241,6	366,0	354,0	247/89
6A	37	255	92	29,0	23,0	250,9	238,9	259,9	247,9	377,0	365,0	255/92
7A	38	263	94	29,4	23,4	257,3	245,3	266,3	254,3	388,0	376,0	263/94
8A	39	272	96	29,8	23,8	263,6	251,6	272,6	260,6	399,0	387,0	272/96
9A	40	281	98	30,2	30,2	270	258,0	279	267,0	410	398,0	281/98
10A	41	289	100	30,6	30,6	276,4	264,4	285,4	273,4	421	409,0	289/100

Angiver mål med såler



KeepingPace Sandal

Sporty unisex ortosesandal med velcrolukning til børn og unge. Sandalen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt. Velcrobåndene holdes på plads af låsespænder der letter lukning og påtagning med én hånd. Sandalen har en beskyttende hælkappe med en strop der letter ved påtagningen samt et justerbart velcrobånd udenpå hælkappen omkring hælen.

Anvendelsesområde: Ortosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79615	Beige/Sort/Rød	Sandal med velcro	22-41



NYHED!

KeepingPace Mary Jane

En fin Mary Jane ortosesandal. Sandalen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt.

Anvendelsesområde: Ortosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79617	Sort	Mary Jane med velcro	22-38



NYHED!

KeepingPace William

En ortosesko med velcrolukning til børn og unge i gråt skind med blå detaljer. Skoen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt. For enden af snøringen findes låseøjer der holder snøren på plads og tillader lukning med én hånd.

Anvendelsesområde: Ortosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79600	Grå/blå	William	22-41
79601	Såleprofiler		I sæt



KeepingPace William med velcro

En ortosesko med velcrolukning i gråt skind med blå detaljer. Skoen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt.

Anvendelsesområde: Ortosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79610	Grå/blå	William med velcro	22-41
79601	Såleprofiler		I sæt



NYHED!



KeepingPace Sydney

En sød ortosesko med velcrolukning til børn og unge i gråt skind med rosa detaljer. Skoen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt. For enden af snøringen findes låseøjer der holder snøren på plads og tillader lukning med én hånd.

Anvendelsesområde: Ortoosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79602	Grå/rosa	Sydney	22-39
79601	Såleprofiler		1 sæt



KeepingPace Sydney med velcro

En sød ortosesko med velcrolukning i gråt skind med rosa detaljer. Skoen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt.

Anvendelsesområde: Ortoosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79612	Grå/rosa	Sydney med velcro	22-39
79601	Såleprofiler		1 st



KeepingPace Samuel

Hårdfør ortosesko med velcrolukning til større børn og unge. Sort skind med grå detaljer. Skoen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt. For enden af snøringen findes låseøjer der holder snøren på plads og tillader lukning med én hånd.

Anvendelsesområde: Ortoosesko til børn og unge

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79603	Sort/grå	Samuel	29-41
79601	Såleprofiler		1 sæt



KeepingPace Samuel med velcro

Hårdfør ortosesko med velcrolukning til større børn og unge. Sort skind med grå detaljer. Skoen har en lang åbning hvilket gør den enkel at tage på samtidig med at volumen let kan justeres ved at tage en eller flere af de udtagelige såler ud. Foret i skoen er ekstra slidstærkt. Velcrobånd.

Anvendelsesområde: Ortoosesko til børn og unge.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
79613	Sort/grå	Samuel med velcro	29-41
79601	Såleprofiler		1 sæt

NYHED!

NYHED!

NYHED!

Postoperativ sko

Behandlingsko fremstillet af slidstærk lamineret nylon. Overdelen er formsyet med kraftig overlappning for at kunne passe til såvel mindre fødder som gips. Polstringen i hælpertiet giver god bekvemmelighed og beskytter mod gnavsår. Bagkappen er forstærket for at holde foden på plads. Sålen er fast og lige uden rulning. Ved enkle mellemfodsoperationer kan gips udelades og skoen kan anvendes direkte.

Anvendelsesområde: Behandlingsko ved mellemfodsoperationer, tåfrakturer, hallux valgus-operationer eller som gipssko.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Indersålens længde
43205	Herre	Bilat.	Small	27 cm
43205	Herre	Bilat.	Medium	28 cm
43205	Herre	Bilat.	Large	30 cm
43205	Herre	Bilat.	X-Large	32 cm
43206	Dame	Bilat.	Small	24 cm
43206	Dame	Bilat.	Medium	26 cm
43206	Dame	Bilat.	Large	28 cm



Gipssko Rocker

Gips- eller postoperativ sko fremstillet af sort canvas. Overdelen har en bred åbning med lange justerbare bånd, så den passer såvel mindre fødder som gips. Hælpertiet er åbent og lukkes med velcrobånd. Båndenes placering holder foden fast på plads, trods den åbne konstruktion. Sålen er fast og ruller i hæl og tå. Slidsål af gummi.

Anvendelsesområde: Gipssko.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Indersålens længde
43200	Bilat.	X-Small	20 cm
43200	Bilat.	Small	23 cm
43200	Bilat.	Small/Medium	26 cm
43200	Bilat.	Medium	29 cm
43200	Bilat.	Large	32 cm
43200	Bilat.	X-Large	34 cm



