



Test, træning og behandling

www.camp.dk

TensoWrap™

TensoWrap™ er Camp's sortiment af materialet FabriFoam. TensoWrap kan anvendes inden for mange forskellige områder: Til produktion af bløde ortoser, ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompressionsforbinding. Et alternativ til neopren.

TensoWrap findes i to forskellige grader af stretch. Materialet er hudvenligt, åndbart og transporterer fugtighed bort fra huden. Materialet der er "low profile" har en non slip side som ikke glider mod huden, og en side hvor hård velcro let hæfter. Indeholder ikke gummi eller latex.



TensoWrap™ - Pro

TensoWrap™ med lav til medium elasticitet. Elastisk primært i én retning.

Art.nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakn.
50500	Beige	50 mm	3,6 m	2 rulle
50501	Beige	100 mm	4,5 m	1 rulle
50502	Beige	150 mm	4,5 m	1 rulle



TensoWrap™ - Nu

TensoWrap™ med medium elasticitet. Elastisk i alle retninger. Former sig godt efter kroppens konturer.

Art.nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakn.
50505	Blå	100 mm	0,91 m	3 rulle
50506	Blå	100 mm	1,22 m	3 rulle
50507	Blå	150 mm	0,91 m	3 rulle
50508	Blå	150 mm	1,22 m	3 rulle
50509	Sort	430 mm	560 mm	1 rulle

Latex Rubber bånd

Latexbånd der anvendes sammen med en tourniquet-manchet for at tømme en arm eller ben for blod. Må kun anvendes af personale med kundskab i tourniquet-metoden. Båndet er fremstillet i naturgummi. Giver god støtte og god kompression.

Anvendelsesområde: Ved tourniquetbehandling.

Øvrigt: Indeholder latex. Ikke steril.

Art.nr.	Farve	Bredde	Pakn.
43100	Beige	75 mm	3,6 m rulle
43100	Beige	100 mm	3,6 m rulle
43100	Beige	150 mm	3,6 m rulle




Ødemhandske

Smidig og bekvem handske der giver let kompression for at mindske ødem. Fremstillet i lycra og spandex. Findes i to udførelser; hel handske eller handske med åbne fingre, til at kontrollere funktion og hævelse.

Øvrigt: Kompressionsklasse I.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Håndfladens omkreds	Pakn./stk.
53535	Hele fingre	Ve/Hø	X-Small	17,8 cm	1 styk
53535	Hele fingre	Ve/Hø	Small	20,3 cm	1 styk
53535	Hele fingre	Ve/Hø	Medium	22,9 cm	1 styk
53535	Hele fingre	Ve/Hø	Large	25,4 cm	1 styk
53536	Åbne fingre	Ve/Hø	X-Small	17,8 cm	1 styk
53536	Åbne fingre	Ve/Hø	Small	20,3 cm	1 styk
53536	Åbne fingre	Ve/Hø	Medium	22,9 cm	1 styk
53536	Åbne fingre	Ve/Hø	Large	25,4 cm	1 styk



Måltagning: Håndfladens omkreds ved tommelroden

Digi fingerstrømpe

Fingerstrømpe der forenkler kontrol af ødem og hypotrofisk ardannelse. Behageligt materiale og en vævning i ekstra blød stretch giver høj komfort og god pasform. Kan klippes til ønsket længde uden at materialet frynser.

Art.nr.	Størrelse	Fingerens største omkreds	Længde
53530	Petite	3,2-4,4 cm	46 cm
53530	Small	4,1-5,4 cm	46 cm
53530	Medium	4,8-6,7 cm	46 cm
53530	Large	6,0-7,3 cm	46 cm
53530	X-Large	7,0-8,3 cm	46 cm
53530	XX-Large	>7,6 cm	46 cm



Måltagning: Mål fingerens største omkreds.



SDO, Sensory Dynamic Orthosis

SDO er en ortose fremstillet i lycraelastik, sammensat i flere paneler. Den er fremstillet således at den yder konstant proprioceptiv feedback i form af tryk mod krop og ekstremiteter.

Personer med anormal muskeltonus kan få bedre kontrol over deres bevægelser takket være proprioceptiv stimulering/feedback. Med en forbedret holdning og stabilitet kan funktionelle præstationer forbedres.

Anvendelsesområde: Behandling og reducere af forhøjet tonus ved neurologiske tilstande som; Cerebral Parese, Atetose, erhvervet hjerneskade, erhvervet rygmarvsskade, Cerebellar Ataxi, Spina Bifida, CVA, MS og Focal Dystoni. SDO kan desuden anvendes ved behandling af tilstande med ledinstabilitet og sensorisk bortfald som indeholder lav tonus, Ehlers Danlos syndrom, hypermobilitet og ledlaxitet.

Øvrigt: De bedste resultater opnås hvis ortosen anvendes i mindst 6 timer om dagen. Barnet skal i begyndelsen anvende dragten i kortere tid for successivt at nå de 6 timer om dagen. SDO ortoser skal ikke anvendes om natten. Ortosen bestilles og specialfremstilles efter individuelle mål.

Kontakt kundeservice for bestilling af målblanketter. I grundprisen indgår tre forstærkninger af dragt, ved handske indgår en forstærkning.

Art.nr.	Model	Beskrivelse
39100	PCP01	Vest uden arm og ben
39101	PCP02	Vest med arm, uden ben
39102	PCP03	Vest med/uden arm, korte ben
39103	PCP04	Hel dragt med ben, uden arm
39104	PCP05	Hel dragt med ben, med/uden arm
39105	PCP06	Arm med/uden fæste
39106	PCP07	Handske max. 4 cm lang
39107	PCP12	Handske uden fingre, max. 4 cm
39108	PCP13	Handske uden fingre, lang
39109	PCP14	Hanske lang
39110	PCP08	Sok, max. 5 cm
39111	PCP09	Ben med fod med/uden fæste
39114	PCP15	Buks m/u gylp
39115	PCP19	Stabiliserende bækkenbælte
39112	PCP10	Mindre ændring af dragt
39113	PCP11	Større ændring af dragt
39125		Første ændring, uden gebyr
39126	PCP24	Ekstra forstærkning mindre
39127	PCP25	Ekstra forstærkning medium
39128	PCP26	Ekstra forstærkning større

SDO Assessment-kit

Et sæt af SDO-ortoser designet til at hjælpe terapeuten ved vurdering af målbestilte SDO-ortoser. De giver dynamisk kompression og kan anvendes ved vurdering af om en SDO-ortose kan være et fordelagtigt alternativ.

Ved vurdering af målbestilte SDO-ortoser:

Øvrigt: Et sæt indeholder 2 stk bæltter, 3 stk ærmer, 3 stk handsker og tilpasningsinstruktioner.

Art.nr.	Model	Størrelse
39129	PCP23A	Voksen
39130	PCP23B	Barn



Cica Care siliconegel

Cica Care anvendes for at reducere ardannelse, og kan kun anvendes på helede sår. Øger bevægelighed og funktion i arområdet og mindsker opståen af hypotrofi og keloider. Den høje klæbeevne bevirker at tape og bandage ikke er nødvendig. Kan tages af uden smerte og enkelt reappliceres. Man kan anvende Cica Care der hvor man ikke kan have tryk. Materialet kan vaskes og genbruges.

Art.nr.	Bredde	Længde	Pakn./stk.
54600	120 mm	150 mm	1 ark
54601	120 mm	150 mm	10 ark



Elastomer Putty Mix 50/50

Her tilbydes den seneste teknik inden for arbejdning. Bland lige dele af blå putty base og hvid putty katalysator. 50/50 Mix efterlader ingen olielignende rester på hænderne når den blandes. Man får en eksakt form der er meget stærk og modstandskraftig. Hvert sæt indeholder et praktisk målebæger.


Art.nr.	Nettovægt pakn.
53555	240 g
53554	847 g



Mini-massager batteridrevet

Et batteridrevet, lille massageapparat til anvendelse ved arbejdning. Pakken indeholder tre massagehoveder. Beskyttelseslåget kan anvendes til massage på større flader. Vibrationshastigheden er ca. 5500 omdrejninger pr. minut. Batteri er inkluderet.

Art.nr.	Model
53610	Mini-massager





Gangbælte

Et enkelt hjælpemiddel i kraftig nylon beregnet til anvendelse ved gangtræning. Fungerer også som enkel hjælp ind og ud af bil og ved bassintræning. Bæltet er udstyret med stabile håndtag.

Art.nr.	Størrelse	Længde	Model
20060	Small	130 cm	2 håndtag
20060	Large	180 cm	2 håndtag
20062	Small	130 cm	4 håndtag
20062	Large	180 cm	4 håndtag




Vakuumpude

Hvid vakuumpude fyldt med små granulatkugler, der former sig når luften suges ud. Kan omformes ved at åbne ventilen. Puden har god vakuumstabilitet og lav vægt. Separate blå betræk kan bestilles.

Anvendelsesområde: Ved operationer og som støtte ved siddende position. Kan også anvendes af tandlæger.

Art.nr.	Model	Farve	Mål
22393	Vakuumpude	Hvid	55x30 cm
22394	Vakuumpude	Hvid	55x65 cm
22395	Vakuumpude	Hvid	55x85 cm
22396	Vakuumpude	Hvid	40x50 cm
22399	Betræk	Blå	55x30 cm
22399	Betræk	Blå	55x65 cm
22399	Betræk	Blå	55x85 cm
22399	Betræk	Blå	40x50 cm
22275	Enhåndspumpe		
26334	Ventil til vakuumpude		



Urias splint

Urias splints giver et jævnt tryk på arm, ben, hånd og fod. Splintsne er fremstillet i dobbelt lag PVC og lukkes med glidelås. Det transparente materiale giver kontrol over splintens position. OBS: Trykket må ikke overstige 40 mmHg.

Anvendelsesområde: Ved ødembehandling og proprioceptiv stimulering ved neurologisk rehabilitering.

Art.nr.	Model	Længde/Pakn.
53510	Lang arm, et kammer	80 cm styk
53511	Kort arm, et kammer	70 cm styk
53512	Halv arm, et kammer	53 cm styk
53513	Albue, et kammer	40 cm styk
53516	Fod, et kammer	32 cm styk
53517	Ben stor, to kamre	66 cm styk
53518	Ben lille, to kamre	56 cm styk
53515	Mundstykke	100 styk
53514	Filter til mundstykke	5 styk

Jamar hånddynamometer

Et enkelt og sikkert værktøj til løbende at kontrollere gribestyrke indenfor forskellige vurderinger. Skala mellem 0 - 90 kg. Kalibrering anbefales én gang hvert år for sikre holdbarhed og pålidelighed. Leveres i praktisk taske der også fungerer som opbevaring.

Øvrigt: 1 års garanti. Garantien dækker ikke kalibrering.

Art.nr.	Model
52100	Jamar Hånddynamometer
52101	Kalibrering af Jamar



Jamar Pinch Gauge

Fingermåler med meget høj præcision. Den røde indikationsnål stopper til måleren nulstilles. Fungerer med hydraulik, og det isometriske design sikrer korrekt måling. Skala mellem 0 - 20 kg (0 - 45 lbs). Leveres i praktisk taske der også fungerer som opbevaring.

Øvrigt: 1 års garanti.


Art.nr.	Model
52110	Jamar Pinch Gauge



Goniometer

I sortimentet findes tre forskellige goniometre/vinkelmålere.


Art.nr.	Farve	Model	Skala	Bevægelsesomfang	Længde arm 1	Længde arm 2
52200	Transperant	Arm	Øgning 2°	180°	15 cm	15 cm
52201	Hvid	Finger/ tå	Øgning 2°	30° hyperekstension - 120° fleksion	9,5 cm	2 cm



Pegtest 9-huls

En enkel test i lethedterlig størrelse. Alle dele kan desinficeres. Stopur er inkluderet.

Art.nr.	Model	Pakn.
52315	Pegtest	1 komplet sæt styk
52316	Ekstra pegs til 52315	9 styk





Purdue Pegboard test

Måler to forskellige aktiviteter:

1) Store bevægelser af fingre, hånd og arm, 2) Følelse i fingerspidserne.

Pakken inkluderer instruktionsmanual, normalværdi og 25 protokolark.

OBS: Stopur er ikke inkluderet.


Art.nr.	Model
52320	Komplet testsæt
52321	Ekstra dele til 52320



Grooved Pegboard

En stimulerende test til fingerfærdighed og visuel evne, der kræver en mere komplet motorik og koordination end de fleste Pegboard. Indeholder 25 huller med tilfældigt placerede former, nogen kræver rotation ved isætning.

Art.nr.	Model	Pakn.
52325	Grooved Pegboard	Komplet testsæt styk
52326	Ekstra pegs til 52325	30 styk



Håndtræner ergonomisk

Denne håndtræner giver et bekvemt greb der er formet for at give en spredning af modstanden inde i håndfladen. Rammen er fremstillet i materiale af lav vægt og har clips der blokerer flexion og ekstension. Den indstilles til forskellige håndstørrelser. Håndtaget er ergonomisk og polstret. Pakken inkluderer 4 par graderede, farvekodede gummibånd.

Art.nr.	Model
54139	Håndtræner
54141	Ekstra clips 4 par

Semmes-Weinstein Monofilaments

Semmes-Weinsteins Monofilament er anvendt i mange år og ved mange forskellige tests. Den er kendt for at være meget nøjagtig og pålidelig til måling af sensibilitet. Hvert nylonmonofilament er eksakt kalibreret og alle er lige lange. Komplet instruktion og farvede penne er inkluderet.

Art.nr.	Model	Størrelse	Pakn.
52311	Monofilament, sæt	2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	5 styk
52313	Erstatnings monofilament	fra 1.65 op til 6.65	1 styk
52312	Vurderingskema		100 styk



R-lite foam blok

Træningsblok til håndtræning fremstillet af T-Foam. Materialet går langsomt tilbage til oprindelig form, hvilket hjælper patienten til ikke at overanstrenge sig. Findes i tre forskellige hårdhedsgrader. Vaskes i varmt vand med mild sæbe.

Art.nr.	Farve	Hårdhedsgrad	Mål	Pakn.
54130	Gul	X-Blød	4,4x4,4x7,6 cm	32 styk
54130	Rosa	Blød	4,4x4,4x7,6 cm	32 styk
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 styk
54131	Sæt m. 4 stk. i hver farve		4,4x4,4x7,6 cm	12 styk



Armstøtte

Armstøtte beregnet til brug ved behandling af ødem i arm og hånd. Glider ikke når den står på et bord eller i en almindelig seng. Armen kan også placeres i supination under træning.

Art.nr.	Bredde	Længde	Højde
51625	14 cm	47 cm	14 cm





Anatomiplancher

Farvestærke, laminerede plancher med ophængsøjler. Teksten på plancherne er på engelsk og latin.

Art.nr.	Planche	Bredde	Højde
52400	Hånd og håndled	52 cm	62 cm
52401	Skulder og albue	52 cm	62 cm
52402	Fod og ankel	52 cm	62 cm
52403	Hofte og knæ	52 cm	62 cm
52404	Kroppens muskler	52 cm	62 cm
52405	Nervesystemet	52 cm	62 cm
52406	Rygraden	52 cm	62 cm
52407	Skelettet	52 cm	62 cm



Bog: Therapeutic hand splints

Paul Van Ledes og Griet van Veldhovens to udgaver; Volume I indeholder alt du har behov for at vide om hånden, dens anatomi, biomekanik og patologi der berører ortoser og skinner. Volume 2 giver gode eksempler på fremstilling af ortoser og deres anvendelse. Bøgerne er på engelsk.

Art.nr.	Volume	Titel
99200	I	Mechanical and biomechanical considerations
99201	II	Practical applications

