



Værktøj og tilbehør

www.camp.dk



Supersaks

En meget skarp saks med stort håndtag. Passer fint til at klippe i plastmateriale, selv når plasten er begyndt at blive hård. Fremstillet i nikkel belagt med krom.

Art.nr.	Længde
51200	20 cm



Buet saks

Buet saks med stort håndtag. Velegnet til udklipning af skabelon. Anvendes til varmt ortosemateriale.

Art.nr.	Længde
51205	20 cm



Buet Mayo saks

Buet saks med små håndtag. Velegnet til at trimme kanter på ortoser, når plasten er begyndt at blive hård. Fremstillet i rustfri stål. Har lav vægt. Kan anvendes med både højre og venstre hånd.

Art.nr.	Længde
51210	16 cm



Saks universal

Kraftig saks med store greb i plast. Klipper i de fleste termoplaster samt i metal. Bladene er 4 cm lange. Kan anvendes både til højre og venstre hånd.

Art.nr.	Længde
51215	16 cm

X-Lite saks

Praktiske sakse med stort greb, beregnet til forskellige plastmaterialer. Saksene er fremstillet i rustfrit stål og kan autoklaveres.

Art.nr.	Farve	Model	Længde
64800	Rød	Spids	18 cm
64801	Orange	Buet	19 cm



Popnitter og tang

Værktøj der anvendes til isætning af popnitter. Håndtagene er store i kraftig plast for at give et godt greb og god kraft. Smidig ved applikation af forskellige ortoser. Popnitterne er i hvid plast.

Art.nr.	Model	Diameter nittehoved	Længde	Pakn./stk.
25126	Popnitte	12 mm	50 mm	100 stk
25126	Popnitte	16 mm	50 mm	100 stk
25125	Tang, One Size			1 stk



Varmepistol

Kraftig varmpistol til arbejde med termoplast. Kan stå på den ene flade. Lydsvag, effektiv model med temperaturregulering i tre trin, op til 550°.

Øvrigt: Forskellige typer mundstykker kan købes separat.

Art.nr.	Model
51290	Varmepistol



X-Lite plade m. silikonebelægning

Anvendes som arbejdsbord ved gipsning med X-Lite. Silikonebelægningen forhindrer at X-lite hæfter mod underlaget. Den perforerede overflade på pladen bevirker at overflødig vand fra X-Lite rullerne kan løbe ned under pladen og op-suges af et underliggende håndklæde.

Art.nr.	Bredde	Længde
64811	325 mm	530 mm



