



Kaularangan tuet

www.camp.fi



Kaularangantuki, suora

Pehmeäntuntuinen kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki voidaan kiinnittää edestä tai takaa. Kangas on pääasiallisesti puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Korkeus
47010	Harmaa	X-Small	6 cm
47010	Harmaa	Small	8 cm
47010	Harmaa	Medium	10 cm
47010	Harmaa	Large	12 cm
47011	Sininen	X-Small	6 cm
47011	Sininen	Small	8 cm
47011	Sininen	Medium	10 cm
47011	Sininen	Large	12 cm



Kaularangantuki, muotoiltu

Pehmeäntuntuinen anatomisesti muotoiltu kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki mukailee leuan ja rintakehän muotoja ja tuntuu mukavalta. Kangas on pääasiallisesti puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Korkeus
47012	Harmaa	X-Small	6 cm
47012	Harmaa	Small	8 cm
47012	Harmaa	Medium	10 cm
47012	Harmaa	Large	12 cm
47013	Sininen	X-Small	6 cm
47013	Sininen	Small	8 cm
47013	Sininen	Medium	10 cm
47013	Sininen	Large	12 cm

UUTUUS!



UUTUUS!



C-56 kaularangantuki

Kaksiosainen, polyeteenistä valmistettu tuki, joka stabiloi kaularankaa. Muotoiltu leuan alta hyvän istuvuuden saavuttamiseksi. Reunat on päällystetty pehmeällä materiaalilla. Korkeus ja leveys ovat säädettävissä tarranauhakiinnityksen avulla. Perforoitu muovi lisää ilmavuutta.

Käyttöalueet: Vähentää kaularangan kuormitusta niskan kiputiloissa esim. reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
20561	Valkoinen	Small	7,5 cm	41 cm
20561	Valkoinen	Medium	7,5 cm	46 cm
20561	Valkoinen	Large	7,5 cm	51 cm
20561	Valkoinen	X-Large	7,5 cm	56 cm



Trachea kaularangantuki

Plastazotesta valmistettu kaksiosainen, trachea-aukollinen kaularangantuki. Tuki on anatomisesti muotoiltu hyvän istuvuuden saavuttamiseksi. Niskaosa ja leuanalus ovat muovivahvistetut. Tuki kiinnitetään molemminpuolisilla tarranauhoilla. Voidaan muotoilla lämmitettynä.

Käyttöalueet: Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja post-operatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm





Pacific kaularangantuki

Polyeteenistä valmistettu kaksiosainen kaularangantuki, jota voidaan säätää molemminpuolisilla tarranauhoilla. Jäykkä kuori myötäilee leuan muotoa ja nojaa kevyesti rintalastaa vasten. Tuki on matalampi sivuilta, jotta se ei hankaisi hartioita tai korvia. Tuen korkeutta säädetään kahden muoviruuvien avulla. Mukana tulee pehmeä, saumaton ja ilmava pehmuste, joka voidaan pestä tai vaihtaa.

Käyttöalueet: Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja post-operatiivisesti.

Tuoteno.	Väri	Koko	Korkeus
20625	Valkoinen	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Valkoinen	Medium/Large	8-13 cm
20626	Pehmuste	Small/Medium	
20626	Pehmuste	Medium/Large	



Kaularanka-vartalo-ortoosi OMI

Kaularangantuki, joka fiksoidaan rintalastaan, hartioihin, niskaan ja leukaan. Tukee niskaa ja leukaa. Tuki voidaan säätää yksilöllisesti. Sitä voidaan käyttää venytyksen aikana tai makuuasennossa. Potilas voi levätä selinmakuulla pää fiksoituna muuttumattomaan asentoon.

Käyttöalueet: Käytetään trauman jälkeen ja post-operatiivisesti.

Tuoteno.	Väri	Koko
28005	Valkoinen	Small
28005	Valkoinen	Large



Kaularangan traktiloite vesisäiliöllä

Kaularangan venyttäjä ja kuormituksen keventäjä. Tuessa on vetonauha, joka voidaan säätää kaikenkokoisille. Vetonauha asennetaan metallihenkariin, joka voidaan kiinnittää oveen. Vesisäiliön painoa voidaan säätää 1,6 ja 9 kg:n välillä.

Käyttöalue: Kaularangan kuormituksen keventäminen.

Tuoteno.	Koko
23000	Yksi koko