



Kengät ja tarvikkeet

www.camp.fi

KeepingPace

KeepingPace jalkineet ovat tilavia ja ne sopivat sekä lapsille että nuorille. Kenkien pohjat ovat valmistettu kulutusta kestävästä kumista. Kengissä on kolme irrotettavaa pohjallista, jotka mahdollistavat kengän syvyyden ja tilavuuden säädön. Poistamalla yhden tai useamman pohjallisen saadaan ortoosille tilaa tai mahdollista alaraajojen pituuseroa voidaan korjata. Välipohja selkeällä leikkauslinjalla tekee kengästä helpon säätää eri tarpeiden mukaan. Mikäli ortoosia tai yksilöllistä pohjallista ei käytetä, tulee kenkään jättää ainakin yksi sen omista irrotettavista pohjallisista. Tilava suuaukko antaa lisää tilaa kun jalka ja ortoosi asetetaan kenkään.

KeepingPace jalkinetta on nyt saatavana myös tarranauhakiinnityksellä. Tämä koskee myös William, Sydney ja Samuel malleja. Tarranauhojen määrä vaihtelee koosta riippuen. Ko'oissa 22-27 on 1 tarranauha, ko'oissa 28-37 kaksi ja ko'oissa 38-41 3 tarranauhaa.

Keeping Pace mitat

Koko US	Koko	Sisäpituus	MTP leveys	Varvas-korkeus	Varvas-korkeus	Päkiämitta I-V MTP	Päkiämitta I-V MTP	Jalan rintamitta	Jalan rintamitta	Puenta-mitta	Puenta-mitta	Mondo point
4T	22	128	60	23,4	17,4	155,7	143,7	164,7	152,7	212,0	200,0	128/60
5T	23	136	62	23,8	17,8	162,0	150,0	171,0	159,0	223,0	211,0	136/62
6T	24	145	64	24,1	18,1	168,4	156,4	177,4	165,4	234,0	222,0	145/64
7T	25	153	66	24,5	18,5	174,7	162,7	183,7	171,7	245,0	233,0	153/66
8T	26	162	68	24,9	18,9	181,1	169,1	190,1	178,1	256,0	244,0	162/68
9T	27	170	71	25,3	19,3	187,4	175,4	196,4	184,4	267,0	255,0	170/71
10T	28	179	73	25,6	19,6	193,8	181,8	202,8	190,8	278,0	266,0	179/73
11	29	187	75	26,0	20,0	200,1	188,1	209,1	197,1	289,0	277,0	187/75
12	30	196	77	26,4	20,4	206,5	194,5	215,5	203,5	300,0	288,0	196/77
13	31	204	79	26,8	20,8	212,8	200,8	221,8	209,8	311,0	299,0	204/79
1	32	213	81	27,1	21,1	219,2	207,2	228,2	216,2	322,0	310,0	213/81
2	33	221	83	27,5	21,5	225,5	213,5	234,5	222,5	333,0	321,0	221/83
3	34	230	85	27,9	21,9	231,9	219,9	240,9	228,9	344,0	332,0	230/85
4A	35	238	87	28,3	22,3	238,2	226,2	247,2	235,2	355,0	343,0	238/87
5A	36	247	89	28,6	22,6	244,6	232,6	253,6	241,6	366,0	354,0	247/89
6A	37	255	92	29,0	23,0	250,9	238,9	259,9	247,9	377,0	365,0	255/92
7A	38	263	94	29,4	23,4	257,3	245,3	266,3	254,3	388,0	376,0	263/94
8A	39	272	96	29,8	23,8	263,6	251,6	272,6	260,6	399,0	387,0	272/96
9A	40	281	98	30,2	30,2	270	258,0	279	267,0	410	398,0	281/98
10A	41	289	100	30,6	30,6	276,4	264,4	285,4	273,4	421	409,0	289/100

Koko pohjallisen kanssa



KeepingPace sandaali

Sporttinen unisex-mallinen ja tarranauhalla kiinnitettävä ortoosisandaali sekä lapsille että nuorille. Sandaalissa on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Sandaalin tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Tarranauhojen tartuntapinta on laaja ja se pysyy hyvin kiinni lukkosilmukoiden avulla. Ne helpottavat ja tekevät mahdolliseksi tarran kiinnittämisen yhdellä kädellä. Sandaalissa on suojaava kantakappa, jossa on vetosilmukka joka helpottaa pukemista sekä kantapään ympäri kiertävä säädettävä tarranauha.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79615	Beige/Musta/Pun.	Tarranauhallinen sandaali	22-41



UUTUUS!



KeepingPace Mary Jane

Mukavassa Mary Jane-ortoosisandaalissa on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Sandaalin tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79617	Musta	Mary Jane tarranauhalla	22-38



UUTUUS!



KeepingPace William

Nätti ortoosijalkine nauhakiinnityksellä lapsille ja nuorille. Kenkä on väriltään harmaa ja siinä on sinisiä yksityiskohtia. Kengässä on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Kengän tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Lukkosilmukat helpottavat nauhojen sitomista.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79600	Harmaa/sininen	William	22-41
79601	Mittapohjalliset		1 setti



KeepingPace William, tarranauhakiinnitys

Tilava ortoosijalkine tarranauhakiinnityksellä lapsille ja nuorille. Kenkä on väriltään harmaa ja siinä on harmaita/sinisiä yksityiskohtia. Kengässä on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Kengän tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79610	Harmaa/Sininen	William tarranauhalla	22-41
79601	Mittapohjalliset		1 setti



UUTUUS!





KeepingPace Sydney

Nätti ortoosijalkine nauhakiinnityksellä lapsille ja nuorille. Kenkä on väriltään harmaa ja siinä on vaaleanpunaisia yksityiskohtia. Kengässä on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Kengän tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Lukkosilmukat helpottavat nauhojen sitomista.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79602	Harmaa/vaal.pun	Sydney	22-39
79601	Mittapohjalliset		1 setti



KeepingPace Sydney, tarranauhakiinnitys

Nätti ortoosijalkine tarranauhakiinnityksellä lapsille ja nuorille. Kenkä on väriltään harmaa ja siinä on vaaleanpunaisia yksityiskohtia. Kengässä on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Kengän tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79612	Harmaa/Vaal.pun.	Sydney tarranauhalla	22-39
79601	Mittapohjalliset		1 setti



KeepingPace Samuel

Tilava ortoosijalkine nauhakiinnityksellä lapsille ja nuorille. Kenkä on väriltään musta ja siinä on harmaita/punaisia yksityiskohtia. Kengässä on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Kengän tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Lukkosilmukat helpottavat nauhojen sitomista.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79603	Musta/punainen	Samuel	29-41
79601	Mittapohjalliset		1 setti



KeepingPace Samuel, tarranauhakiinnitys

Tilava ortoosijalkine tarranauhakiinnityksellä lapsille ja nuorille. Kenkä on väriltään musta ja siinä on punaisia/harmaita yksityiskohtia. Kengässä on tilava suuaukko, joka helpottaa pukemista. Kengän tilavuutta ja syvyyttä voidaan säätää poistamalla yksi tai useampi pohjallinen. Vuoraus on hyvin kulutusta kestävä. Tarranauhakiinnitys.

Käyttöalue: Ortoosijalkine lapsille ja nuorille.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
79613	Musta/Harmaa	Samuel tarranauhalla	29-41
79601	Mittapohjalliset		1 setti

Post-operatiivinen kenkä

Hoitokenkä, joka on valmistettu kulutusta kestävästä, laminoidusta nailonista. Päälinen on limittäin muotoon ommeltu, minkä vuoksi sitä voi käyttää sekä normaalisti että kipsin kanssa. Kantaosan pehmuste lisää käyttömukavuutta ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Kengän takaosa on vahvistettu, jotta jalka pysyisi paikallaan. Ulkopohja on jäykkä, suora ja pyöristämätön. Yksinkertaisissa jalkapöydän leikkauksissa kenkää voidaan käyttää heti kipsin tilalla.

Käyttöalueet: Hoitokenkä jalkapöydän leikkauksissa, varpaan murtumissa, hallux valgus -leikkauksissa tai kipsikenkänä.

Tuoteno.	Malli	Puoli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
43205	Miesten malli	Bilat.	Small	27 cm
43205	Miesten malli	Bilat.	Medium	28 cm
43205	Miesten malli	Bilat.	Large	30 cm
43205	Miesten malli	Bilat.	X-Large	32 cm
43206	Naisten malli	Bilat.	Small	24 cm
43206	Naisten malli	Bilat.	Medium	26 cm
43206	Naisten malli	Bilat.	Large	28 cm



Kipsikenkä Rocker

Kipsikenkä tai post-operatiivinen kenkä on valmistettu mustasta karvaskankaasta. Yläosan leveä suuaukko ja pitkät säädettävät remmit varmistavat kengän sopivuuden ja mahdollistavat sen käytön erikokoisten kipsien kanssa. Kantaosa on avoin ja suljettavissa tarranauhalla. Remmit pitävät jalan tukevasti paikallaan, vaikka kengän rakenne onkin avoin. Pohjallinen on jäykkä ja hieman pyöristetty edestä ja takaa. Ulkopohja on kumia.

Käyttöalue: Kipsikenkä.

Tuoteno.	Puoli	Koko	Sisäpohjan pituus
43200	Bilat.	X-Small	20 cm
43200	Bilat.	Small	23 cm
43200	Bilat.	Small/Medium	26 cm
43200	Bilat.	Medium	29 cm
43200	Bilat.	Large	32 cm
43200	Bilat.	X-Large	34 cm



