



Testaus, harjoitus ja hoito

www.camp.fi

TensoWrap™

TensoWrap™ on Campin oma Fabrifoam-materiaalivalikoima. TensoWrapia voidaan käyttää monella eri alalla. Siitä voi valmistaa ortooseja, ortosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. Vaihtoehtoinen materiaali neopreenille.

TensoWrapia on saatavana kahta joustavuusastetta. Materiaali on hengittävää ja iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. ”Low profile”-materiaalin toinen puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää materiaalia ja toinen puoli kangasta, jota vasten koukutarranauha kiinnittyy helposti.

Ei sisällä kumia tai lateksia.



TensoWrap™ - Pro

TensoWrap™, joka on hieman elastinen. Venyy yhteen suuntaan.

Tuoteno.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
50500	Beige	50 mm	3,6 m	2 rulla
50501	Beige	100 mm	4,5 m	1 rulla
50502	Beige	150 mm	4,5 m	1 rulla



TensoWrap™ - Nu

TensoWrap™, joka on elastisuudeltaan keskinkertainen. Venyy kaikkiin suuntiin. Mukautuu hyvin vartalon muotoihin.

Tuoteno.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
50505	Sininen	100 mm	0,91 m	3 rulla
50506	Sininen	100 mm	1,22 m	3 rulla
50507	Sininen	150 mm	0,91 m	3 rulla
50508	Sininen	150 mm	1,22 m	3 rulla
50509	Musta	430 mm	560 mm	1 rulla


Lateksinen kuminauha

Lateksinauha, jota käytetään yhdessä tourniquet-mansetin kanssa tyhjentämään käsi tai jalka verestä. Tuotetta saa käyttää vain henkilö, joka on erikoistunut tourniquet-menettelyyn. Nauha on valmistettu luonnonkumista. Antaa hyvän tuen ja kompression.

Käyttöalue: Tourniquet-hoito.

Muuta: Sisältää lateksia. Pakkaus ei ole steriili.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus
43100	Beige	75 mm	3,6 m rulla
43100	Beige	100 mm	3,6 m rulla
43100	Beige	150 mm	3,6 m rulla




Ödeemäksine

Joustava ja mukavantuntuinen käsine, joka antaa kevyen kompression ja vähentää turvotusta. Se on valmistettu lycrasta ja spandexista. Käsintettä on saatavana kahta mallia: sormellinen käsine ja käsine, jossa on avoimet sormet käden toimintojen ja turvotuksen kontrolloimiseksi.

Muuta: Kompressioluokka I.

Tuotenro.	Malli	Puoli	Koko	Käden ympäryys	Pakkaus
53535	Sormellinen	Vas/oik	X-Small	17,8 cm	I nimike
53535	Sormellinen	Vas/oik	Small	20,3 cm	I nimike
53535	Sormellinen	Vas/oik	Medium	22,9 cm	I nimike
53535	Sormellinen	Vas/oik	Large	25,4 cm	I nimike
53536	Avoimet sormet	Vas/oik	X-Small	17,8 cm	I nimike
53536	Avoimet sormet	Vas/oik	Small	20,3 cm	I nimike
53536	Avoimet sormet	Vas/oik	Medium	22,9 cm	I nimike
53536	Avoimet sormet	Vas/oik	Large	25,4 cm	I nimike




Mittaus: Käden ympärysmitta peukalopöimän kohdalta.

Digi sormihylsy

Sormihylsy, joka helpottaa ödeeman kontrollointia ja hypotrooppista arvenmuodostusta. Miellyttävä materiaali ja erittäin pehmeästä joustomateriaalista valmistettu kaitale lisäävät käyttömukavuutta ja istuvuutta. Hylsyn voi huoletta leikata halutun mittaiseksi, sillä reuna ei lähde purkautumaan.

Tuotenro.	Koko	Sormen ympäryys	Pituus
53530	Petite	3,2-4,4 cm	46 cm
53530	Small	4,1-5,4 cm	46 cm
53530	Medium	4,8-6,7 cm	46 cm
53530	Large	6,0-7,3 cm	46 cm
53530	X-Large	7,0-8,3 cm	46 cm
53530	XX-Large	>7,6 cm	46 cm



Mittaus: Mittaa sormen ympärysmitta paksuimmasta kohdasta.



SDO Sensorinen, Dynaaminen Ortoosi

SDO on joustavasta lycrasta valmistettu kokovartalopuku, joka on koottu useasta osasta. Se on ommeltu niin, että se antaa jatkuvan proprioseptiivisen palautteen paineen muodossa vartalolle ja raajoille.

Henkilöt, joiden lihastonus ei ole normaali pystyvät kontrolloimaan liikkeitään paremmin proprioseptiivisen stimuloinnin ansiosta. Parempi ryhti ja stabiileetti parantavat toiminnallisuutta.

Käyttöalueet: Kohonneen tonuksen hoito ja vähentäminen neurologisissa tiloissa, kuten: Cerebral pares, atetoosi, aivovaurio, selkäydinvamma, serebraalinen ataksia, Spina Bifida, CVA, MS ja fokaalinen dystonia.

SDO:ta voidaan käyttää myös nivelien instabiileetin ja tuntuuutosten hoidossa: jatkuvasti matala tonus, Ehlers Danlos syndrooma, yliliikkuvuus ja nivelen laksiteetti.

Muuta: Paras tulos saavutetaan kun pukua käytetään vähintään 6 tuntia päivässä. Alussa pukua tulee käyttää lyhyempiä aikoja. Käyttöä lisätään asteittain, kunnes saavutetaan kuusi tuntia päivässä. SDO:ta ei saa käyttää yöllä.

Puku valmistetaan mittojen mukaan. Mittakaavakkeita voi tilata asiakaspalvelustamme.

Puvun hintaan sisältyy 3 vahvistusta. Käsineen hintaan sisältyy yksi vahvistus.

Tuotenro.	Malli	Kuvaus
39100	PCP01	Body
39101	PCP02	Body, jossa lyhyet/pitkät hihat
39102	PCP03	Hihaton kokopuku, lyhyet lahkeet
39103	PCP04	Hihaton kokopuku, pitkät lahkeet
39104	PCP05	Kokopuku, jossa pitkät/lyhyet lahkeet ja pitkät/lyhyet hihat
39105	PCP06	Hihat, pukuun kiinnitettynä tai irtohihana
39106	PCP07	Käsine, enintään 4 cm pitkä
39107	PCP12	Käsine ilman sormia, enintään 4 cm pitkä
39108	PCP13	Käsine ilman sormia, pitkä
39109	PCP14	Käsine, pitkä
39110	PCP08	Sukka, enintään 5 cm pitkä
39111	PCP09	Alaraaja, pukuun kiinnitettynä tai irtonaisena
39114	PCP15	Housut
39115	PCP19	Stabiloiva vyö
39112	PCP10	Puvun muutos, pienempi
39113	PCP11	Puvun muutos, suurempi
39125		Ensimmäinen muutos, veloituksetta
39126	PCP24	Lisävahvistus, pienempi
39127	PCP25	Lisävahvistus, keskisuuri
39128	PCP26	Lisävahvistus, suurempi

SDO sovitussetti

SDO-sovitusortoosit ovat suunniteltu auttamaan sovittajaa oikean mittatilatun SDO-ortoosin määrittelemisessä. Ne antavat dynaamisen puristuksen ja niitä voidaan myös käyttää määrittelemään onko SDO-ortoosin käyttö tarpeellista.

Käyttöalue: SDO-ortoosin sovitukseen ennen mittailausta.

Muuta: Yksi setti sisältää 2 vyötä, 3 hihaa, 3 käsinettä ja sovitusohjeet.

Tuotenro.	Malli	Koko
39129	PCP23A	Aikuinen
39130	PCP23B	Lapsi



Cica Care -silikonigeeli

Cica Carea käytetään arvenmuodostuksen vähentämiseen. Sitä saa käyttää vain parantuneisiin haavoihin. Cica Care lisää arpialueen liikkuvuutta ja toimintaa sekä vähentää hypotrofian ja keloidien syntymistä. Tarttumiskykynsä ansiosta teippiä tai muita siteitä ei tarvita. Cica Caren irrottaminen on kivutonta ja sitä voidaan käyttää uudelleen. Cica Carea voidaan käyttää myös silloin, kun haavakohta ei kestä painetta. Materiaali voidaan pestä.

Tuotenro.	Leveys	Pituus	Pakkaus
54600	120 mm	150 mm	1 arkki
54601	120 mm	150 mm	10 arkki



Elastomer Putty-sekoitus 50/50

Elastomer Putty on uusin tekniikka arpien hoidossa. Keskenään sekoitetaan yhtä paljon sinistä perusvaahtoa ja valkoista katalysaattorivaahtoa. Tuloksena on kestävä vahasekoitus, josta muotoillaan arvenhoitoon sopiva tuote. Vaha ei jätä käsiä öljyisiksi. Jokainen tuote sisältää kätevästi mittakauhan.


Tuotenro.	Paino
53555	240 g
53554	847 g



Paristokäyttöinen minihieroja

Tätä paristokäyttöistä minihierojaa käytetään arpien hoidossa. Pakkaus sisältää kolme erilaista päätä. Jättämällä suojakannen paikalleen hierojaa voidaan käyttää myös isompien alojen hierontaan. Värähtelynopeus on noin 5500 sykliä/minuutti. Paristo tulee tuotteen mukana.

Tuotenro.	Koko
53610	Yksi koko





Talutusvyö

Kestävää nylonia valmistettu, yksinkertainen apuväline kävelyharjoitteluun. Toimii myös apuna esim. autoon noustaessa ja poistuttaessa sekä allasharjoittelussa.

Tuoteno.	Koko	Pituus	Kädensijat
20060	Small	130 cm	2 kädensijaa
20060	Large	180 cm	2 kädensijaa
20062	Small	130 cm	4 kädensijaa
20062	Large	180 cm	4 kädensijaa




Tyhjiötyyny

Valkoiset tyhjiötyynyt on täytetty pienillä rakeilla, jotka muotoutuvat kun ilma poistetaan. Tyynyjä voidaan muotoilla uudelleen avaamalla venttiili. Tyyny on stabiili ja kevyt ja siihen voi tilata erillisiä, sinisiä päällisiä.

Käyttöalueet: Leikkauksissa ja tukena istuttaessa. Myös hammaslääkärien käyttöön.

Tuoteno.	Tyhjiötyyny/tarvike	Väri	Koko
22393	Tyhjiötyyny	Valkoinen	55x30 cm
22394	Tyhjiötyyny	Valkoinen	55x65 cm
22395	Tyhjiötyyny	Valkoinen	55x85 cm
22396	Tyhjiötyyny	Valkoinen	40x50 cm
22399	Päällinen tyhjiötyynyyn	Sininen	55x30 cm
22399	Päällinen tyhjiötyynyyn	Sininen	55x65 cm
22399	Päällinen tyhjiötyynyyn	Sininen	55x85 cm
22399	Päällinen tyhjiötyynyyn	Sininen	40x50 cm
22275	Käsipumppu		
26334	Venttiili tyhjiötyynyyn		



Urias ilmalasta

Urias ilmalasta antaa tasaisen paineen käsivarrelle, säarelle, kädelle ja jalalle. Lasta on valmistettu kaksinkertaisesta PVC-muovista. Se suljetaan vetoketjun avulla. Läpinäkyvän materiaalin ansiosta lastoitettavan raajan asento on helppo määrittää. HUOM. Paine ei saa ylittää 40 mmHg.

Käyttöalueet: Ödeemahoito ja proprioseptiivinen stimulointi neurologisessa kuntoutuksessa.

Tuoteno.	Malli	Pituus/pakkaus
53510	Pitkä hiha	80 cm nimike
53511	Lyhyt hiha	70 cm nimike
53512	Puoliihiha	53 cm nimike
53513	Kyynänpää	40 cm nimike
53516	Jalka	32 cm nimike
53517	Sääri iso	66 cm nimike
53518	Sääri pieni	56 cm nimike
53515	Suukappale	100 nimike
53514	Suodatin suukappaleeseen	5 nimike

Jamar puristusvoimamittari

Yksinkertainen ja varma työkalu puristusvoiman mittaamiseen. Asteikko 0-90 kg välillä. Laitteen kalibroitua suositellaan kerran vuodessa. Toimitetaan käytännöllisessä laukussa, joka toimii myös säilytyslaukkuna.

Muuta: Takuu 1 vuosi. Takuu ei kata kalibroitua.

Tuotenro.	Malli
52100	Jamar Puristusvoimamittari
52101	Kalibrointi




Jamar nipistysvoimamittari

Erittäin tarkka sormien puristusvoimamittari. Punainen indikaationeula näyttää tuloksen niin kauan kunnes mittari nolataan. Asteikko 0-20 kg välillä. Toimitetaan käytännöllisessä laukussa, joka toimii myös säilytyslaukkuna.

Muuta: Takuu 1 vuosi.


Tuotenro.	Malli
52110	Jamar Pinch Gauge



Goniometri

Valikoimassa on 3 goniometriä.

Tuotenro.	Väri	Malli	Asteikko	Liikelaajuus	Viisarin 1 pituus	Viisarin 2 pituus
52200	Läpinäkyvä	Käsi	2° välein	180°	15 cm	15 cm
52201	Valkoinen	Sormi/ varvas	2° välein	30°hyperekstensio -120° fleksio	9,5 cm	2 cm



9-reiän Pegtesti

Yksinkertainen ja kätevän kokoinen käden motoriikan testi. Kaikki palat voi desinfioida. Mukana tulee sekuntikello.

Tuotenro.	Testi/tarvikkeet	Pakkaus
52315	Pegtesti	
52316	Lisäpalikat Pegtestiin	9 nimike





Purdue Pegboard -testi

Mittaa kahta toimintoa:

1) sormien, käden ja käsivarren suuria liikkeitä ja 2) sormenpäiden tuntoa.

Pakkaus sisältää käyttöohjeen, normaaliarvot ja 25 protokollaa. Sekuntikello ei sisälly hintaan.


Tuotenro.	Testi/tarvikkeet
52320	Purdue Pegboard -testi
52321	Lisäosat Purdue Pegboard -testiin



Grooved Pegboard -testi

Stimuloiva testi, jolla testataan sormivalmiutta ja visuaalista kykyä. Testi vaatii parempaa motoriikkaa ja koordinaatiota kuin muut Pegboard-testit. Sisältää 25 reikää. Erimuotoiset reiät on aseteltu sattumanvaraisesti. Palikoiden sisään laitto vaatii näin kiertoliikkeen.

Tuotenro.	Testi/tarvikkeet	Pakkaus
52325	Grooved Pegboard	
52326	Lisäpalikat Grooved Pegboard -testiin	30 nimike



Ergonominen kädenharjoittaja

Tämä kädenharjoittaja sopii hyvin käteen ja se on muotoiltu jakamaan kämmeneen kohdistuvaa vastusta. Kehys on kevyt ja säädettävissä helposti fleksion ja ekstension ehkäisemiseksi. Kädenharjoittaja voidaan säätää sopivaksi erikokoisille käsille. Kädensija on ergonominen ja pehmustettu. Pakkaus sisältää värikoodattuja kuminauhoja, joiden vastus vaihtelee.

Tuotenro.	Pakkaus
54139	Kädenharjoittaja
54141	Klipsi kädenharjoittajaan, 4 paria

Semmes-Weinstein monofilamentit

Semmes-Weinstein monofilamenttejä on käytetty jo usean vuoden ajan monissa testeissä. Ne ovat tunnettuja tarkkuudestaan ja luotettavuudestaan herkkyyden mittaamisessa. Jokainen nylonmonofilamentti on tarkasti kalibroitu ja ne ovat kaikki yhtä pitkiä. Pakkauksen mukana tulee käyttöohjeet ja värikynät.

Tuoteno.	Monofilamentit/ tarvikkeet	Koko	Pakkaus
52311	Monofilamentit	2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	5 nimike
52313	Vaihtomonofilamentti	Koosta 1,65 kokoon 6,65	1 nimike
52312	Arviointilomake		100 nimike



R-lite vaahtomuovikuutio

T-Foamista valmistettu harjoituskuutio käden harjoittamiseen. Materiaali palautuu muotoonsa hitaasti, mikä ei rasita potilasta liikaa. Saatavana kolmea kovuutta. Pestään lämpimässä vedessä miedolla saippualliuoksella.

Tuoteno.	Väri	Kovuus	Koko	Pakkaus
54130	Keltainen	Erittäin pehmeä	4,4x4,4x7,6 cm	32 nimike
54130	Roosa	Pehmeä	4,4x4,4x7,6 cm	32 nimike
54130	Sininen	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 nimike
54131	4 kpl jokaista väriä		4,4x4,4x7,6 cm	12 nimike



Käsituki

Käsituki, joka on tarkoitettu käsivarren ja käden ödeeman hoitoon. Tuki ei liu'u pöydällä tai sängyllä. Käsivarsi voidaan asettaa myös supinaatioon hoidon aikana.

Tuoteno.	Leveys	Pituus	Korkeus
51625	14 cm	47 cm	14 cm





Anatomiajulisteet

Värikkäät, laminoidut julisteet voi ripustaa seinälle. Julisteiden tekstit ovat englanniksi ja latinaksi.

Tuotenro.	Kuvaus	Leveys	Pituus
52400	Käsi ja ranne	52 cm	62 cm
52401	Hartia ja kyynärpää	52 cm	62 cm
52402	Jalka ja nilkka	52 cm	62 cm
52403	Lonkka ja polvi	52 cm	62 cm
52404	Lihaksisto	52 cm	62 cm
52405	Hermosto	52 cm	62 cm
52406	Selkäranka	52 cm	62 cm
52407	Luuranko	52 cm	62 cm



Kirja: Therapeutic hand splints

Tämä kaksiosainen Paul Van Leden ja Griet van Veldhovenin kirjoittama kirja sisältää kaiken, mitä pitää tietää kädestä, sen anatomiasta, biomekaniikasta ja patologiasta.

Toinen osa antaa hyviä esimerkkejä ortoosien valmistuksesta ja käytöstä. Kirjat ovat englanninkielisiä.

Tuotenro.	Osa	Nimi
99200	I	Mechanical and biomechanical considerations
99201	II	Practical applications

