



Työkalut ja tarvikkeet

www.camp.fi



Supersakset

Erittäin terävät sakset, joissa on suuri kädensija. Sopivat hyvin muovin leikkaamiseen myös silloin, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu nikkelistä, silattu kromilla.

| Tuotenro. | Pituus |
|-----------|--------|
| 51200 | 20 cm |



Taivutetut sakset

Taivutetut sakset, joissa on suuri kädensija. Sopivat muotojen leikkaukseen. Käytetään leikattaessa lämmintä ortoosimateriaalia.

| Tuotenro. | Pituus |
|-----------|--------|
| 51205 | 20 cm |



Taivutetut Mayo-sakset

Taivutetut ja kevyet sakset, joissa on pieni kädensija. Sopivat ortoosien reunojen viimeistelyyn, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Sakset sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.

| Tuotenro. | Pituus |
|-----------|--------|
| 51210 | 16 cm |



Yleissakset

Voimakkaat sakset, joissa on suuri, muovinen kädensija. Leikkaavat useimpia lämpömuoveja sekä metallia. Terät ovat 4 cm pitkät. Sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.

| Tuotenro. | Pituus |
|-----------|--------|
| 51215 | 16 cm |

X-Lite sakset

Käytännölliset, erilaisten muovimateriaalien leikkaamiseen tarkoitetut sakset. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja voidaan puhdistaa autoklaavissa.

| Tuotenro. | Väri | Malli | Pituus |
|-----------|----------|----------------|--------|
| 64800 | Punainen | Teräväkärkinen | 18 cm |
| 64801 | Oranssi | Tylppäkärkinen | 19 cm |



Popniitit ja pihdit

Työkalu, jolla kiinnitetään popniittejä. Vahvasta muovista valmistetut kädensijat, jotta saadaan kunnollinen ote ja tarvittava voima. Popniitit on valmistettu valkoisesta muovista.

| Tuotenro. | Väri | Halkaisija | Pituus | Pakkaus |
|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 25126 | Valkoinen | 12 mm | 50 mm | 100 nimike |
| 25126 | Valkoinen | 16 mm | 50 mm | 100 nimike |
| 25125 | Pihdit | | | 1 nimike |



Kuumailmapuhallin

Kuumailmapuhallin eri lämpömuoveille. Pysyy pystyssä itsestään. Hiljainen ja tehokas malli, jossa on kolmiasteinen lämmönsäätäjä 550°:een asti. Varustettu EC-liitännällä.

Muuta: Erilaisia suuttimia voi ostaa erikseen.

| Tuotenro. | Malli |
|-----------|-------------------|
| 51290 | Kuumailmapuhallin |



X-Lite levy silikonipinnoitteella

Käytetään työskentelyalustana X-Lite'lla kipsatessa. Silikonipinta ehkäisee X-Liten tarttumisen alustaan. Levyn perforoitu pinta edesauttaa, että X-Lite rullista lähtevä vesi vuotaa levyn alle imeytyen sen alla olevaan pyyhkeeseen.

| Tuotenro. | Leveys | Pituus |
|-----------|--------|--------|
| 64811 | 325 mm | 530 mm |



