



Arm- og skulderortoser

www.camp.no



Albue-/hælbeskytter Heelbo

Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen og forebygger trykksår.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets 12 cm ovenfor albue	Pk.
53600	Gul	Small	15-20 cm	Selges i par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	Selges i par
53600	Hvit	Large	25-30 cm	Selges i par
53600	Grønn	X-Large	>30 cm	Selges i par




EpiGel epicondylitt

Bekvem epicondylittortose med to gelputer som kan flyttes. Den avlaster ved hjelp av kompresjon over ekstensor- og fleksormusklene uten å gi kompresjon rundt underarmen. De myke gelputene er støtdempende. Ortosen har en lav profil. Et enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

Bruksområder: Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art.nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø	Omkrets 5 cm nedenfor albuen
28166	Svart	En størrelse	Bilateral	20-35 cm




EpiFoam epicondylitt

Epicondylittortose med en skumpute som plasseres enten over ekstensormuskelen for å gi avlastning ved lateral epicondylitt, eller over fleksormuskelen for avlastning ved medial epicondylitt. Et enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

Bruksområder: Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets 5 cm nedenfor albuen
28165	Svart	Bilateral	En størrelse	20-35 cm




Elcross Epicondylitt

Ortose som gir trykk over muskelbuken for avlastning av muskulatur, sener og senefester. Minsker smerte ved epicondylitt. Myk pute på innsiden kombinert med en plastbrikke øker trykket under båndet på ortosen.

Bruksområde: Lateral eller medial epicondylitt (såkalt tennisalbue).

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets 5 cm nedenfor albuen
28162	Blå	Small	20-25 cm
28162	Blå	Medium	25-30 cm
28162	Blå	Large	30-35 cm
28162	Blå	X-Large	35-40 cm




MFC II unilateral skulderortose

Skulderortose som brukes ved svak skuldermuskulatur etter slag eller trauma. Ortosen støtter skulderleddet, forebygger sublaksasjon og opprettholder korrekt posisjon av humerus. Ekstra bånd på ryggen som drar skulderen tilbake i korrekt posisjon.

Bruksområder: Instabilitet og avlastning.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets overarmens bredeste mål
53213	Svart	Ve/Hø	Small	23-28 cm
53213	Svart	Ve/Hø	Medium	28-33 cm
53213	Svart	Ve/Hø	Large	33-38 cm



Overarmens bredeste omkretsmål.


Armslynge Foam

Armslynge med ekstra bånd for fiksering. Frottémateriale på innsiden. Justerbart skulderbånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse
20030	Blå	Bilateral	En størrelse





Armslynge NETTING

Luftig armslynge med trinnløst justerbart skulderbånd. Doble D-ringer gjør det mulig for bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	
47100	Grå	Bilateral	Small/Medium	27-30 cm
47100	Grå	Bilateral	Large/X-Large	31-34 cm



Armslynge BOMULL

Enkel armslynge av bomull med trinnløst skulderbånd. Doble D-ringer gjør det mulig med bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	
47101	Grå	Bilateral	Small	25-28 cm
47101	Grå	Bilateral	Medium	27-30 cm
47101	Grå	Bilateral	Large	29-32 cm
47101	Grå	Bilateral	X-Large	31-34 cm



Armslynge WRAP

Tradisjonell armslynge i to deler som kan justeres uavhengig av hverandre. Arm-delen har en plastspenne på ryggen som holder sammen de to båndene for å hindre at disse glir ut over skuldrene.

Omslaget justeres trinnløst med borrelåsbånd.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål Slynge H x B	Mål Omslag H x L
47102	Grå	Bilateral	Small/Medium	32 cm	10 x 132 cm
47102	Grå	Bilateral	Large/X-Large	35 cm	13 x 155 cm

NYHET!



NYHET!



NYHET!



Armslynge enkel

Enkel armslynge med en ekstra dyp lomme for å sikre armens posisjon og gi støtte for både underarm og hånd. Laget i bomullscanvas. Justerbart skulderbånd.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Lengde underarm albue - MCP
53207	Blå	Bilateral	Small	28 cm
53207	Blå	Bilateral	Medium	36 cm
53207	Blå	Bilateral	Large	43 cm
53207	Blå	Bilateral	X-Large	51 cm



Måltaking: Underarmens lengde fra albue til MCP-ledd.

Armslynge todelt, beige

Armslynge i foam med bredt avtagbart bånd for fiksering. To bærende bånd som fordeler vekten over begge skuldrene. De justerbare båndene fester hvor som helst på ortosen. Stort utvalg av størrelser.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål Slynge H x B	Mål Omslag H x L
20040	Beige	Bilateral	Small	23x29 cm	10x80 cm
20040	Beige	Bilateral	Medium	24x32 cm	13x100 cm
20040	Beige	Bilateral	Large	25x35 cm	13x115 cm
20040	Beige	Bilateral	X-Large	25x35 cm	13x135 cm



Armslynge todelt, blå

Armslynge i foam med bredt avtagbart bånd for fiksering. To bærende bånd som fordeler vekten over begge skuldrene. Kryssspenne på ryggen holder båndene på plass. Justerbare bånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål Slynge H x B	Mål Omslag H x L
20045	Blå	Bilateral	Small/Medium	24x32 cm	10x100 cm
20045	Blå	Bilateral	Large/X-Large	25x35 cm	13x135 cm





Armslynge Deluxe

Armslynge med bredt bånd for fiksering og to bærende bånd som krysses på ryggen fordeler vekten over skuldrene. Justerbare bånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Mål Slynge H x B	Omslag H x L	Pk.
42215	Grå	En størrelse	23x33 cm	13x130cm	10 stk.



Armslynge Deluxe, fikserbar

Enkel appliserbar armslynge til immobilisering. Borrelåsen fester mot ortosen og den skadede armen kan dermed festes mot omslaget i ønsket høyde. Justerbart skulderbånd.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål Omslag
42214	Grå	Bilateral	En størrelse	16x135 cm



Armslynge "8"

Lett og luftig armslynge til avlastning av skulder, arm og hånd. To brede regulerbare bånd fordeler vekten over begge skuldrene og samles i en metallring på ryggen. Kan tas på og av med en hånd. Passer godt ved nevrologiske sykdommer.

Bruksområder: Nevrologiske sykdommer, avlastning, posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse
53200	Beige	Bilateral	Small/Medium
53200	Beige	Bilateral	Large/X-Large

Armslynge Atlas Minor

Atlas Minor Sling er beregnet til å avlaste skulderen etter skuldertrauma og skulderoperasjoner. Slingen har en avlastende skuldersele for god komfort ved bruk hele dagen. Skuldersele er utstyrt med en hurtigspenne for enkel påtaking. Den har også en tommelstøtte for å minske risikoen for at den glir. Hele armslyngen er omsluttet av et Airmesh-materiale for maksimal ventilasjon og transport av fuktighet bort fra huden.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Lengde albue - MCP
45717	Svart	Bilateral	Universal	29-44 cm



NYHET!



Armslynge Atlas Universal

Armslynge i universalstørrelse med en abduksjonspute som holder armen/skulderen immobilisert i 15° abduksjon, beregnet for å avlaste skulderen etter skuldertrauma og skulderoperasjon. Slingen, som har en meget høy komfort, er utstyrt med en skuldersele som avlaster nakken samt et avtagbart midjebånd, begge med en hurtigspenne. Armslyngen og abduksjonsputen omsluttet av et Airmesh-materiale for maksimal ventilasjon og transport av fuktighet bort fra huden.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Hø/Ve	Størrelse	Lengde albue - MCP
45716	Svart	Bilateral	Universal	29-44 cm



NYHET!



Slingshot 3

Armslynge som holder armen/skulderen immobilisert i 15° abduksjon med innoverrotasjon. Slingshot 3 har en avlastende skuldersele som fordeler trykket over nakken til motsatt skulder og skulderblad. Justerbart skulderbånd med ekstra polstring for avlastning og god komfort ved bruk gjennom hele dagen. Ortosen har en "2-in-1" abduksjonspute som gir ulike muligheter til å støtte skulderleddet postoperativt. Både armslyngen og abduksjonsputen omgis av et Airmesh-materiale for maksimal ventilasjon og transport av fuktighet bort fra huden.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Lengde albue - MCP
45713	Svart	Bilateral	Small	29-33 cm
45713	Svart	Bilateral	Medium	34-37 cm
45713	Svart	Bilateral	Large	38-41 cm
45713	Svart	Bilateral	X-Large	42-44 cm



Måltaking: Fra albue til MCP-leddene.

NYHET!





Armslynge Neutral Wedge

Armslynge med kilepute som immobiliserer humerus i nøytral posisjon. Justerbart skulderbånd med ekstra polstring for god komfort.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Underarmens lengde
45700	Svart	Small/Medium	<37 cm
45700	Svart	Large/X-Large	>37 cm
45705	Kilepute til bruk om natten	Small/Medium	
45705	Kilepute til bruk om natten	Large/X-Large	



Skulderabduksjonspute

Oppblåsbar pute som enkelt justerer abduksjonsvinkelen i skulderleddet mellom 10-75°. Når puten er oppblåst festes armen mot puten for immobilisering. Skulderbånd med ekstra polstring for god komfort.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse
45720	Svart	Bilateral	En størrelse




Frakturortose humerus

Ortosen er laget i Polyflex II 3.2 mm lavtemperaturplast polstret med 3.2 mm Kusionflex. Mediale innerste skall er i myk polyeten. Ortosen kan formes om med varmluftspistol. D-ringsbånd er inkludert.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets overarm proksimalt
53401	Hvit	Ve/Hø	Small	25,4-30,5 cm
53401	Hvit	Ve/Hø	Medium	30,5-35,6 cm
53401	Hvit	Ve/Hø	Large	34,3-39,4 cm





Frakturortose humerus kort

Todelt prefabrikkert frakturortose. Laget i polyeten med mediant, polstret indre skall. To bomullsstrømper samt D-ringsbånd er inkludert. Slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrrets overarmens bredeste mål	Lengde mediant	Langde lateralt
62102	Hvit	Bilateral	Small	20-28 cm	14 cm	16 cm
62102	Hvit	Bilateral	Medium	27-35 cm	14 cm	16 cm
62102	Hvit	Bilateral	Large	30-38 cm	15 cm	17,5 cm
62102	Hvit	Bilateral	X-Large	35-42 cm	17,5 cm	20 cm



Frakturortose humerus med skulderdel

Todelt prefabrikkert frakturortose som går over skulderen. Laget i polyeten med mediant, polstret indre skall. To bomullsstrømper samt D-ringsbånd er inkludert. Slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrrets overarmens bredeste mål	Lengde
62104	Hvit	Bilateral	Small	20-28 cm	27,5 cm
62104	Hvit	Bilateral	Medium	27-35 cm	31 cm
62104	Hvit	Bilateral	Large	30-38 cm	34 cm
62104	Hvit	Bilateral	X-Large	35-42 cm	35 cm




Humerusortose med glidelås

Ortose i 2,4 mm perforert Aquaplast-T med glidelås. Ortosen leveres flat og formes individuelt etter oppvarming i vannbad i 70° eller ovn. Formen tillater immobilisering av skulderen ved behov, men kan klippes bort. Glidelåsen gjør at ortosen lett kan tas av for kontroll og den bidrar til god hygiene. Aquaplast-T blir gjennomsiktig ved oppvarming, har 100% minne og slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområder: Posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrrets overarm proksimalt
53400	Hvit	Ve/Hø	Small	21,6-28,2 cm
53400	Hvit	Ve/Hø	Medium	28,3-37,1 cm
53400	Hvit	Ve/Hø	Large	37,2-45,7 cm





Måltaking: Fra ortosens leddsenter til ytre kant av skinnen.

T-Scope albue

Postoperativ albueortose med meget lav profil. Den anses å være den postoperative ortosen med lavest vekt på markedet. Leddet kan låses i ønsket posisjon. Bevegelsen endres enkelt i 10° intervall. Ortosens lengde og omfang justeres trinnløst. Aluminiumsskinner kan bøyes slik at man oppnår god passform. Pasienten tar av og på ortosen med enkle hurtigspenner. Polstring og bånd kan trimmes slik at de passer ulike armstørrelser.

Bruksområder: Stabile frakturer i albuen, distale humerus og proksimale radius eller ulna. Sener og ligamentskader. Kollaterale ligament rekonstruksjoner. Hyperekstensjon.

Annet: Bevegelsesintervall: Ekstensjon fra -10° til 110° i intervall på 10°. Fleksjon fra 10° til 120° i intervall på 10°. Kan låses i ønsket posisjon.

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Skinnens min. - maks. lengde humerus	Skinnens min. - maks. lengde underarm
45725	Standard	Ve/Hø	16,5 - 21,5 cm	19,0 - 24,1 cm
45726	Lang	Ve/Hø	16,5 - 21,5 cm	24,1 - 29,2 cm
45727	Ekstra polstring 4+1			



T-Scope albue hånddel

Bekvem hånddel til "T-Scope albue" som øker funksjonen til produktet. Hånddelen er tenkt å redusere fleksjon/ekstensjon og pronasjon/supinasjon av hånden og håndleddet. Hånddelen kobles til T-Scope albue nærmest hånden med en enkel hurtigkopleing.

Bruksområder: Albueskader inklusive sene- og ligamentskader.

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø
45723	Universal	Bilateral