



# Kneortoser

[www.camp.no](http://www.camp.no)



## Kneortose neoprene

Smidig neoprenebeskytter som gir lett støtte, mild kompresjon og varme. Drapåmodell.

**Bruksområde:** Tilfeldig lett smerte i kneleddet.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets 15 cm over midt på patella |
|---------|-------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 45550   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                           |
| 45550   | Svart | Bilateral | Small     | 38-46 cm                           |
| 45550   | Svart | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                           |
| 45550   | Svart | Bilateral | Large     | 53-61 cm                           |
| 45550   | Svart | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                           |
| 45550   | Svart | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                           |



## EASYKnee

Kneortose i "dra-rundt-modell". Den er enkel å ta på og av. EASYKnee er tilpasset pasienter som har problemer med å bruke kneortoser med mange bånd, eller som tas på som en strømpe. Ortosen har lange sirkulære bånd som enkelt festes rundt låret og leggen. Materialet i knehasen er ekstra mykt for ikke å forårsake gnaging eller ubehag.

**Bruksområder:** Gir lett støtte og lindrer smerte ved belastning. Aktiverer proprioceptorene og forbedrer den sensomotoriske kontrollen.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse     | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 28670   | Svart | Bilateral | Small/Medium  | < 40 cm              |
| 28670   | Svart | Bilateral | Large/X-Large | < 40 cm              |



## Bisca® kne drarundt

Drarundtmodell med åpning for patella og i knehasen, samt spiralfjær i hver side. Modellen har integrerte støttebånd med borrelås som gjør at den er enkel å ta av og på. Laget av Bisca-materialet som er oppbygd i tre lag med myk bomull mot huden og syntetisk materiale på utsiden.

**Bruksområde:** Tilfeldig lett smerte i kneleddet.

| Art.nr. | Farge   | Ve/Hø     | Størrelse | Knemål midt-patella |
|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 28023   | Klarblå | Bilateral | Small     | 31-40 cm            |
| 28023   | Klarblå | Bilateral | Large     | 40-49 cm            |

NYHET!  
→

## Improve™ patellastrap

Enkelt patellabånd som ved trykk mot patellarsenen forandrer senens dreretning og belastningen på kneskålen. Båndet består av bomullselastikk med borrelås.

**Bruksområder:** Chondromalacia patella, Osgood-Schlatter og overbelastning.

| Art.nr. | Farge | Størrelse    |
|---------|-------|--------------|
| 28678   | Beige | En størrelse |



## Lateral Stabilizer

Smidig ortose med kraftig ileggspute på lateralsiden for stabilisering av patella. Et ekstra bånd fester over og under patella og dras fra lateral- til medialsiden for å gi ekstra støtte for ileggsputen. Stabiliserende spiralfjær i sidene. Airmesh er et lett og luftig materiale. Neoprene gir noe mer stabilitet.

**Bruksområder:** Chondromalacia patella eller etter luksert patella og subluskert patella.

| Art.nr. | Farge | Materiale | Ve/Hø | Størrelse | Omkrets 15 cm over midt-patella |
|---------|-------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| 45620   | Svart | Neoprene  | Ve/Hø | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45620   | Svart | Neoprene  | Ve/Hø | Small     | 38-46 cm                        |
| 45620   | Svart | Neoprene  | Ve/Hø | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45620   | Svart | Neoprene  | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm                        |
| 45620   | Svart | Neoprene  | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45620   | Svart | Neoprene  | Ve/Hø | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45625   | Svart | Airmesh   | Ve/Hø | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45625   | Svart | Airmesh   | Ve/Hø | Small     | 38-46 cm                        |
| 45625   | Svart | Airmesh   | Ve/Hø | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45625   | Svart | Airmesh   | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm                        |
| 45625   | Svart | Airmesh   | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45625   | Svart | Airmesh   | Ve/Hø | XX-Large  | 69-79 cm                        |





## Maple patella 223

Ortose av et tolagsmateriale som puster, med en innside av bomull. Den anatomisk formede ileggsputen av silikon har som oppgave å "gripe" den laterale delen av patella. Ileggsputen justeres enkelt med drabåndene. Det bakre båndet låser ortosen ovenfor leggmuskelen, noe som forhindrer at ortosen glir ned.

**Bruksområder:** Luksert patella, subluksert patella og patellafemorale smertetilstander.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-------|-----------|----------------------|
| 27223   | Beige | Ve/Hø | X-Small   | 25-31 cm             |
| 27223   | Beige | Ve/Hø | Small     | 31-37 cm             |
| 27223   | Beige | Ve/Hø | Medium    | 37-43 cm             |
| 27223   | Beige | Ve/Hø | Large     | 43-49 cm             |
| 27223   | Beige | Ve/Hø | X-Large   | 49-55 cm             |



## Maple patella 224

Ortose av et tolagsmateriale som puster, med en innside av bomull. Den anatomisk formede ileggsputen av silikon har som oppgave å "gripe" den laterale delen av patella. Ileggsputen justeres enkelt med drabåndene. Det bakre båndet låser ortosen ovenfor leggmuskelen, noe som forhindrer at ortosen glir ned.

**Bruksområder:** Chondromalacia patella, subluksert patella og Osgood-Schlatter.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 27224   | Beige | Bilateral | X-Small   | 25-31 cm             |
| 27224   | Beige | Bilateral | Small     | 31-37 cm             |
| 27224   | Beige | Bilateral | Medium    | 37-43 cm             |
| 27224   | Beige | Bilateral | Large     | 43-49 cm             |
| 27224   | Beige | Bilateral | X-Large   | 49-55 cm             |

## PatellaCamp

Patella Camp er en kneortose beregnet til å gi stabilitet for patella. Ortosen er drarundtmodell og er åpen i knehasen. En innleggspute plasseres mot den siden av patella som er instabil, og de to elastiske båndene dras til ønsket mothold.

**Bruksområder:** Chondromalacia patella, etter luksert eller subluskert patella og patellafemorale smerter.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 28679   | Svart | Bilateral | Medium    | <40 cm               |
| 28679   | Svart | Bilateral | Large     | >40 cm               |




## Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Drarundtmodell med kraftig ileggspute for stabilisering av patella. Patellastøtten kan appliseres lateralt eller mediant. Draget fra ileggsputen justeres lett med de to små båndene. Ortosen har integrerte støttebånd og er åpen i knehasen. Laget i et materiale som puster.

**Bruksområder:** Chondromalacia patella eller etter lukseret patella og subluskert patella.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 28677   | Svart | Bilateral | X-Small   | 25-30 cm             |
| 28677   | Svart | Bilateral | Small     | 30-35 cm             |
| 28677   | Svart | Bilateral | Medium    | 35-40 cm             |
| 28677   | Svart | Bilateral | Large     | 40-45 cm             |
| 28677   | Svart | Bilateral | X-Large   | 45-50 cm             |
| 28677   | Svart | Bilateral | XX-Large  | 50-55 cm             |





**Måltaking:** Omkrets 15 cm over midt-patella.

## PTO

En patellafemorale ortose med en unik design, der en lateral plate og en myk ileggspute fører patella tilbake til sitt nøytralleie. Platen er festet i leddet, noe som gjør at støtten følger kneets bevegelse. Airmesh er et lett og luftig materiale. Neoprene gir noe mer stabilitet. Standardortosen har føyelige plastskinner, mens High Performance (HP) har aluminiumskinner.

**Bruksområder:** Patellafemorale smerter med eller uten sublaksjon av patella.

| Art.nr. | Farge | Materiale   | Skinner   | Ve/Hø | Størrelse | Omkrets 15 cm over midt-patella |
|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| 45600   | Svart | Neoprene    | Plast     | Ve/Hø | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45600   | Svart | Neoprene    | Plast     | Ve/Hø | Small     | 38-46 cm                        |
| 45600   | Svart | Neoprene    | Plast     | Ve/Hø | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45600   | Svart | Neoprene    | Plast     | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm                        |
| 45600   | Svart | Neoprene    | Plast     | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45600   | Svart | Neoprene    | Plast     | Ve/Hø | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45602   | Svart | Neoprene HP | Aluminium | Ve/Hø | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45602   | Svart | Neoprene HP | Aluminium | Ve/Hø | Small     | 38-46 cm                        |
| 45602   | Svart | Neoprene HP | Aluminium | Ve/Hø | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45602   | Svart | Neoprene HP | Aluminium | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm                        |
| 45602   | Svart | Neoprene HP | Aluminium | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45602   | Svart | Neoprene HP | Aluminium | Ve/Hø | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45610   | Svart | Airmesh     | Plast     | Ve/Hø | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45610   | Svart | Airmesh     | Plast     | Ve/Hø | Small     | 38-46 cm                        |
| 45610   | Svart | Airmesh     | Plast     | Ve/Hø | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45610   | Svart | Airmesh     | Plast     | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm                        |
| 45610   | Svart | Airmesh     | Plast     | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45610   | Svart | Airmesh     | Plast     | Ve/Hø | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45611   | Svart | Airmesh HP  | Aluminium | Ve/Hø | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45611   | Svart | Airmesh HP  | Aluminium | Ve/Hø | Small     | 38-46 cm                        |
| 45611   | Svart | Airmesh HP  | Aluminium | Ve/Hø | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45611   | Svart | Airmesh HP  | Aluminium | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm                        |
| 45611   | Svart | Airmesh HP  | Aluminium | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45611   | Svart | Airmesh HP  | Aluminium | Ve/Hø | XX-Large  | 69-79 cm                        |

## SELECTION Patella

SELECTION Patella er en kneortose for bruk ved patellaproblemer. Den hesteskoformede puten kan enkelt tas ut og plasseres på den siden av patella der man behøver støtte.

Puten har elastiske drabånd som fester seg til det myke velourmaterialet rundt kneskålen. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

**Bruksområder:** Patella luksasjon, patellofemoralt smertesyndrom, Schlatter, Jumpers Knee eller framre knesmerte.

**Annet:** Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Lengde   |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|
| 35704   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-33 cm |
| 35704   | Svart | Bilateral | Small     | 33-36 cm |
| 35704   | Svart | Bilateral | Medium    | 36-39 cm |
| 35704   | Svart | Bilateral | Large     | 39-42 cm |
| 35704   | Svart | Bilateral | X-Large   | 42-46 cm |



NYHET!



## SELECTION Knee Minor

SELECTION Minor er beregnet til bruk ved lettere smertetilstander i kneet. Minor gir lett kompresjon og har en varmende funksjon. De stabiliserende spiralfjærene på sidene gir en lett og behagelig støtte. Denne modellen er laget som en tube og gir dermed økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Lukkingen på lår og legg kan enkelt etterjusteres. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

**Bruksområder:** Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader eller overanstrengning.

**Kontraindikasjoner:** Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Lengde   |          |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 35700   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-33 cm | 34-39 cm |
| 35700   | Svart | Bilateral | Small     | 33-36 cm | 39-43 cm |
| 35700   | Svart | Bilateral | Medium    | 36-39 cm | 43-47 cm |
| 35700   | Svart | Bilateral | Large     | 39-42 cm | 47-51 cm |
| 35700   | Svart | Bilateral | X-Large   | 42-46 cm | 51-56 cm |



NYHET!





NYHET!

## SELECTION Knee Minor Wrap

SELECTION Minor er beregnet til bruk ved lettere smertetilstander i kneet. Minor gir lett kompresjon og har en varmende funksjon. De stabiliserende spiralfjærene på sidene gir en lett og behagelig støtte. Det åpne designet gjør ortosen enkel å ta på og av. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg kan enkelt etterjusteres. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

**Bruksområder:** Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader eller overanstrengning.

**Kontraindikasjoner:** Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

**Annet:** Dette produktet finnes i to lårvidder, se produktinformasjonen i tabellen.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Lengde   |          |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 35701   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-33 cm | 34-39 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | Small     | 33-36 cm | 39-43 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | Small +   | 33-36 cm | 43-47 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | Medium    | 36-39 cm | 43-47 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | Medium +  | 36-39 cm | 47-51 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | Large     | 39-42 cm | 47-51 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | Large +   | 39-42 cm | 51-56 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | X-Large   | 42-46 cm | 51-56 cm |
| 35701   | Svart | Bilateral | X-Large + | 42-46 cm | 56-63 cm |

## SELECTION Knee Optima

SELECTION Optima er beregnet til bruk ved en rekke ulike smertetilstander i kneleddet. Ortosens multifunksjoner gjør at den enkelt kan tilpasses ved utprøving. Optima leveres komplett med justerbare dobbeltleddede skinner og hyperekstensjonskryss på baksiden som enkelt kan monteres på og av. Ekstra bånd for å redusere at tibia faller framover i samband med ACL-problem. Denne modellen er laget som en tube, og gir dermed økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Ortosen har en anatomisk formet patellaåpning for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort. Optima har rigide bånd øverst og nederst, noe som gir økt stabilitet.

**Bruksområder:** Mild hyperekstensjon i kneleddet, mild/moderat M-L instabilitet, begynnende Artrose, patellofemoralt smertesyndrom, Reumatoid artritt, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) eller ACL-skader.

**Kontraindikasjoner:** Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor kneleddet utsettes for vold, og hvor det er stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

**Annet:** Bevegelsesintervall i ROM leddet. Fleksjon: 45°, 60°, 75° og 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30° og 40°.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Lengde   |          |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 35702   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-33 cm | 34-39 cm |
| 35702   | Svart | Bilateral | Small     | 33-36 cm | 39-43 cm |
| 35702   | Svart | Bilateral | Medium    | 36-39 cm | 43-47 cm |
| 35702   | Svart | Bilateral | Large     | 39-42 cm | 47-51 cm |
| 35702   | Svart | Bilateral | X-Large   | 42-46 cm | 51-56 cm |



NYHET!  
←



NYHET!

## SELECTION Knee Optima Wrap

SELECTION Optima Wrap er beregnet til bruk ved en rekke ulike smertetilstander i kneleddet. Ortosens multifunksjoner gjør at den enkelt kan tilpasses ved utprøving. Optima leveres komplett med justerbare dobbeltleddede skinner og hyperekstensjonskryss på baksiden som enkelt kan monteres på og av. Ekstra bånd for å redusere at tibia faller framover i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomisk formet patellaåpning for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort. Optima har rigide bånd øverst og nederst, noe som gir økt stabilitet.

**Bruksområder:** Mild hyperekstensjon i kneleddet, mild/moderat M-L instabilitet, begynnende Artrose, patellofemoralt smertesyndrom, Reumatoid artritt, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) eller ACL-skader.

**Kontraindikasjoner:** Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor kneleddet utsettes for vold, og hvor det er stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

**Annet:** Bevegelsesintervall i ROM leddet. Fleksjon: 45°, 60°, 75° og 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30° og 40°. Dette produktet finnes i to lårvidder, se produktinformasjon i tabellen.

| Art.nr. | Farge | Hø/Ve     | Størrelse | Lengde   |          |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 35703   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-33 cm | 34-39 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | Small     | 33-36 cm | 39-43 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | Small +   | 33-36 cm | 43-47 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | Medium    | 36-39 cm | 43-47 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | Medium +  | 36-39 cm | 47-51 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | Large     | 39-42 cm | 47-51 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | Large +   | 39-42 cm | 51-56 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | X-Large   | 42-46 cm | 51-56 cm |
| 35703   | Svart | Bilateral | X-Large + | 42-46 cm | 56-63 cm |



## Maple kne 225

Drarundtmodell med åpning for patella og i knehasen. Modellen har integrerte støttebånd med borrelås som går helt rundt, noe som gjør ortosen enkel å ta av og på. Ortosen har enkeltleddede skinner med stopp 5° innen full strekking. Laget i et tolagsmateriale som puster, med en innside av bomull.

**Bruksområder:** Lett kneleddsinstabilitet og smerte i kneleddet.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 27225   | Beige | Bilateral | Small     | 31-37 cm             |
| 27225   | Beige | Bilateral | Medium    | 37-43 cm             |
| 27225   | Beige | Bilateral | Large     | 43-49 cm             |
| 27225   | Beige | Bilateral | X-Large   | 49-55 cm             |

## Maple kne 228

Åpen modell hvor materialet og lukkingsbåndene er allt-i-ett. Uelastiske, sirkulære bånd oppe og nede for økt stabilitet. Båndene låses gjennom en d-ring for økt sikkerhet. Ortosen har enkelledede skinner med stopp 5° innen full strekking. Laget i et tolagsmateriale som puster, med en innside av bomull.

**Bruksområder:** Lett kneleddsinstabilitet, lett kneartrose og nedsatt funksjon etter traume.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 27228   | Beige | Bilateral | Small     | 31-37 cm             |
| 27228   | Beige | Bilateral | Medium    | 37-43 cm             |
| 27228   | Beige | Bilateral | Large     | 43-49 cm             |
| 27228   | Beige | Bilateral | X-Large   | 49-55 cm             |



## Elcross kne drarundt

Drarundtmodell med åpning for patella og i knehasen. Modellen har integrerte støttebånd med borrelås som går helt rundt. Dette gjør den enkel å ta på og av. Ortosen har enkeltledede skinner. Elcrossmaterialet har myk bomull på innsiden og polyester på utsiden.

**Bruksområder:** Lett kneleddsinstabilitet og smerte i kneleddet.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 28124   | Beige | Bilateral | Small     | 31-37 cm             |
| 28124   | Beige | Bilateral | Medium    | 37-43 cm             |
| 28124   | Beige | Bilateral | Large     | 43-49 cm             |
| 28124   | Beige | Bilateral | X-Large   | 49-55 cm             |




## Gripper™ hinged knee

Drarundtmodell med patellaåpning og åpning i knehasen. Modellen har integrerte, rundtgående støttebånd med borrelås, samt metallskinner i forsterkede lommer. Enkel å ta på og av. Ortosen er laget av et materiale som puster. For å forhindre at ortosen sklir ned er det et antisklimmateriale montert på ortosens innside.

**Bruksområde:** Lett kneleddsinstabilitet.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 28128   | Svart | Bilateral | X-Small   | 25-30 cm             |
| 28128   | Svart | Bilateral | Small     | 30-35 cm             |
| 28128   | Svart | Bilateral | Medium    | 35-40 cm             |
| 28128   | Svart | Bilateral | Large     | 40-45 cm             |
| 28128   | Svart | Bilateral | X-Large   | 45-50 cm             |
| 28128   | Svart | Bilateral | XX-Large  | 50-55 cm             |
| 28128   | Svart | Bilateral | XXX-Large | >55 cm               |





## Leddet kneortose

En kort kneortose med to bånd. Laget av airmesh som er et lett og luftig materiale. Ortosen har et polysentrisk ledd med aluminiumsskiner som ligger skjult i lommer. Åpen i knehasen.

**Bruksområde:** Mild instabilitet i kneleddet.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets 15 cm over midt-patella |
|---------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 45525   | Svart | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45525   | Svart | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45525   | Svart | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45525   | Svart | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45525   | Svart | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45525   | Svart | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |



## ShortRunner

En kort kneortose som kan fås i drapåmodell eller drarundtmodell. Ortosen har et justerbart polysentrisk ledd med aluminiumsskiner og formede kondyleputer. Airmesh er et lett og luftig materiale. Neoprene gir noe mer stabilitet.

**Bruksområder:** Mild instabilitet i kneleddet og meniskskader.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Farge | Materiale | Modell        | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets 15 cm over midt-patella |
|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 45515   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45515   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45515   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45515   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45515   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45515   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45516   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45516   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45516   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45516   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45516   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45516   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45520   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45520   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45520   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45520   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45520   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45520   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45521   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45521   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45521   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45521   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45521   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45521   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |

**Måltaking:** Omkrets 15 cm over midt-patella.


## RoadRunner

En lang kneortose som kan fås som drapåmodell eller drarundtmodell. Ortosen har et justerbart polysentrisk ledd med aluminiumsskiner og formede kondyleputer. Airmesh er et lett og luftig materiale. Neoprene gir noe mer stabilitet.

**Bruksområder:** Lett instabilitet i kneleddet og meniskskader.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Farge | Materiale | Modell        | Ve/Hø     | Størrelse | Omkrets 15 cm over midt-patella |
|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 45501   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45501   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45501   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45501   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45501   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45501   | Svart | Neoprene  | Pådragsmodell | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45503   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45503   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45503   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45503   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45503   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45503   | Svart | Neoprene  | Wrap around   | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45507   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45507   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45507   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45507   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45507   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45507   | Svart | Airmesh   | Pådragsmodell | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |
| 45510   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | X-Small   | 30-38 cm                        |
| 45510   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | Small     | 38-46 cm                        |
| 45510   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | Medium    | 46-53 cm                        |
| 45510   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | Large     | 53-61 cm                        |
| 45510   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | X-Large   | 61-69 cm                        |
| 45510   | Svart | Airmesh   | Wrap around   | Bilateral | XX-Large  | 69-79 cm                        |



**Måltaking:** Omkrets 15 cm over midt-patella.

## Swedish Knee

Ortose for hyperekstensjon eller instabilitet i kneleddet. Laget av aluminium med bånd i bomullslerret. Enkel konstruksjon med justerbar trykkpute samt bøyelige skinner. Intet mekanisk kneledd, noe som hindrer hyperekstensjon.

**Bruksområde:** Hyperekstensjon i kneleddet.

| Art.nr. | Farge                    | Ve/Hø     | Størrelse   | Knemål   |
|---------|--------------------------|-----------|-------------|----------|
| 28668   | Hvit                     | Bilateral | Small       | 25-31 cm |
| 28668   | Hvit                     | Bilateral | Medium      | 32-36 cm |
| 28668   | Hvit                     | Bilateral | Large       | 37-41 cm |
| 28669   | Ekstra bånd og skruesett |           | Small-Large |          |





**Måltaking:** Knemål 1: M-L midt-patella, Knemål 2: Omkrets 20 cm over patella, Knemål 3: Mål M-L 20 cm over patella.

## ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del spesielt laget for behandling av hyperekstensjon i kombinasjon med droppfot. Combo er en forlenging som monteres på en ToeOFF eller BlueRocker. Den unike konstruksjonen gjør at droppfotskinnen og Combo-delen enkelt kan kobles sammen.

**Bruksområder:** Instabilitet i kneleddet, overstrekkning i kombinasjon med droppfot pga. slag, post-polio, MS, nevropati etc.

**Kontraindikasjoner:** Kraftig svekket quadriceps. Pasientlengde >2 m. Pasientvekt > 150 kg. Kraftig redusert kognitiv evne.

| Art.nr. | Modell                    | Størrelse     | Ve/Hø     | Knemål 1   | Knemål 2 | Knemål 3 |
|---------|---------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|
| 28780   | Kneledd med skinner (par) | En størrelse  |           |            |          |          |
| 28781   | Lårdel                    | Small         | Ve/Hø     |            | 30-40 cm | 11-15 cm |
| 28781   | Lårdel                    | Medium        | Ve/Hø     |            | 38-50 cm | 13-17 cm |
| 28781   | Lårdel                    | Large         | Ve/Hø     |            | 48-60 cm | 15-19 cm |
| 28781   | Lårdel                    | X-Large       | Ve/Hø     |            | 58-70 cm | 17-21 cm |
| 28789   | Lårdel startkit           |               |           |            |          |          |
| 28782   | Bånd, tekstil og spenner  | Small         | Bilateral | 7-10,5 cm  |          |          |
| 28782   | Bånd, tekstil og spenner  | Medium        | Bilateral | 9,5-13 cm  |          |          |
| 28782   | Bånd, tekstil og spenner  | Large         | Bilateral | 12,5-16 cm |          |          |
| 28783   | SoftKIT (2 stk.)          | Small         |           |            |          |          |
| 28783   | SoftKIT (2 stk.)          | Medium        |           |            |          |          |
| 28783   | SoftKIT (2 stk.)          | Large         |           |            |          |          |
| 28783   | SoftKIT (2 stk.)          | X-Large       |           |            |          |          |
| 28784   | Tibiakobling              | Small         |           |            |          |          |
| 28784   | Tibiakobling              | Medium        |           |            |          |          |
| 28784   | Tibiakobling              | Large/X-Large |           |            |          |          |

**CHECK™**

Bekvem kneortose beregnet for å motvirke hyperekstensjon og å støtte ved instabilitet i kneleddet. Ortosens lengde gjør at trykket mot femur og tibia blir mindre og ortosen blir mer bekvem i bruk. Den smidige konstruksjonen gjør at ortosen kan brukes under klær. Polstringen er laget av kunstlær. D-ringene som er inkludert kan settes på den siden av ortosen som passer pasienten best.

**Bruksområder:** Hyperekstensjon i kneleddet, instabilt kne forårsaket av ligamentskader og lett valgus/varusinstabilitet.

**Kontraindikasjon:** Ikke beregnet for idrettsaktiviteter.

| Art.nr. | Farge            | Ve/Hø     | Knebredde M-L midt-patella | Lengde |
|---------|------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 28650   | Grå              | Bilateral | 9-13 cm                    | 45 cm  |
| 28651   | Ekstra polstring |           |                            |        |
| 28653   | Ekstra D-ringer  |           |                            |        |

**CHECK™ stainless steel**

Bekvem kneortose beregnet for å motvirke hyperekstensjon og å støtte ved instabilitet i kneleddet. Ortosens lengde gjør at trykket mot femur og tibia blir mindre og ortosen blir mer bekvem i bruk. Den smidige konstruksjonen gjør at ortosen kan brukes under klær. Polstringen er laget av kunstlær. D-ringene som er inkludert kan settes på den siden av ortosen som passer pasienten best. Ortosen har kondyleputer.

**Bruksområder:** Alvorlig hyperekstensjon i kneleddet, instabilt kne forårsaket av ligamentskader og lett valgus/varusinstabilitet.

**Kontraindikasjon:** Ikke beregnet for idrettsaktiviteter.

| Art.nr. | Farge            | Ve/Hø     | Knebredde M-L midt-patella | Lengde |
|---------|------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 28652   | Grå              | Bilateral | 9-13 cm                    | 45 cm  |
| 28651   | Ekstra polstring |           |                            |        |
| 28653   | Ekstra D-ringer  |           |                            |        |





**Måltaking:** Knemål 15 cm over midt-patella.

## Wender kne

Prefabriert kneortose for ligamentskader. Ortosen har innkapslet, polysentrisk ledd med fleksjons- og ekstensjonsstopp i intervall. Ortosen er i lett aluminium med stødige sirkulære bånd.

**Bruksområde:** Ligamentskader i kneleddet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: 0°, 15°, 30°, 60° og 90° fleksjon og ekstensjon.

| Art.nr. | Farge            | Ve/Hø | Størrelse      | Knemål   |
|---------|------------------|-------|----------------|----------|
| 28340   | Svart            | Ve/Hø | Small          | 36-46 cm |
| 28340   | Svart            | Ve/Hø | Medium         | 46-52 cm |
| 28340   | Svart            | Ve/Hø | Large          | 52-58 cm |
| 28340   | Svart            | Ve/Hø | X-Large        | 58-66 cm |
| 28342   | Ekstra bånd      |       | Small- X-Large |          |
| 28343   | Ekstra polstring |       | Small- X-Large |          |



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.

## X2K

Ortosen har en diamantformet aluminiumramme for best mulig stabilitet og vristivhet. Konstruksjonen er smidig og lett. Lår- og leggbåndene sitter på innsiden av ortosen for optimal passform. Polysentrisk ledd med mulighet til begrenset bevegelsesomfang. Kondyleputene kan justeres 6 mm i hver side for å gripe om kondylene for best passform.

**Bruksområder:** Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Modell               | Ve/Hø | Størrelse       | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|----------------------|-------|-----------------|----------|----------|
| 45202   | Justerbart ledd      | Ve/Hø | Small           | 39-46 cm | 32-37 cm |
| 45202   | Justerbart ledd      | Ve/Hø | Medium          | 46-50 cm | 37-39 cm |
| 45202   | Justerbart ledd      | Ve/Hø | Medium+         | 50-53 cm | 39-41 cm |
| 45202   | Justerbart ledd      | Ve/Hø | Large           | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45202   | Justerbart ledd      | Ve/Hø | X-Large         | 61-69 cm | 46-50 cm |
| 45202   | Justerbart ledd      | Ve/Hø | XX-Large        | 69-76 cm | 51-56    |
| 45330   | Ekstra båndsett      |       | Small- XX-Large |          |          |
| 45331   | Ekstra båndpolstring |       | Small- XX-Large |          |          |
| 45335   | Renoveringskit       |       | Small- XX-Large |          |          |

## X2K Women's

Ortosen har en diamantformet aluminiumramme for best mulig stabilitet og ristivhet. Konstruksjonen er smidig og lett. Lår- og leggbåndene sitter på innsiden av ortosen for optimal passform. Polysentrisk ledd med mulighet til begrenset bevegelsesomfang. Kondyleputene kan justeres 6 mm i hver side for å gripe om kondylene for best passform. X2K Women's er kortere og lettere enn X2K.

**Bruksområder:** Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Modell                     | Ve/Hø | Størrelse       | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|----------------------------|-------|-----------------|----------|----------|
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | X-Small         | 33-38 cm | 30-32 cm |
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | Small           | 39-46 cm | 32-37 cm |
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | Medium          | 46-50 cm | 37-39 cm |
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | Medium+         | 50-53 cm | 39-41 cm |
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | Large           | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | X-Large         | 61-69 cm | 46-50 cm |
| 45214   | Justerbart ledd            | Ve/Hø | XX-Large        | 69-76 cm | 51-56 cm |
| 45337   | Renoveringskit             |       | Small- XX-Large |          |          |
| 45346   | Ekstra kondyleputer 2 stk. |       |                 |          |          |



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.

## X2K OA

X2K OA er laget for pasienter med gonartrose. Kondyleputene, som er polstret med myk gel, kan justeres 12 mm i hver side for med trepunktskraft å forflytte kneet sideveis. Dermed kan en avlaste den mediale eller laterale sliteoverflaten i kneet.

**Bruksområder:** Gonartrose, medial eller lateral smerte forårsaket av menisk-, brusk- eller skjelettskader, korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Modell          | Ve/Hø | Størrelse | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|-----------------|-------|-----------|----------|----------|
| 45207   | Justerbart ledd | Ve/Hø | Small     | 39-46 cm | 32-37 cm |
| 45207   | Justerbart ledd | Ve/Hø | Medium    | 46-50 cm | 37-39 cm |
| 45207   | Justerbart ledd | Ve/Hø | Medium+   | 50-53 cm | 39-41 cm |
| 45207   | Justerbart ledd | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45207   | Justerbart ledd | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm | 46-50 cm |
| 45207   | Justerbart ledd | Ve/Hø | XX-Large  | 69-76 cm | 51-56 cm |



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.



## X2K målbestilt

Samtlige X2K-modeller kan bestilles etter individuelle mål. Det kan være aktuelt når pasientens mål ikke overensstemmer med måletabellen for standardstørrelser, eller når valgus- eller varusvinkelen i kneet er større enn normalt. En målbestilt X2K kan dessuten bestilles med ulike typer ramme og ledd, samt i ulik farge på polstringen for å passe ulike behov og situasjoner. Mål tas med Breg sitt eget måleverktøy, og eget bestillingsskjema skal brukes.

Samtlige X2K-ortoser har en diamantformet aluminiumsramme for best mulig stabilitet og vristivhet. Konstruksjonen er smidig og lett. Lår- og leggbånd sitter på innsiden av ortosen for optimal passform. Polysentrisk ledd med mulighet for begrenset bevegelsesomfang.

### Tilvalg

**Justerbart ledd:** Kondyleputene kan justeres 6 mm i hver side for å gripe om kondylene og gi best mulig passform.

**Counterforce ledd:** Ortosen er designet med 5° innebygget varus eller valgus.

Kondyleputene, som er polstret med myk gel, kan justeres 12 mm i hver side for med trepunktskraft å kunne skyve kneet i valgus eller varus. Dermed avlastes den mediale eller laterale sliteoverflaten i kneet.

**Women's:** Ortosen er litt kortere og lettere. Passer kvinnens anatomi.

**Unlimited:** Lårdelens bøyle ligger mot lateralsiden og etterlater medialsiden fri.

Ortosen passer derfor godt ved utøving av sport som for eksempel motocross og riding.

**High Performance (HP):** Ortosen lages i ekstra sterk aluminium og anbefales til kontaktidrett og ekstreme varusfeilstillinger.

**Compact:** Ortosen er generelt kortere for å passe korte og kraftig bygde personer.

| Art.nr. | Modell         | Ledd              |
|---------|----------------|-------------------|
| 45101   | X2K            |                   |
| 45102   | X2K            | Justerbart ledd   |
| 45103   | X2K            | Counterforce ledd |
| 45107   | X2K HP         |                   |
| 45108   | X2K HP         | Justerbart ledd   |
| 45109   | X2K HP         | Counterforce ledd |
| 45113   | X2K Women's    |                   |
| 45114   | X2K Women's    | Justerbart ledd   |
| 45115   | X2K Women's    | Counterforce ledd |
| 45119   | X2K Compact    |                   |
| 45120   | X2K Compact    | Justerbart ledd   |
| 45121   | X2K Compact    | Counterforce ledd |
| 45141   | X2K Unlimited  |                   |
| 45142   | X2K Unlimited  | Justerbart ledd   |
| 45143   | X2K Unlimited  | Counterforce ledd |
| 45151   | X2K Compact HP |                   |
| 45152   | X2K Compact HP | Justerbart ledd   |
| 45153   | X2K Compact HP | Counterforce ledd |
| 45325   | Måleverktøy    |                   |

## LPR

LPR er en ekstra stabil kneortose med meget lav vekt. Rammen som er av lett aluminium gir høy stabilitet medialt/lateralt.

Ortosen er utviklet for å stabilisere kneet i ulike situasjoner, uansett om det er i daglige aktiviteter eller ved utøving av idrett. LPR har ett nytt diagonalt båndsystem som forhindrer ortosen fra å rotere, spesielt når kneet er i fleksjon. Ortosen har også et nytt design på polstringen som fremmer ventilasjon og holder huden sval. Ved behov tillater rammen en viss justering for optimal passform. Leddet er poly-sentrisk med mulighet for begrenset bevegelsesomfang.

**Bruksområder:** Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Kontraindikasjoner:** Isolert PCL-instabilitet, kombinert ACL- og PCL-instabilitet, medial eller lateral gonartrose (hjelper til med å stabilisere kneet, men avlaster ikke).

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø | Størrelse | Knemål 1 | Knemål 2 | Knemål 3 |
|---------|-------|-------|-----------|----------|----------|----------|
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | X-Small   | 28-32 cm | 33-39 cm | 25-30 cm |
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | Small     | 32-37 cm | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | Medium    | 37-39 cm | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | Medium+   | 39-41 cm | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | Large     | 41-46 cm | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | X-Large   | 46-50 cm | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45271   | Grå   | Ve/Hø | XX-Large  | 50-56 cm | 69-79 cm | 51-58 cm |



NYHET!



## LPR målbestilt

LPR kan bestilles etter individuelle mål. Mål tas med Breg sitt måleverktøy, og spesielt bestillingsskjema skal brukes.

| Art.nr. | Modell            |
|---------|-------------------|
| 45171   | LPS Custom        |
| 45172   | LPR Custom Colour |



NYHET!





**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt på patella.

## Fusion

Fusion er en funksjonell allroundortose. Rammen er laget av aluminium, noe som gjør den rigid og stabil. Det mediale leddet er fleksibelt for å beskytte kneet mot ytre vold (absorberende bevegelsesenergi). Båndene sitter på innsiden av ortosen for en optimal passform, og det forhindrer at ortosen sklir ned. Polysentrisk ledd med mulighet til begrenset bevegelsesomfang.

**Bruksområder:** Korsbåndsskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Ve/Hø                           | Størrelse       | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 45261   | Ve/Hø                           | X-Small         | 33-38 cm | 25-30 cm |
| 45261   | Ve/Hø                           | Small           | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45261   | Ve/Hø                           | Medium          | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45261   | Ve/Hø                           | Medium+         | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45261   | Ve/Hø                           | Large           | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45261   | Ve/Hø                           | X-Large         | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45261   | Ve/Hø                           | XX-Large        | 69-76 cm | 51-58 cm |
| 45347   | Ekstra bånd lår                 | Small- XX-Large |          |          |
| 45348   | Ekstra bånd legg Ve/Hø          | Small- XX-Large |          |          |
| 45343   | Ekstra båndpolstring lår Ve/Hø  | Small- XX-Large |          |          |
| 45345   | Ekstra båndpolstring legg Ve/Hø | Small- XX-Large |          |          |



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.

## Fusion Women's

Fusion Women's er en funksjonell allroundortose. Rammen er laget av aluminium, noe som gjør den rigid og stabil. Det mediale leddet er fleksibelt for å beskytte kneet mot ytre vold (absorberende bevegelsesenergi). Båndene sitter på innsiden av ortosen for en optimal passform, og det forhindrer at ortosen sklir ned. Polysentrisk ledd med mulighet til begrenset bevegelsesomfang. Fusion Women's har et design spesielt laget for kvinner.

**Bruksområder:** Korsbåndsskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Farge                      | Størrelse      | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|----------------------------|----------------|----------|----------|
| 45263   | Svart                      | X-Small        | 33-38 cm | 25-30 cm |
| 45263   | Svart                      | Small          | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45263   | Svart                      | Medium         | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45263   | Svart                      | Medium+        | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45263   | Svart                      | Large          | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45263   | Svart                      | X-Large        | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45263   | Svart                      | XX-Large       | 69-76 cm | 51-58 cm |
| 45347   | Ekstra båndsett lår        | Small-XX-Large |          |          |
| 45348   | Ekstra båndsett legg Ve/Hø | Small-XX-Large |          |          |
| 45344   | Ekstra lårpolstring Ve/Hø  | Small-XX-Large |          |          |
| 45345   | Ekstra leggpolstring Ve/Hø | Small-XX-Large |          |          |
| 45346   | Ekstra kondyleputer 2 stk. |                |          |          |

## Fusion XT

Fusion XT er ortosen for de virkelige store utfordringene. Rammen som er laget av ekstra sterk aluminium er stabil. Det mediale leddet er fleksibelt for å beskytte kneet mot ytre vold (absorberende bevegelsesenergi). Den tillater frihet samtidig som den stabiliserer. Båndene sitter på innsiden av ortosen for en optimal passform, og det motvirker at ortosen sklir ned. Polysentrisk ledd med mulighet til begrenset bevegelsesomfang.

**Bruksområder:** Korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Ve/Hø                       | Størrelse        | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|-----------------------------|------------------|----------|----------|
| 45265   | Ve/Hø                       | Small            | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45265   | Ve/Hø                       | Medium           | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45265   | Ve/Hø                       | Medium+          | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45265   | Ve/Hø                       | Large            | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45265   | Ve/Hø                       | X-Large          | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45265   | Ve/Hø                       | XX-Large         | 69-76 cm | 51-58 cm |
| 45347   | Ekstra båndsett lår         | Small-XX-Large   |          |          |
| 45348   | Ekstra båndsett legg Ve/Hø  | Small-XX-Large   |          |          |
| 45349   | Ekstra lårpolstring Ve/Hø   | Small-XX-Large   |          |          |
| 45350   | Ekstra leggpolestring Ve/Hø | Small-XX-Large   |          |          |
| 45340   | Leddbeskytter               | Medium/Large     |          |          |
| 45340   | Leddbeskytter               | X-Large/XX-Large |          |          |
| 45351   | Ekstra kondyleputer 2 stk.  |                  |          |          |



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.

## Fusion OA

Fusion OA er laget for pasienter med medial gonartrose. Rammen er laget av aluminium, noe som gjør den stabil. Det mediale leddet er fleksibelt for å beskytte kneet mot ytre vold (absorberende bevegelsesenergi). Det laterale leddets kondylepute er trinnløs justerbar i sideretningen for med trepunktskraft å skyve kneleddet medialt. Dermed avlastes den mediale sliteoverflaten i kneet. Ellers samme egenskaper som Fusion, Fusion Women's og Fusion XT.

**Bruksområder:** Medial gonartrose, medial smerte forårsaket av menisk-, bruskel- eller skjelettskader, korsbåndskader, kollaterale ligamentskader og instabilitet.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

| Art.nr. | Modell     | Ve/Hø | Størrelse | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|------------|-------|-----------|----------|----------|
| 45262   | OA         | Ve/Hø | X-Small   | 33-38 cm | 25-30 cm |
| 45262   | OA         | Ve/Hø | Small     | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45262   | OA         | Ve/Hø | Medium    | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45262   | OA         | Ve/Hø | Medium+   | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45262   | OA         | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45262   | OA         | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45262   | OA         | Ve/Hø | XX-Large  | 69-76 cm | 51-58 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | X-Small   | 33-38 cm | 25-30 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | Small     | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | Medium    | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | Medium+   | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45264   | Women's OA | Ve/Hø | XX-Large  | 69-76 cm | 51-58 cm |
| 45266   | XT OA      | Ve/Hø | Small     | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45266   | XT OA      | Ve/Hø | Medium    | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45266   | XT OA      | Ve/Hø | Medium+   | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45266   | XT OA      | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45266   | XT OA      | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45266   | XT OA      | Ve/Hø | XX-Large  | 69-76 cm | 51-58 cm |

## Fusion OA Lateral

Fusion OA Lateral er tenkt å gi avlastning ved lateral gonartrose. Det mediale ledets kondylepute er justerbar sideveis og sammen med den øvre og nedre bøylen oppstår en 3-punktskraft som avlaster den laterale sliteoverflaten i kneet.

Fusion-leddene har meget lav bygghøyde, noe som har betydning spesielt for Fusion OA Lateral hvor leddet sitter på benets innside (medialsiden), og leddet kan ellers skade det andre kneet eller på annen måte skape ubehag for brukeren. Forøvrig har ortosen samme egenskaper som Fusion, Fusion Women's, Fusion XT og Fusion OA.

**Bruksområder:** Lateral gonartrose (mild til moderat), artrose, meniskskader eller post-operativt etter meniskkirurgi.

| Art.nr. | Modell            | Ve/Hø | Størrelse | Knemål 1 | Knemål 2 |
|---------|-------------------|-------|-----------|----------|----------|
| 45267   | Fusion OA Lateral | Ve/Hø | Small     | 39-46 cm | 30-36 cm |
| 45267   | Fusion OA Lateral | Ve/Hø | Medium    | 46-50 cm | 36-38 cm |
| 45267   | Fusion OA Lateral | Ve/Hø | Medium+   | 50-53 cm | 38-41 cm |
| 45267   | Fusion OA Lateral | Ve/Hø | Large     | 53-61 cm | 41-46 cm |
| 45267   | Fusion OA Lateral | Ve/Hø | X-Large   | 61-69 cm | 46-51 cm |
| 45267   | Fusion OA Lateral | Ve/Hø | XX-Large  | 69-76 cm | 51-58 cm |



**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.

## Fusion målbestilt

Samtlige Fusion-modeller kan bestilles etter individuelle mål. Mål tas med Breg sitt eget måleverktøy og spesielt bestillingsskjema skal brukes.

**Annet:** Fusion Women's kan også fås i hvitt. Måleskjema på side 91.

| Art.nr. | Modell            |
|---------|-------------------|
| 45161   | Fusion            |
| 45162   | Fusion OA         |
| 45163   | Fusion Women's    |
| 45164   | Fusion Women's OA |
| 45165   | Fusion XT         |
| 45166   | Fusion XT OA      |
| 45325   | Måleverktøy       |



## Understrømpe

Smidig strømpe som finnes i bomull eller neoprene. Strømpen komprimerer mykdeler og forhindrer gnagsår. Bestill samme størrelse som på ortosen. Strømpen er noe lengre enn selve ortosen.

**Bruksområder:** Under X2K- og Fusionortoser som beskyttelse mot gnaging og for mykdelskompresjon.

| Art.nr. | Farge | Materiale | Størrelse         |
|---------|-------|-----------|-------------------|
| 45300   | Svart | Bomull    | X-Small- XX-Large |
| 45302   | Svart | Neoprene  | X-Small- XX-Large |





### Sportstrek til X2K/Fusion

Polstret sportstrek laget av Lycra. Beskytter med- og motspillere i ulike kontaktsporter. Velg samme størrelse som på ortosen.

**Bruksområde:** Til bruk over X2K eller Fusion ved f.eks. idrett.

| Art.nr. | Farge | Passer til modell              | Størrelse       |
|---------|-------|--------------------------------|-----------------|
| 45305   | Svart | X2K                            | Small- XX-Large |
| 45306   | Svart | Fusion, Compact og X2K Women's | Small- XX-Large |



### Knekåpe til X2K/Fusion

Knekåpe med polstret innside som effektivt beskytter kneskålen mot støt og slag.

**Bruksområder:** Monteres på X2K eller Fusion som beskyttelse for kneskålen ved sport som f.eks. motocross og alpint.

| Art.nr. | Farge | Ve/Hø     | Størrelse    |
|---------|-------|-----------|--------------|
| 45310   | Svart | Bilateral | En størrelse |



Invoice to: Camp Scandinavia AB  
 Address: Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg  
 Country: Sweden  
 Contact: Susanne Persson/ Ann-Louise Christensen  
 Phone: +46 42 25 27 19/ 25 27

Beställare Camp Scandinavia AB  
 OTA: Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg  
 Land: Sweden

Deliver to: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_ Country: \_\_\_\_\_

**PATIENT INFORMATION**

Patient Name:

Male  Female

Brace For: Right Leg  Left Leg

Instability: ACL  PCL  MCL/LCL

Unloading: Medial Lateral

**LEG MEASUREMENTS** (Instructions upon request)

1. Thigh Circumference in 3. Knee Offset mm  
 2. Calf Circumference in 4. Knee Width mm

Extension: 0° 10° 20° 30° 40°  
 Flexion: 45° 60° 75° 90°

5-10 degree unloading available ONLY. Standard is 5 degrees.

New braces ship with 10° extension stop installed.

**FUSION BRACE INFORMATION**

**Standard**  
 FUSION XT 01200  
 FUSION XT COLOR 01215  
 FUSION 01207  
 FUSION COLOR 01209  
 FUSION WMNS 01201  
 FUSION WMNS WHITE 01203  
 FUSION WMNS COLOR 01214  
 FUSION LATERAL OA  
 FUSION LATERAL OA COLOR  
 LPR  
 LPR COLOR

**OA FUSION FRAME COLORS:**  Forest  Orange  Navy  Pink  
 Royal  Sage  Yellow  Red  
 Charcoal  Mauve

01208  
01216  
01204  
01202 Flag  
01217  
01300  
01301  
00028  
00029

**FUSION FRAME PATTERNS:**  Camouflage  Ripples  Flames

**CUSTOM PATTERN:**

**\*\*REQUIRED PANTONE/CUSTOM PATTERN\*\***  
 \* ALL FUSIONS AND LPRS COME STANDARD WITH BRACE BAG  
 \* FUSIONS AND LPRS COME WITH BLACK FRAME PADS ONLY  
 \* FUSION XT OA DOES NOT COME WITH THUMB WHEEL  
 \* FUSION COLOR FRAME OPTION IS ONLY FOR FUSION AND SOLUS COLOR BRACE

SOLUS OA CUSTOM 19101  
 SOLUS OA COLOR 19102

SPECIAL INSTRUCTIONS:

**X2K BRACE INFORMATION**

**Standard**  
 X2K 20001  
 X2K PTO N/A  
 X2K HP 20007  
 X2K HP PTO N/A  
 WOMENS X2K 20013  
 WOMENS X2K PTO N/A  
 COMPACT X2K 20019  
 COMPACT X2K PTO N/A  
 COMPACT X2K HP 20051  
 COMPACT X2K HP PTO N/A

**Adj Hinge** 20002 20025 20008 20029  
20014 20033  
20020 20037  
20052 20056  
**CounterForce (OA)** 20003  
 N/A  
20009  
 N/A  
20015  
 N/A  
20021  
 N/A  
20053  
 N/A

**X2K FRAME PAD COLORS:**

X2K: Black & Black  
 Womens X2K: Black & Silver  
 Compact X2K: Black & Black  
 Silver   
 Black   
 Navy   
 Forest   
 Burgundy

SPECIAL INSTRUCTIONS:

**ACCESSORIES**

Brace Bag 70057 Cotton Undersleeve 0985x Womens/Compact/FUSION Brace Cover 1008x  
 Patella Cup 70058 Neoprene Undersleeve 0735x FUSION Slide Guard (M/L) 22000  
 X2K Brace Cover 1099x FUSION Slide Guard (XL/XXL) 22001



NYHET!

## Kneimmobiliseringsskinne

Immobiliseringsskinne for tilfeldig immobilisering av kneleddet. Kan også brukes som støtte ved enklere ståtrening. Skinnen finnes i to ulike lengder. For å justere omkretsen kan de to sidestykkene flyttes framover/bakover med den hensikt å tilpasse størrelsen optimalt. De dorsale skinnene kan bøyes forsiktig til ønsket grad av fleksjon.

**Bruksområder:** Ved tilfeldig immobilisering av kneleddet og ved enklere ståtrening. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

| Art.nr. | Farge   | Størrelse     | Lengde | Omkrets lår | Omkrets legg |
|---------|---------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 47500   | Lysegrå | Small/Medium  | 51 cm  | 39-60 cm    | 30-45 cm     |
| 47500   | Lysegrå | Large/X-Large | 60 cm  | 47-73 cm    | 34-47 cm     |



## KNE immobilizer

Immobiliseringsortose av polyestervelour med innebygde skinner for stabilisering. Ortosen er bygd opp av ulike paneler for enkelt å gi mulighet til å justere omfanget. Borrelåslukning gjennom D-ringer. Åpning for patella.

**Bruksområder:** Postoperativ behandling, muskel- og ligamentskader, etter gipsing og til enklere ståtrening.

| Art.nr. | Farge                    | Ve/Hø     | Knemål 1 | Knemål 2 | Lengde |
|---------|--------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 28655   | Marineblå med hvite bånd | Bilateral | 49-58 cm | 35-44 cm | 50 cm  |

**Måltaking:** Knemål 1: 15 cm over midt-patella. Knemål 2: Midt-patella.



## Trepanels kne immobilizer

Postoperativ ortose med innebygget skinne posterior for maksimal støtte. Enkel å ta på. Bygd opp av tre paneler som gjør det enkelt å justere omkretsen. Lukning med borrelås gjennom D-ringer. Åpning for patella.

**Bruksområder:** Forstuvning eller strekking i kneet, kollaterale ligamentskader, korsbåndskader og mykdelsskader.

| Art.nr. | Farge | Lengde ortose | Maks. omkrets lår | Maks. omkrets kne | Maks. omkrets legg |
|---------|-------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 45440   | Svart | 61 cm         | 63,5 cm           | 51 cm             | 46 cm              |

## EPO post-op kneortose

Enkel postoperativ kneortose med justerbare ledd. Bevegelsesomfanget kan endres mellom 0° og 120°, eller låses i full ekstensjon. Aluminiumskinnene kan formes for å følge benets form. Skinnen er forberedt for individuell tilpassing av lengden. Polstringen kan klippes til mindre størrelse.

**Bruksområde:** Postoperativ behandling.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.

Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°.

| Art.nr. | Farge | Modell                     | Ve/Hø     | Ortosens lengde |
|---------|-------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 45425   | Svart | Kort                       | Bilateral | 60 cm           |
| 45435   | Svart | Ekstra kondyleputer 2 stk. |           |                 |



## EPO post-op Lite kneortose

Enkel postoperativ kneortose med justerbare ledd. Bevegelsesomfanget kan endres mellom 0° og 120°, eller låses i full ekstensjon. Aluminiumskinnene kan formes for å følge benets form. Skinnen er forberedt for individuell tilpassing av lengden. Luftig polstring.

**Bruksområde:** Postoperativ behandling.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.

Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°.

| Art.nr. | Farge | Modell                     | Ve/Hø     | Ortosens lengde |
|---------|-------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 45430   | Svart | Kort                       | Bilateral | 60 cm           |
| 45433   | Svart | Ekstra polstring           |           |                 |
| 45435   | Svart | Ekstra kondyleputer 2 stk. |           |                 |



## ROM postoperativ kneortose

Postoperativ kneortose med aluminiumskinner og justerbart ledd. Finnes i en lang og en kort modell. Det innkapslede polysentriske leddet er enkelt å stille inn. Bevegelsesomfanget kan begrenses. Enkel å ta på og av.

**Bruksområde:** Postoperativt.

**Annet:** Bevegelsesintervall: 0°, 15, 30°, 60° og 90° fleksjon og ekstensjon.

| Art.nr. | Modell                        | Ve/Hø     |
|---------|-------------------------------|-----------|
| 28300   | ROM kort                      | Bilateral |
| 28301   | Ekstra polstring til ROM kort |           |
| 28305   | ROM lang                      | Bilateral |
| 28306   | Ekstra polstring til ROM lang |           |
| 28307   | Ekstra bånd                   |           |





**Måltaking:** Knemål 15 cm over midt-patella.

## T-Scope post-op

Postoperativ kneortose med enkle innstillings- og justeringsmuligheter. Leddet har fjærbelastede stopp som gjør det enkelt å endre innstillingen av bevegelsesomfanget. Leddet kan også låses. Ortosens lengde og omfang justeres trinnløst. Pasienten tar på og av ortosen med enkle hurtigspenner.

**Bruksområde:** Postoperativ behandling.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon mellom 10° og 120° i intervall på 10°. Ekstensjon: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°. Leddet kan låses i: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°.

| Art.nr. | Ve/Hø                      | Størrelse | Knemål   | Lengde   |
|---------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 45400   | Bilateral                  | Standard  | <69 cm   | 44-69 cm |
| 45401   | Bilateral                  | X-Large   | 69-89 cm |          |
| 45402   | Ekstra bånd                |           |          |          |
| 45403   | Ekstra polstring           |           |          |          |
| 45404   | Ekstra bånd med spenne     |           |          |          |
| 45435   | Ekstra kondyleputer 2 stk. |           |          |          |



**Måltaking:** Knemål 15 cm over midt-patella.

## Post-op kneortose

Postoperativ kneortose med justerbart ledd. Leddet har fjærbelastede stopp som gjør det enkelt å endre innstilling av bevegelsesomfanget. Leddet kan også låses. Aluminiumsskinnene kan formes for å følge benets form. Skinnene er forberedt for individuell tilpassing av lengden. Polstringen kan klippes til mindre størrelse.

**Bruksområde:** Postoperativ behandling.

**Annet:** Bevegelsesintervall: Fleksjon mellom 10° og 120° i intervall på 10°. Ekstensjon: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°.

Leddet kan låses i: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°.

| Art.nr. | Modell                      | Ve/Hø     | Størrelse         | Knemål | Lengde |
|---------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|
| 45405   | Kort standard               | Bilateral | Standard          | <69 cm | 60 cm  |
| 45410   | Lang standard               | Bilateral | Standard          | <69 cm | 73 cm  |
| 45412   | Komplett båndsett kort/lang |           | Standard, X-Large |        |        |
| 45435   | Ekstra kondyleputer 2 stk   |           |                   |        |        |

## Rehab E-knee™

Rehab E-knee er en justerbar, ferdiglaget bedømmelse- og gåtrenings KAFO (kne-ankel-fotortose). Den gir knestabilitet og individuell kontroll under rehabiliteringen. En håndkontroll brukes av ingeniøren/fysioterapeuten for under gåtreningen å kunne låse/låse opp det elektromekaniske kneleddet. Rehab E-knee kan brukes som et verktøy for å vurdere om pasienten kan hjelpes av E-knee eller av en annen Ståkontroll KAFO.

**Bruksområder:** Svakhet i nedre ekstremiteter sekundært etter slag. Inkomplett ryggmargsskade og andre nevromuskulære sykdommer. Kontraindikasjoner: Pasientvekt mer enn 100 kg. Mer en 15° varus/valgus i kneet. Hyperekstensjon i kneet som ikke kan kontrolleres med hjelp av en ortose. Påfallende forskjell i lengden på bena, hvor den påvirkede siden er kortere enn den friske.

**Annet:** Rehab E-Knee kjøpes som et sett. Brukes sammen med 4 stk.AA batteri.

| Art.nr. | Modell                 | Ve/Hø     |
|---------|------------------------|-----------|
| 62808   | Rehab E-knee           | Bilateral |
| 93201   | Rehab E-knee til utlån | Bilateral |



