



Ryggortoser

www.camp.no

Camps Korsettsortiment

Fra 1908 og fram til i dag har vi lyttet til pasienter og kunder og deres behov. Vi har alltid lagt stor vekt på innovasjon, god passform, høy kvalitet og design. Vi kan med rette si at vi har god erfaring innen leveranser av korsett, og vi er stolte over i dag å kunne presentere vårt brede sortiment på de følgende sidene.

Ved valg av korsett er det viktig å overveie indikasjon og anatomi, men også å ta hensyn til pasientens figurtype, livsstil og akseptering. For å gjøre valget enklere har vi delt inn våre ryggbelter og korsetter i katalogen etter systemet nedenfor. Ønsker du ytterligere informasjon er du velkommen til å ringe oss.

Stabilitet

Ryggbelter	Elastisk materiale
Korsett	Tøy, forsterket med skinne
Rigide	Plast, Metall

Høyde


SIO	Sacroiliacal
LSO	Lumbosacral
TLSO	Thoraco-lumbo-sacral
ABDO	Abdominal

Funksjoner

Varme	<ul style="list-style-type: none"> • Oppmyking av muskulaturen
Massasje	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakten mot huden gir stimulans/Økt blodsirkulasjon
Avlaste	<ul style="list-style-type: none"> • Bolmuskulatur/Ryggraden • Forflytte belastningen • Øke det abdominale trykket
Stabilisere	<ul style="list-style-type: none"> • Når mykdelene behøver hvile, mangler funksjon • Instabilitet ved degenerative sykdommer
Begrense	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenser ryggradens bevegelse • Etter traume/Etter kirurgisk inngrep • Når enkelte bevegelser forårsaker irritasjon
Korrigere deformiteter	<ul style="list-style-type: none"> • Hos et voksende individ • Et skjelett i helingssprosess

I tabellen til høyre kan du enkelt se de ulike produktenes egenskaper, og finne den som passer for pasienten sitt behov. Graderingen er enkel; 1= lett effekt, 2= moderat effekt, 3=sterk effekt.

Art.nr	Navn	Type	Materiale	Varme	Massasje	Avlaste	Begrense	Stabilisere	Korrigere
21021	Trokanterbelte	SIO	Tøy					2	
21030	Sacrobelte	SIO	Elastikk						
23900	BaskoCare	SIO	Elastikk					2	
22131	Elcross lav	SIO	Elastikk						
23331	Improve lav	SIO	Elastikk						
23550	NavyX blå	LSO	Elastikk						
23560	NavyX beige	LSO	Elastikk						
23552	NavyX høy	LSO	Elastikk						
23201	Criss-Cross beige	LSO	Elastikk						
23251	Elsa	LSO	Elastikk						
22132	Elcross standard	LSO	Elastikk						
22151	Olympia enkel	LSO	Elastikk						
22152	Olympia forsterket	LSO	Elastikk						
23332	Improve standard	LSO	Elastikk						
22133	Elcross høy	LSO	Elastikk						
22153	Olympia høy	LSO	Elastikk					2	
23333	Improve høy	LSO	Elastikk						
29101	Lumbo 1010 høy	LSO	Elastikk						
22138	Elcross skulder		Elastikk						
22137	Elcross TLSO	TLSO	Elastikk						
23945	Ryggbelte Baby	ABDO	Elastikk			2			
22134	Elcross mage	ABDO	Elastikk						
23334	Improve mage	ABDO	Elastikk						
29432	Camp XXI standard	LSO	Tøy					2	
29433	Camp XXI høy	LSO	Tøy					2	
29437	Camp XXI TLSO	TLSO	Tøy				2	2	2
29434	Camp XXI mage	ABDO	Tøy			2		2	
29073	Lumbo 073	LSO	Tøy					2	
22672	Lumbo 267	LSO	Tøy			2		2	
29473	Lumbo 473	LSO	Tøy			2		2	
26439	Lumbo 439	LSO	Tøy			2		2	
26590	Lumbo 590	LSO	Tøy			2		2	
27591	Lumbo 591	LSO	Tøy			2		2	
20347	Camp Star hyperekstensjon		Metall			2	3	3	2
20350	Hyperekstensjonsstøtte C35		Metall			2	3	3	2
20355	Hyperekstensjonsstøtte C35+		Metall			2	3	3	2
20370	Hyperekstensjonsstøtte C37		Metall			2	3	3	2
29770	Terrapin TLSO	TLSO	Plast			3	3	3	3
29771	Terrapin LSO	LSO	Plast			3	3	3	3
29695	Boston Overlap Brace		Plast			3	3	3	3
29702	Boston Flexaform		Plast			3	3	3	3
29707	Boston Soft Body Jacket		Plast			3	3	3	3
29701	Boston Body Jacket		Plast			3	3	3	3
29705	Boston Scoliosekorsett		Plast			3	3	3	3
29720	Boston Scoliosis Nightbrace		Plast			3	3	3	3
29721	Boston Scoliosis Nightbrace		Plast			3	3	3	3




Trokanterbelte Tro-Camp

SIO Ryggbelte

Elastisk og stabilt belte for sacroiliacaleddet. Beltet passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel hekterad tillater utvidelse av størrelsen under graviditet. Snøringen midt bak dras sammen for å minske belastningen på sacroiliacaleddet. Avtagbare lyskeband er inkludert. Beltet lukkes med heker midt foran.

Bruksområder: Bekkeninsuffisiens/vanskeligheter med symfyliolysen.

Art.nr.	Farge	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobelt

SIO Ryggbelte

Belte for sacroiliacaleddet med en elastisk indre del mot huden, og en ytre rigid del for avlastning og stabilisering. Beltet passer både rett og innsvingt figurtype. Utstyrt med antiglistopp som forhindrer beltet i å gli mot huden eller klærne. Avtagbar ileggspute i sacrum for optimal avlastning.

Bruksområder: Bekkeninsuffisiens/vanskeligheter med symfyliolysen.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
21030	Svart	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm


Denite

Denite er en ryggstøtte laget av dongeri, som bare blir bedre og bedre jo mer det brukes. Denite er egnet ved lettere ryggbesvær hvor varme og lett støtte kan gi avlastning.

Denite finnes i to utførelser, en rett og en innsvingt modell får å passe de fleste figurtyper. Den har en bred borrelås midt foran. For å gjøre det enklere å lukke låsingen er det en lomme på høyre side og to bånd på venstre side til å føre hendene inn i. Denite har et stabiliserende elastikkryss i ryggen og smale myke fjær foran og å sidene.

Bruksområder: Ved lettere ryggbesvær som f.eks. tretthetsfølelse og tilfeldig ryggsmerte.

Art.nr.	Modell	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
23513	Innsvingt	Denimblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23513	Innsvingt	Denimblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23513	Innsvingt	Denimblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23513	Innsvingt	Denimblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23501	Rett	Denimblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23501	Rett	Denimblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23501	Rett	Denimblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23501	Rett	Denimblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm



Elcross® lav

SIO Ryggbelte

Elastisk og mykt ryggbelte med bomull mot huden som passer både rett og innsvingt figur. Spiler/skinner bak og i sidene sammen med de sterke drabåndene gir stabilitet. Ryggbeltet er beregnet som støtte sacroiliacalt, men kan også passe som lumbosacral støtte til en kort pasient. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte, rygginsuffisiens og bekkeninsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22131	Beige	Small	85-95 cm	19 cm	15 cm
22131	Beige	Medium	95-105 cm	19 cm	15 cm
22131	Beige	Large	105-115 cm	19 cm	15 cm
22131	Beige	X-Large	115-125 cm	19 cm	15 cm





Improve™ lav

SIO Ryggbelte

Elastisk og smidig ryggbelte i stabilt og luftig materiale. Spiler/skinner bak og i sidene sammen med de sterke drabåndene gir ekstra stabilitet. Ryggbeltet er beregnet som støtte sacroiliacalt, men kan også passe som lumbosacral støtte til en kort pasient. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte, rygginsuffisiens og bekkeninsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23331	Beige	Small	85-95 cm	19 cm	11 cm
23331	Beige	Medium	95-105 cm	19 cm	11 cm
23331	Beige	Large	105-115 cm	19 cm	11 cm
23331	Beige	X-Large	115-125 cm	19 cm	11 cm



Navy X™ kort

LSO Ryggbelte

Elastisk og luftig ryggbelte i ekstra stødig og slitesterk elastikk som passer både rett og innsvingt figurtype. Sterke drabånd samt skinner i plast bak og i sidene gir ekstra stabilitet. Borrelås midt foran. Ryggbeltet er velegnet for røffe miljøer.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23550	Blå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy XT™ høy

Elastisk og luftig ryggbelte i ekstra stødige og slitesterkt materiale. Modellen er ekstra høy og har delt lukning foran, samt ekstra drabånd for økt stabilisering. Den har åpne kanaler bak for komplettering av mer stabile skinner når det ønskes.

Bruksområder: Ryggsmerte, rygginsuffisiens

Art.nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
23552	Mørkeblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	20 cm
23552	Mørkeblå	Small	85-95 cm	31 cm	20 cm
23552	Mørkeblå	Medium	95-105 cm	31 cm	20 cm
23552	Mørkeblå	Large	105-115 cm	31 cm	20 cm
23552	Mørkeblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	20 cm
23552	Mørkeblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	20 cm
23553	Separate aluminium- skinner 2 stk.	2 cm x 26 cm			




Criss-Cross beige

LSO Ryggbelte

Elastisk og kraftig ryggbelte som passer både rett og innsvingt figurtype. De integrerte krysslagte elastikkåndene i ryggstykket gir ekstra stabilitet. Criss-Cross har myke skinner i sidene. Bak finnes åpne spilelommer som gjør det mulig å komplettere med ekstra spiler. Borrelås midt foran. Egner seg best for pasienter med bra håndfunksjon, da det kreves en viss kraft for å ta på ryggbeltet.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23201	Beige	Small	80-90 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	Medium	90-100 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	Large	100-110 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	X-Large	110-120 cm	25 cm	17 cm
23201	Beige	XX-Large	120-130 cm	25 cm	17 cm




Elsa

LSO Ryggbelte

Elastisk formsydd ryggbelte i ekstra kraftig bomull. Passer en innsvingt figurtype. Spiralspiler bak og i sidene og en uttagbar ryggplate gir støtte. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23251	Beige	Small	80-90 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	Medium	90-100 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	Large	100-110 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	X-Large	110-120 cm	25 cm	17 cm
23251	Beige	XX-Large	120-130 cm	25 cm	17 cm





Elcross® standard

LSO Ryggbelte

Elastisk og mykt ryggbelte med bomull mot huden. Passer både rett og innsvingt figurtype. Spiler bak og i sidene gir stabilitet sammen med de sterke dråbandene. Båndenes symmetriske kryss over ryggraden kan justeres til å gi støtte sacroiliacal eller lumbosacralt. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22132	Beige	Small	85-95 cm	28 cm	19 cm
22132	Beige	Medium	95-105 cm	28 cm	19 cm
22132	Beige	Large	105-115 cm	28 cm	19 cm
22132	Beige	X-Large	115-125 cm	28 cm	19 cm



Olympia enkel

LSO Ryggbelte

Elastisk og luftig ryggbelte som tillater huden å puste. Passer både rett og innsvingt figurtype. De integrerte krysslagte elastikkbandene i ryggstykket sammen med spilene bak gir god stabilitet. For å gjøre det enklere å ta på beltet kan hånden stikkes inn under de påsydde båndene. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Inneholder lateks.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22151	Grå	X-Small	75-82 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	Small	82-90 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	Medium	90-100 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	Large	100-110 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	X-Large	110-120 cm	26,5 cm	18 cm
22151	Grå	XX-Large	120-130 cm	26,5 cm	18 cm

Olympia forsterket

LSO Ryggbelte

Elastisk og luftig ryggbelte som tillater huden å puste. Passer både rett og innsvingt figurtype. De sterke drabåndene gir sammen med de fire spilene bak gir god stabilitet. For å gjøre det enklere å ta på beltet kan hånden stikkes inn under de påsydde båndene. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Inneholder lateks.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22152	Grå	X-Small	75-82 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	Small	82-90 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	Medium	90-100 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	Large	100-110 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	X-Large	110-120 cm	26 cm	19 cm
22152	Grå	XX-Large	120-130 cm	26 cm	19 cm




Improve standard

LSO Ryggbelte

Elastisk og smidig ryggbelte i stabilt og luftig materiale. Passer både rett og innsvingt figurtype. Spiler bak og i sidene samt sterke drabånd gir ekstra stabilitet. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23332	Beige	Small	85-95 cm	25 cm	17 cm
23332	Beige	Medium	95-105 cm	25 cm	17 cm
23332	Beige	Large	105-115 cm	25 cm	17 cm
23332	Beige	X-Large	115-125 cm	25 cm	17 cm





Elcross® høy

LSO Ryggbelte

Elastisk og mykt ryggbelte med bomull mot huden. Passer både rett og innsvingt figurtype. Spiler bak og i sidene gir stabilitet sammen med de sterke drabåndene. Båndenes symmetriske kryss over ryggraden kan justeres til å gi støtte sacroiliacalt eller lumbosacralt. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22133	Beige	Small	85-95 cm	33 cm	24 cm
22133	Beige	Medium	95-105 cm	33 cm	24 cm
22133	Beige	Large	105-115 cm	33 cm	24 cm
22133	Beige	X-Large	115-125 cm	33 cm	24 cm



Olympia høy

LSO Ryggbelte

Elastisk og luftig ryggbelte som tillater huden å puste. Passer både rett og innsvingt figurtype. Modellen er todelt foran, dels for å lettere ta det på, dels for å få en justerbar høyde foran og for å oppnå en god passform. De sterke drabåndene gir sammen med de fire spilene bak god stabilitet. For å gjøre det enklere å ta på beltet kan hånden stikkes inn under de påsydde båndene. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Inneholder lateks.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22153	Grå	X-Small	75-82 cm	32 cm	Opp til 32 cm
22153	Grå	Small	82-90 cm	32 cm	Opp til 32 cm
22153	Grå	Medium	90-100 cm	32 cm	Opp til 32 cm
22153	Grå	Large	100-110 cm	32 cm	Opp til 32 cm
22153	Grå	X-Large	110-120 cm	32 cm	Opp til 32 cm
22153	Grå	XX-Large	120-130 cm	32 cm	Opp til 32 cm


Improve™ høy

LSO Ryggbelte

Elastisk og smidig ryggbelte i stabilt og luftig materiale. Passer både rett og innsvingt figurtype. Spiler bak og i sidene samt sterke drabånd. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23333	Beige	Small	85-95 cm	33 cm	24 cm
23333	Beige	Medium	95-105 cm	33 cm	24 cm
23333	Beige	Large	105-115 cm	33 cm	24 cm
23333	Beige	X-Large	115-125 cm	33 cm	24 cm



Lumbo 1010 høy

LSO Ryggbelte

Elastisk, mykt og luftig ryggbelte med innvevd blomstermønster. Passer en innsvingt figurtype. Materialet er dobbelt for å gi god kompresjon. Spiler bak og i sidene samt to åpne spilelommer midt bak for stabilisering. To stabile spiler er inkludert. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets midje	Høyde bak	Høyde foran
29101	Hvit	X-Small	70-80 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvit	Small	80-90 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvit	Medium	90-100 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvit	Large	100-110 cm	39,5 cm	22,5 cm
29101	Hvit	X-Large	110-120 cm	39,5 cm	22,5 cm




Elcross® skulder

Elastisk og myk holdningsbandasje med bomull mot huden. For pasienter som trenger støtte over øvre del av ryggen ved f.eks. holdningstrening. Polstrede skulderbånd gjør at bandasjen ikke gnager i armhulen. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Rygginsuffisiens, økt thorakal kyfose og holdningsproblemer.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets midje
22138	Beige	Small	70-80 cm
22138	Beige	Medium	80-90 cm
22138	Beige	Large	90-100 cm
22138	Beige	X-Large	100-110 cm





Elcross® TLSO

TLSO Ryggbelte

Elastisk og mykt ryggbelte med bomull mot huden. De sterke drabåndene på den lumbosacrale delen gir et fast og jevnt trykk over stabile spiler. Polstrede skulderbånd på skulderdelen gjør at ortosen ikke gnager i armhulen. Skulderbåndene krysses på den øvre delen av ryggen og festes på framsiden.

Bruksområder: Rygginsuffisiens, osteoporose og kyfose.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22137	Beige	Small	85-95 cm	57 cm	23 cm
22137	Beige	Medium	95-105 cm	57 cm	23 cm
22137	Beige	Large	105-115 cm	57 cm	23 cm
22137	Beige	X-Large	115-125 cm	57 cm	23 cm



Ryggbelte Baby

ABDO Ryggbelte

Elastisk, luftig og smidig graviditetsbelte med snøring i hver side for ekstra mulighet for utvidelse. Formbar ryggplate og myke spiler gir støtte samtidig som drabåndene løfter. Glidelås i lyskesømmen.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens i kombinasjon med graviditet/hos personer med kraftig mageparti.

Art.nr.	Farge	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23945	Beige	85	24 cm	28 cm
23945	Beige	90	24 cm	28 cm
23945	Beige	95	24 cm	28 cm
23945	Beige	100	24 cm	28 cm
23945	Beige	105	24 cm	28 cm
23945	Beige	110	24 cm	28 cm
23945	Beige	115	24 cm	28 cm

Elcross® mage

ABDO Ryggbelte

Elastisk og mykt ryggbelte med bomull mot huden. Denne modellen er spesielt egnet for pasienter med kraftig mageparti. Spiler bak og i sidene samt sterke drabånd gir stabilitet. Båndenes symmetriske kryss over ryggraden kan enkelt etterjusteres. Todelt borrelås i siden gir god justeringsmulighet og gjør det enklere å ta på beltet.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens hos personer med kraftig mageparti.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22134	Beige	Medium	95-105 cm	28 cm	26 cm
22134	Beige	Large	105-115 cm	28 cm	26 cm
22134	Beige	X-Large	115-125 cm	28 cm	26 cm
22134	Beige	XX-Large	125-135 cm	28 cm	26 cm



Improve™ mage

ABDO Ryggbelte

Elastisk og smidig ryggbelte i stabilt og luftig materiale. Spiler bak og i sidene samt sterke drabånd gir ekstra stabilitet. Ryggbeltet er enkelt å ta på og av takket være den løse mageplaten. Mageplaten er lav, noe som holder diafragmapartiet fritt.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens hos personer med kraftig mageparti.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
23334	Beige	Medium/Large	95-115 cm	25 cm	16 cm
23334	Beige	X-Large/XX-Large	115-135 cm	25 cm	16 cm




StomaCare™

StomaCare er et elastisk stomibelte som gir støtte og fiksasjon av stomiposen, kompresjon av bolen ved svekket bukmuskulatur samt forebygger og lindrer prolaps/brokk i arr- og stomiområdet.

Brokkbeltet passer både for rett og innsvingt figur. Det er laget av et bredt dacronbånd som er sydd sammen med en elastisk søm for optimal passform. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene er det en smidig forsterkningsplate av plast. Brokkbeltet har beskyttelsesbånd over åpningen.

En nyhet i sortimentet er modellen StomaCare EasyOpener som har en integrert borrelås under hullet, for å forenkle bytte av stomiposen.

StomaCare finnes i tre høyder: 10 cm, 15 cm og 22,5 cm. Hullet i brokkbeltet fås i to diametre: 60 mm og 72 mm, noe som forenkler tilpassingen til ulike størrelser på stomiposen.



Størrelsestabell

Størrelse	Midjemål
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Målet skal tas av personen liggende.

StomaCare lav

ABDO Ryggbelte

Stomacare er laget av et bredt dacronbånd som sys sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av posen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål av pasienten når pasienten ligger. Finnes i størrelsene Medium - XXXX-Large (se størrelsestabell).

Annet: Modell 309 er ikke godkjent for refusjon i Norge.

Art.nr.	Farge	Diameter hull	Ve/Hø	Høyde
23308	Hvit	60 mm	Bilateral	10 cm
23309	Hvit	72 mm	Bilateral	10 cm



StomaCare standard


ABDO Ryggbelte

Elastisk rygg-/brokkbelte laget av et bredt dacronbånd som er sydd sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Lukkes med borrelås.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av stomiposen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål av pasienten når pasienten ligger. Finnes i størrelsene Medium - XXXX-Large (se størrelsestabell).

Art.nr.	Farge	Diameter hull	Ve/Hø	Høyde foran og bak
23306	Beige	60 mm	Bilateral	15 cm
23307	Beige	72 mm	Bilateral	15 cm





StomaCare høy

ABDO Ryggbelte

Stomacare er laget av et bredt dacronbånd som sys sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av posen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål av pasienten når pasienten ligger. Finnes i størrelsene Medium - XXXX-Large (se størrelsestabell).

Art.nr.	Farge	Diameter hull	Ve/Hø	Høyde
23302	Hvit	60 mm	Ve/Hø	22,5 cm
23303	Hvit	72 mm	Ve/Hø	22,5 cm



StomaCare EasyOpener

ABDO Ryggbelte

StomaCare EasyOpener har en integrert lukking under stomiåpningen. Denne gir ekstra komfort ved bytte av stomiposen, da man ikke trenger å ta av selve beltet. Denne modellen egnert seg ikke for pasienter med meget høyt abdominaltrykk, basert på en mulig høy belastning på stomiåpningens lukning.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av stomiposen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål av pasienten når pasienten ligger. Finnes i størrelsene Medium - XXXX-Large (se størrelsestabell).

Annet: Modell 315 og 317 er ikke godkjent for refusjon i Norge.

Art.nr.	Farge	Diameter stomiåpning	Ve/Hø	Høyde foran og bak
23315	Hvit	60 mm	Ve/Hø	15 cm
23316	Beige	60 mm	Ve/Hø	15 cm
23317	Hvit	72 mm	Ve/Hø	15 cm
23318	Beige	72 mm	Ve/Hø	15 cm


StomaCare halvfabrikat

ABDO Ryggbelte

Stomacare er laget av et bredt dacronbånd som sys sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Leveres komplett med elastisk kantebånd og beskyttelsesbånd for ferdiggjøring. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av posen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Høyde
23305	Hvit	Bilat.	15 cm
23301	Hvit	Ve/Hø	22,5 cm



Måltaking: Ved Ve/Hø, angi hvilken side stomiåpningen sitter. Ta mål av pasienten når pasienten ligger. Finnes i størrelsene Medium - XXXX-Large (se størrelsestabell).

StomaCare Protector

Beskytteren er laget i høytemperaturplast. Brukes for å beskytte stomien mot trykk og traume, framfor alt under aktivitet. Den passer til alle StomaCare modellene. Låses mot beltets materiale med borrelås på beskytterens bakside.

Art.nr.	Farge	Størrelse
23300	Hvit	En størrelse



Camp XXI standard


LSO Korsett

Tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon, da all kraft kan justeres med snøringen i kombinasjon med de stabile båndene. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen og to skinner er inkludert. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm





Camp XXI høy

LSO Korsett

Tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon, da all kraft kan justeres med snøringen i kombinasjon med de stabile båndene. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen og to skinner er inkludert. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm



Camp XXITLSO

TLSO Korsett

Thoraco-lumbo-sacral tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon, da all kraft kan justeres med snøringen i kombinasjon med de stabile båndene. Polstrede skulderbånd på skulderdelen gjør at korsettet ikke gnager i armhulen. Disse krysses bak på øvre del av ryggen og festes på framsiden. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Osteoporose og kyfose.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
29437	Beige	X-Small	70-85 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm


Camp XXI mage

ABDO Korsett

Lumbo-sacralt tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Denne modellen er spesielt egnet for pasienter med kraftig mageparti. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon da snøringen er meget enkel å regulere. Totelt borrelås i siden gir god justeringsmulighet og forenkler når korsettet skal tas på.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens hos personer med kraftig mageparti.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm



Lumbo 073

LSO Korsett


Tøykorsett som passer for en innsvingt figurtype. Korsettet er utstyrt med dobbel Camp-snøring i hver side, elastikkinnfellinger oppe og nede i sidene foran og åpne spilelommer i ryggen. Lukkes med hekterad i fremre sidesøm. Spiler er ikke inkludert.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Skinner er ikke inkludert.

Art.nr.	Farge	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
29073	Hvit	80 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvit	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvit	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvit	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvit	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvit	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Hvit	110 cm	30 cm	20,5 cm





Lumbo 267

LSO Korsett

Tøykorsett i bomull som passer en middels stor, rett figurtype. Korsettet har tredobbel Camp-snøring i hver side og elastikkinnfelling opp og nede i sidene foran. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen. Lukkes med glidelås midt foran. Spiler er ikke inkludert.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
22672	Beige	74 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	78 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	82 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	86 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	90 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	94 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	98 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	102 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	106 cm	39 cm	26 cm
22672	Beige	110 cm	39 cm	26 cm



Lumbo 473

LSO Korsett

Tøykorsett som passer en fylldigere, innsvingt figurtype. Korsettet har tredobbel Camp-snøring i hver side og elastikkinnfelling opp og nede i sidene foran. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen og to skinner er inkludert. Avtagbare strømpebånd. Lukkes med hekterad i fremre sidesøm.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
29473	Hvit	36	90 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvit	38	95 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvit	40	100 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvit	42	105 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvit	44	110 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvit	46	115 cm	42 cm	29 cm
29473	Hvit	48	120 cm	42 cm	29 cm

Lumbo 439

LSO Korsett

Tøykorsett i bomull som passer både for en rett og innsvingt figurtype. Korsettet har gjennomgående elastikkinnfelling i hver side foran, og åpne spilelommer i ryggen. Fire åpne sømmer i sidene og åpen søm i ryggen gir store tilpassingsmuligheter. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon da det lukkes med borrelås gjennom d-ring vekselvis fra høyre/venstre.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Spiler er ikke inkludert. Halvfabrikat.

Art.nr.	Farge	Omkrets midje	Høyde bak	Høyde foran
26439	Beige	76 cm	68 cm	55 cm
26439	Beige	84 cm	68 cm	55 cm
26439	Beige	92 cm	68 cm	55 cm
26439	Beige	100 cm	68 cm	55 cm



Lumbo 590


LSO Korsett

Tøykorsett som passer for en innsvingt figurtype. Korsettet er utstyrt med snøring midt foran, elastikkinnfelling i hver side foran og åpne spilelommer i ryggen. Fire åpne sømmer i sidene og åpen søm i ryggen gir store tilpassingsmuligheter. Lukkes med hekterad i fremre sidesøm.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Spiler er ikke inkludert. Halvfabrikat.

Art.nr.	Farge	Omkrets midje	Høyde bak	Høyde foran
26590	Hvit	68 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvit	76 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvit	84 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvit	92 cm	54 cm	46 cm
26590	Hvit	100 cm	54 cm	46 cm



Lumbo 591


LSO Korsett

Tøykorsett som passer for en rett figurtype. Korsettet har elastikkinnfelling i hver side nede foran og åpne spilelommer i ryggen. Fire åpne sømmer i sidene og åpen søm i ryggen gir store tilpassingsmuligheter. Lukkes med regulerbare drabånd vekselvis fra høyre/venstre.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Spiler er ikke inkludert. Halvfabrikat.

Art.nr.	Farge	Omkrets hofte	Høyde bak	Høyde foran
27591	Beige	82 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	86 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	90 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	94 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	98 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	102 cm	42 cm	30 cm
27591	Beige	106 cm	42 cm	30 cm



Trevikta list

Trevikta list i bomull for ferdiggjøring av korsett. Kan brukes som spilelomme.

Art.nr.	Farge	Bredde	Pk.
25006	Hvit	21 mm	50 m rull
25006	Hvit	24 mm	50 m rull
25006	Hvit	30 mm	50 m rull
25006	Beige	21 mm	50 m rull
25006	Beige	24 mm	50 m rull
25006	Beige	30 mm	50 m rull



Ryggplate

Hjerteformet ryggplate i Campolite, kledd med frotté. Platen festes med borrelås på korsettet eller ryggbeltet. Skåret ut for ryggraden for å unngå trykk.

Art.nr.	Størrelse	Høyde	Bredde	Tykkelse
22135	En størrelse	16 cm	18 cm	1 cm

Spilelomme

Spilelomme for ferdiggjøring av korsett. Artikkel 25008 er brettet og sydd, samt polstret med velour for ekstra komfort. Artikkel 25210 er av smidig, ekstra sterkt nylonbånd, og er samme spilelommer som finnes i våre Camp XXI korsetter.

Art.nr.	Farge	Materiale	Bredde	Lengde	Pk./Rull
25008	Beige	Bomull med velour	25 mm	5 m	Pk.
25008	Beige	Bomull med velour	30 mm	5 m	Pk.
25210	Beige	Camp XXI nylon	30 mm	50 m	Rull

Drabånd

Stødig drabånd i nylon. Kan brukes til korsetter, men også til andre type ortoser. Materialet er stabilt og overflaten tillater en d-ring å gli uten motstand. Den avklippede kanten lukkes ved å brenne den.

Art.nr.	Farge	Bredde	Pk.
29715	Hvit	25 mm	50 m rull
29715	Beige	25 mm	50 m rull

Camp STAR hyperekstensjon

Stabilt hyperekstensjonskorsett med metallramme, polstret med skumplast og belte i plast. Justerbar høyde.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaket av traume
- Stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose
- Luksasjoner
- Osteoartritt

Art.nr.	Modell	Størrelse
20347	Camp STAR	En størrelse




Hyperekstensjonsstøtte C35

Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær for postoperativ behandling. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og brystvidde, har en brystplate som kan vris og justerbar ryggplate.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaket av traume
- Stabile kompresjonsfrakturer pga. av Osteoporose
- Luksasjoner
- Osteoartritt

Art.nr.	Modell	Størrelse	Hoftemål	Høyde
20350	C35	Small	76-83 cm	43-47 cm
20350	C35	Medium	83-94 cm	45-50 cm
20350	C35	Large	94-104 cm	48-54 cm
20350	C35	X-Large	104-114 cm	53-59 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring till øvre bøyte foran			





Hyperekstensjonsstøtte C35+

Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær for postoperativ behandling. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og brystvidde og har en brystplate som kan vrís med gradering som gjør det enkelt å stille inn vinkelen. Den nedre bøylen kan stilles i bevegelig eller fast leie. Justerbar ryggplate.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaket av traume
- Stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose
- Luksasjoner
- Osteoartritt

Art.nr.	Modell	Størrelse	Høftemål	Størrelse
20355	C35+	Small	74-86 cm	39-48 cm
20355	C35+	Medium	84-98 cm	42-51 cm
20355	C35+	Large	96-110 cm	44-52 cm
20355	C35+	X-Large	106-120 cm	48-57 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20352	Ekstra ryggplate	Small/Medium		
20352	Ekstra ryggplate	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring till øvre bøyle foran			



Hyperekstensjonsstøtte C37

Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og vidde, har en hofteplate som kan vrís og justerbar ryggplate. Den nedre bøylen er justerbar i vinkelen.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale;

- Stabile frakturer forårsaker av traume
- Stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose
- Luksasjoner
- Osteoartritt

Art.nr.	Modell	Størrelse	Høftemål	Høyde
20370	C37	Small	76-94 cm	43-50 cm
20370	C37	Large	94-114 cm	48-59 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20352	Ekstra ryggplate	Small/Medium		
20352	Ekstra ryggplate	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring till øvre bøyle foran			

TERRAPIN

Ferdig TLSO-korsett laget av 3 mm polyeten med en avtagbar polstring. Korsettet leveres med to polstringer.

Bruksområde: Postoperativt for immobilisering av ryggraden og ved kompresjonsfrakturer.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Hoftemål
29770	TLSO	1	75-85 cm
29770	TLSO	2	85-92 cm
29770	TLSO	3	92-102 cm
29770	TLSO	4	102-112 cm
29770	TLSO	5	112-122 cm
29773	Ekstra polstring		



Cut-4-Custom

Cut-4-Custom er et korsettsystem for rask og enkel produksjon av en TLSO eller LSO. De forformede delene har spenner og bånd montert ferdig for oppvarming og forming direkte på pasienten. 3D-LITE materialet som er luftig blir formbart ved ca. 80°. Materialet kan formes om. Produksjonen av et individuelt formet korsett kan gjøres på mindre enn 1 time.

Cut-4-Custom finnes i 4 ulike høyder som kan kombineres med hverandre. Som ekstra tilbehør finnes et vaskbart trekk som holder korsettet rent og pent samtidig som det gir en behaglig overflate mot huden.


Bruksområder: Post-operativt, kompresjonsfrakturer og immobilisering av ryggraden.

Modell	Art.nr. korsett foran	Art.nr. korsett bak	Art.nr. trekk foran	Art.nr. trekk bak
LSO	64919	64921	64929	64931
LSO+	64920	64921	64930	64931
TLSO	64922	64923	64932	64933
TLSO+	64924	64925	64934	64935
Tilbehør	Art.nr.	Mål		
Kantmateriale	64936	5 mm x 10 m		
Kantmateriale	64937	7 mm x 10 m		
Lim til Kantmateriale	64938			



MÅLEINSTRUKSJONER


3D-LITE Cut-4-Custom LSO og TLSO



Størrelse

Størrelsen bestemmes av midjemålet. Ta målet ved å stramme litt til. Mål også ønsket høyde foran og bak i henhold til anvisningene. Velg størrelse fra tabellen.

	Beskrivelse	Omkrets i cm		Total høyde foran i cm	Total høyde bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
LSO+	LSO+, XS/S	60	75	30	30
	LSO+, S/M	70	90	31,5	31,5
	LSO+, M/L	85	105	33,5	33,5
	LSO+, L/XL	95	120	35	35
	LSO+, XL/XXL	115	140	36,5	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54
TLSO+	TLSO+, S/M	70	90	47	47
	TLSO+, M/L	85	110	55	55
	TLSO+, XL/XXL	105	135	60	60



Illustrasjonene viser ca. høyde for de ulike modellene LSO eller TLSO.

BOSTON Overlap Brace

Prefabrikkert korsett laget spesielt for behandling av kronisk eller tilfeldig korsryggsmerter. Korsettet finnes i 20 standardstørrelser og i flere ulike tykkelser og ulike lordosegrader. Kan også bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Velg mellom polstret og upolstret. Modulen er laget av polyeten. Skal brukes sammen med en undertrøye.

Bruksområder: Korsryggsmerter, spondylolistes, spondylitt, osteoporose, pre- og postoperativt, spinal stenose og frakturer.

Annet: Se størrelsestabell på side 143. Målskjema på side 144.

Produksjonsmanualer og studier kan bestilles hos oss.

Art.nr.	Modell	Tykkelse	Lordose	Lengde
29690	Standardmodul	1,5 mm	15°	
29694	Standardmodul	3 mm	30°	
29695	Standardmodul	3 mm	15°	
29697	Målbestilt polstret			
29698	Standardmodul polstret	3 mm	15°	
29696	Ryggfjær			20 cm
29696	Ryggfjær			25,5 cm
29696	Ryggfjær			30,5 cm
29696	Ryggfjær			35,5 cm



BOSTON Flexaform

Prefabrikkert immobiliseringskorsett med stort sett samme utforming som Boston Scoliosekorsett, men med åpningen foran. Standardmodellen, som har 15° lordosegrad, finnes i 12 standardstørrelser. Korsettet kan også bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Modulen er laget av polyeten som er polstret med polyetenskum. Korsettet skal brukes sammen med en undertrøye.

Bruksområder: Pre- og postoperativt.

Annet: Se størrelsestabell på side 143. Målskjema på side 144.

Produksjonsmanualer og kan bestilles hos oss.

Art.nr.	Modell	Tykkelse	Lordose
29702	Standardmodul med forsterkning	3 mm	15°
29703	Standardmodul uten forsterkning	3 mm	15°





BOSTON Soft Body Jacket

Prefabrikkert korsett beregnet for pasienter med nedsatt muskelstyrke, svak bolkontroll eller som av andre årsaker ikke klarer å bruke en rigid ortose. Modulen er laget av et hardere polyetenfoam på yttersiden samt et mykere polyetenskum på innsiden. Standardmodulen, som finnes i 30 størrelser, er hvit, har 15° lordose, åpning bak samt åpne kanaler. Kan også bestilles i ulike farger, lordoser, åpne eller lukkede kanaler samt etter mål. Skal brukes sammen med en undertrøye.

Bruksområder: Nevromuskulære scolioser, holdningskontroll og postoperativ støtte.

Annet: Se størrelsestabell på side 143. Målskjema på side 144.

Produksjonsmanualer og studier kan bestilles hos oss.

Boston Soft Body Jacket kan fås i ulike farger. Kontakt oss for prøver.

Art.nr.	Modell	Modell	Lordose
29707	Standardmodul	Åpne kanaler	15°
29708	Målbestilt	Åpne kanaler	
29709	Standard modul	Lukkede kanaler	15°
29710	Målbestilt	Lukkede kanaler	
29719	Bånd med spenne	2x12"	



Boston Body Jacket

Body Jacket laget av LDPE (low density polyeten) beregnet for immobilisering av ryggraden. Kan bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Skal brukes sammen med en undertrøye.

Bruksområder: Postoperativt, kompresjonsfrakturer og immobilisering av ryggraden.

Annet: Bestillingsskjema på side 144.

Boston Body Jacket kan fås helt mønstret eller med monterte motiver.

Kontakt oss for prøver.

Art.nr.	Modell
29701	Målbestilt
29716	Løse motiv
29717	Motiv montert på korsett
29718	Helt mønster montert på korsett

BOSTON Scoliosekorsett

Veldokumentert prefabrikkert korsett for behandling av scoliose. Finnes i 30 standardstørrelser i 0° eller 15° lordose, men kan også bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Modulen er laget av polypropen og polstret med polyetenfoam. Korsettet skal brukes sammen med undertrøye.

Bruksområde: Idiopatiske scolioser.

Annet: Se størrelsestabell på side 143. Bestillingsskjema på side 144.

Produksjonsmanualer og studier kan bestilles hos oss.

Boston Scoliosekorsett kan fås helt mønstret eller med monterte motiv.

Kontakt oss for prøver.



Art.nr.	Modell	Tykkelse	Lordosegrad
29705	Standardmodell	3 mm	15°
29706	Standardmodell	3 mm	0°
29704	Målbestilt	4 mm	

BOSTON Scoliose tilbehør

Boston Scoliosekorsett kan fås helt mønstret eller med montert motiv. Kontakt oss for prøver.

Art.nr.	Modell	Ve/HøAnterior/ Posterior	Størrelse	Bredde eller tykkelse	Lengde
29711	Forsterkningssett	Anterior			
29711	Forsterkningssett	Posterior			
29713	Sveistråd i plast			3 mm	1,2 m
29713	Sveistråd i plast			5 mm	1,2 m
29714	Elastikk hvit			150 mm	meter- vare
29715	Drabånd hvit			25 mm	50 m
29715	Drabånd beige			25 mm	50 m
29716	Motiv løse				
29717	Motiv montert på korsett				
29718	Helt mønster montert på korsett				
29753	Lumbar Pad	Ve/Hø	Small, Large		
29757	Abdominal Pad		Medium, Large		



Bestillingsskjema side 145.

Produksjonsmanual kan bestilles hos oss. Kan fås helt mønstret eller med monterte motiv/transfers.

Kontakt oss for prøver.



Boston Scoliosis Night Brace

Scoliosekorsett bergnet for bruk om natten. Korsettet skal brukes minst 7 timer pr. natt. Modulen er laget av 3 mm copolymer og finnes i to ulike utførelser. En med avtagbar polstring og en med permanent polstring. Korsettet skal brukes sammen med undertrøye.

Bruksområder: Idiopatiske scolioser. Kontraindikasjoner: Doble kurvaturer; kurvaturer >35°, apex maks.Th7.

Art.nr.	Modell	Modell
29720	Målbestilt	Ferdiglaget med avtagbar polstring
29721	Målbestilt	Ikke ferdiglaget med avtagbar polstring
29722	Målbestilt	Ferdiglaget med permanent polstring
29723	Målbestilt	Ferdiglaget med permanent polstring

Undertrøye med X-Static

Elastisk rundstrikket undertrøye av Coolmax/Lycra for bruk under ortoser. Inneholder X-Static med sølvpartikler, noe som motvirker bakterier og dårlig lukt. Undertrøyen skrukker ikke under korsettet.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Aksillastøtte	Vidde	Omkrets	Lengde
29761	Boston kraftig	Small	En side	15 cm	40-60 cm	48 cm
29761	Boston kraftig	Medium	En side	20 cm	60-80 cm	53 cm
29761	Boston kraftig	Large	En side	25 cm	80-100 cm	70 cm
29761	Boston kraftig	X-Large	En side	30 cm	100-120 cm	70 cm
29762	KnitRite tynn	Small	En side	16 cm	35-45 cm	48 cm
29762	KnitRite tynn	Medium	En side	21 cm	45-60 cm	53 cm
29762	KnitRite tynn	Large	En side	26 cm	55-75 cm	70 cm
29762	KnitRite tynn	X-Large	En side	30 cm	65-95 cm	75 cm
29763	KnitRite kraftig	Small	Begge sider	15 cm	40-60 cm	48 cm
29763	KnitRite kraftig	Medium	Begge sider	20 cm	60-80 cm	53 cm
29763	KnitRite kraftig	Large	Begge sider	25 cm	80-100 cm	70 cm
29763	KnitRite kraftig	X-Large	Begge sider	30 cm	100-120 cm	70 cm

Størrelseskjema for Bostonkorsetter

Størrelsetabell B.O.B

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
1	71	51	66
1D	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	61	71
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Størrelsetabell Flexaform

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Størrelsetabell Scoliose og Soft Body Jacket

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88



Bestillingskjema Bostonkorsetter Scoliose/BOB/Flexaform/SoftBrace

P.O.# _____
Date: _____
Delivery date: _____
Ship To: _____

Bestiller: _____

Patient ID : _____ Age: _____ Height: _____ Sex: _____

Diagnosis: _____

Does Patient Have A Pendulous Abdomen? No Small Medium Large X-Large

Brace Type: Boston Scoliosis BOB BOB Lined Flexaform

Soft Body Jacket (removable stays) Soft Body Jacket (permanent stays) Body Jacket(lined)

Finished? Yes No

Degree of Lordosis _____

Color (Soft Brace only) White Green Blue Yellow Purple Red


Openings: Anterior Posterior Bivalve Left Lateral Right Lateral

Overlaps: Butting Smooth

Are Breasts Built into Brace? Yes No Bra Cup Size _____ Waist to Nipple Line _____

Remarks _____

CIR. M/L ENTER DISTANCE BETWEEN ALL POINTS ILLUSTRATED



A-P
STERNAL NOTCH
SPINE OF SCAP

FINISH MEASUREMENTS
Finish to: LSO TLSO
Waist to Pubis _____
Waist to Xyphoid _____
Waist to Axilla _____
Waist to Sternal Notch _____
Waist to Inferior Angle _____
Waist to Spine of Scapula _____
Waist to Seat _____



Bestillingskjema Boston Scoliosis Night Brace

P.O.# _____
Date: _____
Delivery date: _____
Ship To: _____

Bestiller: _____

Pasient ID : _____ Age: _____ Height: _____ Sex: _____

Diagnosis: _____

Orthosis Design

Provide major curve: Left Right

Brace bending to: Left Right

COBB Angles: _____ Lumbar _____ Thoracic _____

Opening: Anterior

Finished: Yes No

Options: Transfer pattern Number: _____

Curve Description

Thoracic curve: Left _____ Right _____

Lumbar curve: Left _____ Right _____


Thoracic apex: Th- _____

Lumbar apex: L- _____

Curve Type

Thoracic Lumbar Thoracolumbar

Double



Always take the bend measurements of the patient in the opposite direction of the primary curve.

Note: X-rays together with measurementform must be send by email.

	Circ.	M/L	A/P
Axilla			
Xyphoid			
Lower Rib			
Waist			
ASIS			
Trochanter			

Special instructions or remarks:
