



Sko og tilbehør

www.camp.no

KeepingPace

KeepingPace er en kolleksjon romslige ortosesko for barn og ungdom. Skoene har en yttersåle av slitesterk gummi, og et romslig tåparti som er forsterket med et gummi-materiale på utsiden. I skoen finnes tre uttagbare såler som gjør det mulig å enkelt justere dybde og volum innvendig. Ved å ta bort en eller flere av sålene kan skoen tilpasses til ortoser og eventuell forskjell i benlengde. På mellomsålen er det en skjærelinje for å forenkle forhøyninger eller andre endringer. Om skoen ikke brukes sammen med ortose eller innlegg skal minst en av de løse sålene brukes. Skoene har en lang åpning som forenkler det å ta på og av skoen, samtidig som volumet lett kan justeres.

Nå finnes også KeepingPace skoene i en modell med borrelås. Dette gjelder William, Sydney og Samuel. Antallet borrelåsbånd er ulike for de ulike størrelsene. Størrelse 22 - 27 har 1 bånd, 28 - 37 har 2 bånd og 38 - 41 har 3 bånd.

Mål for KeepingPace

US	Svensk	Inner-	MTP	Tåhøyde	Tåhøyde	Ballmål	Ballmål	Vrist	Vrist	Pådrags	Pådrags	Mondo
Størrelse	Størrelse	lengde	vidde			I-V MTP	I-V MTP	mål	mål	mål	mål	point
4T	22	128	60	23,4	17,4	155,7	143,7	164,7	152,7	212,0	200,0	128/60
5T	23	136	62	23,8	17,8	162,0	150,0	171,0	159,0	223,0	211,0	136/62
6T	24	145	64	24,1	18,1	168,4	156,4	177,4	165,4	234,0	222,0	145/64
7T	25	153	66	24,5	18,5	174,7	162,7	183,7	171,7	245,0	233,0	153/66
8T	26	162	68	24,9	18,9	181,1	169,1	190,1	178,1	256,0	244,0	162/68
9T	27	170	71	25,3	19,3	187,4	175,4	196,4	184,4	267,0	255,0	170/71
10T	28	179	73	25,6	19,6	193,8	181,8	202,8	190,8	278,0	266,0	179/73
11	29	187	75	26,0	20,0	200,1	188,1	209,1	197,1	289,0	277,0	187/75
12	30	196	77	26,4	20,4	206,5	194,5	215,5	203,5	300,0	288,0	196/77
13	31	204	79	26,8	20,8	212,8	200,8	221,8	209,8	311,0	299,0	204/79
1	32	213	81	27,1	21,1	219,2	207,2	228,2	216,2	322,0	310,0	213/81
2	33	221	83	27,5	21,5	225,5	213,5	234,5	222,5	333,0	321,0	221/83
3	34	230	85	27,9	21,9	231,9	219,9	240,9	228,9	344,0	332,0	230/85
4A	35	238	87	28,3	22,3	238,2	226,2	247,2	235,2	355,0	343,0	238/87
5A	36	247	89	28,6	22,6	244,6	232,6	253,6	241,6	366,0	354,0	247/89
6A	37	255	92	29,0	23,0	250,9	238,9	259,9	247,9	377,0	365,0	255/92
7A	38	263	94	29,4	23,4	257,3	245,3	266,3	254,3	388,0	376,0	263/94
8A	39	272	96	29,8	23,8	263,6	251,6	272,6	260,6	399,0	387,0	272/96
9A	40	281	98	30,2	30,2	270	258,0	279	267,0	410	398,0	281/98
10A	41	289	100	30,6	30,6	276,4	264,4	285,4	273,4	421	409,0	289/100

angir mål med såler



KeepingPace Sandal

Sporty unisex ortosesandal med velcrolukking. Sandalen har en lang åpning, noe som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt. Velcrobåndene med en skikkelig god gripeflate holdes på plass av låseløkker som forenkler - og tillater lukking med én hånd. Sandalen har en beskyttende hælkappe med en draløkke som forenkler påtakingen, samt et justerbart velcrobånd utenpå kappen rundt hælen.

Bruksområde: Ortosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79615	Beige/Svart/Rød	Sandal m/velcro	22-41



NYHET!

KeepingPace Mary Jane

En fin Mary Jane ortosesandal. Sandalen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt.

Bruksområde: Ortosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79617	Svart	Mary Jane m/velcro	22-38



NYHET!

KeepingPace William

En ortossko med snøring i grått skinn med blå detaljer. Skoen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt. På slutten av snøringen er det låseløkker som forenkler og tillater lukking med én hånd.

Bruksområde: Ortosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79600	Grå/Blå	William	22-41
79601	Bindsåleprofiler		Sett



KeepingPace William med Velcro

En ortossko med velcrolukking i grått skinn med blå detaljer. Skoen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt.

Bruksområde: Ortosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79610	Grå/Blå	William m/velcro	22-41
79601	Bindsåleprofiler		Sett



NYHET!



KeepingPace Sydney

En sot ortosesko med snøring i grått skinn med rosa detaljer. Skoen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt. På slutten av snøringen er det låseløkker som forenkler og tillater lukking med én hånd.

Bruksområde: Ortoosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79602	Grå/Rosa	Sydney	22-39
79601	Bindsåleprofiler		Sett



KeepingPace Sydney med Velcro

En søt ortosesko med velcrolukking i grått skinn med rosa detaljer. Skoen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt.

Bruksområde: Ortoosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79612	Grå/Rosa	Sydney m/velcro	22-39
79601	Bindsåleprofiler		Sett



KeepingPace Samuel

Tøff ortosesko med snøring for større barn og ungdom. Svart skinn med grå detaljer. Skoen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt. På slutten av snøringen er det låseløkker som forenkler og tillater lukking med én hånd.

Bruksområde: Ortoosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79603	Svart/Grå	Samuel	29-41
79601	Bindsåleprofiler		Sett



KeepingPace Samuel med Velcro

Tøff ortosesko for større barn og ungdom med velcrolukking. Svart skinn med grå detaljer. Skoen har en lang åpning som gjør den enkel å ta på samtidig som volumet lett kan justeres ved å ta bort en eller flere av de tre uttagbare sålene. Føret i skoen er ekstra slitesterkt.

Bruksområde: Ortoosesko for barn og ungdom.

Art.nr.	Farge	Modell	Størrelse
79613	Svart/Grå	Samuel m/velcro	29-41
79601	Bindsåleprofiler		Sett

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Postoperativ Sko

Behandlingssko laget av slitesterk laminert nylon. Overdelen er formsydd med god overlapping for å passe såvel mindre føtter som gips. Polstringen i hælpertiet er bekvem og beskytter mot gnagsår. Hælkappen er forsterket for å holde foten på plass. Sålen er stiv og rett uten avrulling.

Ved enklere mellomfotsoperasjoner kan gips utelates og skoen brukes direkte.

Bruksområder: Behandlingssko ved mellomfotsoperasjoner, tåfrakturer, hallux valgus-operasjoner eller som gippsko.

Art.nr.	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Innersålens lengde
43205	Herre	Bilateral	Small	27 cm
43205	Herre	Bilateral	Medium	28 cm
43205	Herre	Bilateral	Large	30 cm
43205	Herre	Bilateral	X-Large	32 cm
43206	Dame	Bilateral	Small	24 cm
43206	Dame	Bilateral	Medium	26 cm
43206	Dame	Bilateral	Large	28 cm



Gippsko Rocker

Gips- eller postoperativ sko laget av svart canvas. Overdelen har en vid åpning med lange justerbare bånd for å passe såvel mindre føtter som gips. Hælpertiet er åpent og lukkes med borrelås. Båndenes plassering holder foten stødig på plass tross den åpne konstruksjonen. Sålen er stiv med avrulling foran og bak. Slitesåle av gummi.

Bruksområde: Gippsko.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Innersålens lengde
43200	Bilateral	X-Small	20 cm
43200	Bilateral	Small	23 cm
43200	Bilateral	Small/Medium	26 cm
43200	Bilateral	Medium	29 cm
43200	Bilateral	Large	32 cm
43200	Bilateral	X-Large	34 cm



