



Test, trening og behandling

www.camp.no

TensoWrap™

TensoWrap™ er Camp sitt sortiment av materialet Fabrifoam. TensoWrap kan brukes innen mange ulike områder. Til produksjon av myke ortoser, ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompresjonsforbinding. Et alternativ til neoprene. TensoWrap finnes i to ulike grader av stretch. Materialet er hudvennlig, puster og transporterer fuktighet. Materialet som er "low profile" har en non slip side som ikke glir mot huden, og en side hvor hard borrelås fester lett. Inneholder ikke gummi eller latex.



TensoWrap™ - Pro

TensoWrap™ med lav til medium elastisitet. Elastisk primært i en retning.

Art.nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
50500	Beige	50 mm	3,6 m	2 ruller
50501	Beige	100 mm	4,5 m	1 rull
50502	Beige	150 mm	4,5 m	1 rull



TensoWrap™ - Nu

TensoWrap™ med medium elastisitet. Elastisk i alle retninger. Former seg godt etter kroppens konturer.

Art.nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
50505	Blå	100 mm	0,91 m	3 ruller
50506	Blå	100 mm	1,22 m	3 ruller
50507	Blå	150 mm	0,91 m	3 ruller
50508	Blå	150 mm	1,22 m	3 ruller
50509	Svart	430 mm	560 mm	1 rull

Latex Rubber bånd

Latexbånd som brukes sammen med en tourniquet-mansjett for å tømme en arm eller ben for blod. Må kun brukes av personale med kunnskap i tourniquetmetoden. Båndet er laget i naturgummi. Gir bra støtte og god kompresjon.

Bruksområde: Ved tourniquet-behandling.

Annet: Inneholder latex. Ikke steril forpakning.

Art.nr	Farge	Bredde	Pk.
43100	Beige	75 mm	3,6 m rull
43100	Beige	100 mm	3,6 m rull
43100	Beige	150 mm	3,6 m rull




Ødemhanske

Smidig og bekvem hanske som gir lett kompresjon for å minske ødem. Laget i lycra og spandex. Finnes i to utførelser; hel hanske og som hanske med åpne fingre. Hanskene er for å kontrollere funksjon og hevelse.

Annet: Kompresjonsklasse I.

Art.nr.	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets hånd	Pk.
53535	Hele fingre	Ve/Hø	X-Small	17,8 cm	1 stk.
53535	Hele fingre	Ve/Hø	Small	20,3 cm	1 stk.
53535	Hele fingre	Ve/Hø	Medium	22,9 cm	1 stk.
53535	Hele fingre	Ve/Hø	Large	25,4 cm	1 stk.
53536	Åpne fingre	Ve/Hø	X-Small	17,8 cm	1 stk.
53536	Åpne fingre	Ve/Hø	Small	20,3 cm	1 stk.
53536	Åpne fingre	Ve/Hø	Medium	22,9 cm	1 stk.
53536	Åpne fingre	Ve/Hø	Large	25,4 cm	1 stk.




Måltaking: Håndens omkrets ved tommelroten.

Digi fingerstrømpe

Fingerstrømpe som forenkler kontroll av ødem og hypotrofisk arrdannelse. Behagelig materiale og en vevning i ekstra myk stretch gir høy komfort og god passform. Kan klippes til ønsket lengde uten at materialet frynser.

Art.nr.	Størrelse	Fingerens største omkrets	Lengde
53530	Petite	3,2-4,4 cm	46 cm
53530	Small	4,1-5,4 cm	46 cm
53530	Medium	4,8-6,7 cm	46 cm
53530	Large	6,0-7,3 cm	46 cm
53530	X-Large	7,0-8,3 cm	46 cm
53530	XX-Large	>7,6 cm	46 cm



Måltaking: Mål fingerens største omkrets.



SDO Sensorisk Dynamisk Ortose

SDO er en ortose laget av lycraelastikk sammensatt av ulike paneler. Den er sydd på en slik måte at ortosen gir konstant proprioseptiv tilbakemelding i form av trykk og motstand mot bol og ekstremiteter.

Personer med unormal muskeltonus kan få bedre kontroll på sine bevegelser takket være proprioseptiv stimulering/tilbakemelding. Med en forbedret holdning og stabilitet kan funksjonelle prestasjoner forbedres.

Bruksområder:

Behandling og redusering av forhøyet tonus ved nevrologiske tilstander som: Cerebral parese - Atetose, ikke medfødt hjerneskade eller ryggmargsskade, Cerebellær Ataksi, Spina Bifida, CVA, MS og Focal Dystoni.

SDO kan også brukes ved behandling av tilstander med leddinstabilitet og sensorisk bortfall som f.eks. vedvarende lav tonus, Ehlers Danlos syndrom, hypermobilitet og leddlaksitet.

Annet: Best resultat oppnås om ortosen brukes i minst seks timer pr. dag. Barnet skal innledningsvis bruke drakten kortere stunder for så suksessivt oppnå målet på seks timer daglig. SDO-ortoser skal ikke brukes om natten.

Ortosen bestilles og spesiallages etter individuelle mål. Målblanketter bestilles hos oss. I grunnprisen inngår tre forsterkninger på en drakt. På en hanske/torghanske er en forsterkning inkludert.

Art.nr.	Modell	Beskrivelse
39100	PCP01	Vest uten arm og ben
39101	PCP02	Vest med arm, uten ben
39102	PCP03	Vest med/uten arm, korte ben
39103	PCP04	Hel drakt med ben, uten arm
39104	PCP05	Hel drakt med ben, med/uten arm
39105	PCP06	Arm med/uten feste
39106	PCP07	Hanske maks. 4 cm lang
39107	PCP12	Hanske uten fingre, maks. 4 cm
39108	PCP13	Hanske uten fingre, lang
39109	PCP14	Hanske lang
39110	PCP08	Sokk, maks. 5 cm
39111	PCP09	Ben med fot med/uten feste
39114	PCP15	Bukse
39115	PCP19	Stabiliserende belte
39112	PCP10	Endring av drakt, mindre
39113	PCP11	Endring av drakt, større
39125		Første endring, uten omkostninger
39126	PCP24	Ekstra forsterkning, liten
39127	PCP25	Ekstra forsterkning, medium
39128	PCP26	Ekstra forsterkning, stor

SDO Utprøvningssett

Et sett SDO-ortoser laget for å hjelpe utprøveren ved vurderingen av målbestilte SDO-ortoser. De gir dynamisk kompresjon og kan brukes ved en bedømming av om SDO-ortosen er et godt egnet alternativ.

Annet: Et sett inneholder 2 ryggbelter, 3 armer, 3 hansker og utprøvningsinstruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse
39129	PCP23A	Voksen
39130	PCP23B	Barn



Cica Care Silicongel

Cica Care brukes for å redusere arrdannelse, og kan kun brukes på helede sår. Øker bevegelse og funksjon i arrområdet og minsker oppkomster av hypotrofi og keloider. Den høye klebeeigenheten gjør at tape og bandasje ikke er nødvendig. Kan tas av smertefritt og enkelt reappliceres. Man kan bruke Cica Care der man ikke kan ha trykk. Materialet kan vaskes og settes tilbake.

Art.nr.	Bredde	Lenge	Pk.
54600	120 mm	150 mm	1 ark
54601	120 mm	150 mm	10 ark



Elastomer Putty Mix 50/50

Tilbyr den siste teknikken innen arrbehandling med Elastomer Putty. Bland like deler av blå Putty base og hvit Putty katalysator. 50/50 Mix etterlater ingen oljelignende rester på hendene når den blandes. Man får en eksakt form som er meget sterk og motstandskraftig. Hvert sett inneholder et praktisk målebeger.


Art.nr.	Nettvekt
53555	240 g
53554	847 g



Mini-massasje batteridrevet

Et lite batteridrevet massasjeapparat til bruk ved arrbehandling. Pakken inneholder tre ulike hoder. Beskyttelseslokket kan brukes for massasje på større flater. Vibrasjonshastigheten er ca 5500 omdreininger pr. minutt. Batteri er inkludert.

Art.nr.	Størrelse
53610	En størrelse





Gåbelte

Et enkelt hjelpemiddel i kraftig nylonvev beregnet til bruk ved gåtrening. Fungerer også som enkel hjelp inn og ut av bil og ved bassengtrening. Beltet er utstyrt med stabile håndtak.

Art.nr.	Størrelse	Lengde	Håndtak
20060	Small	130 cm	2 Håndtak
20060	Large	180 cm	2 Håndtak
20062	Small	130 cm	4 Håndtak
20062	Large	180 cm	4 Håndtak




Vakumpute

Vakumpute fylt med små granulatkuler som former seg når luften evakueres. Kan formes om ved å åpne ventilen. Puten har god vakumstabilitet og lav vekt. Separate trekk kan bestilles.

Bruksområder: Ved operasjoner eller som støtte ved sittende posisjon. Kan også brukes av tannleger.

Art.nr.	Beskrivelse	Farge	Størrelse
22393	Vakumpute	Hvit	55x30 cm
22394	Vakumpute	Hvit	55x65 cm
22395	Vakumpute	Hvit	55x85 cm
22396	Vakumpute	Hvit	40x50 cm
22399	Putetrekk	Blå	55x30 cm
22399	Putetrekk	Blå	55x65 cm
22399	Putetrekk	Blå	55x85 cm
22399	Putetrekk	Blå	40x50 cm
22275	Enhåndspumpe		
26334	Ekstra ventil til vakumpute		



Urias splint

Urias splinter gir et jevnt trykk på arm, ben, hånd og fot. Splintene er laget i dobbelt lag PVC og lukkes med glidelås. Det gjennomsiktige materialet gir kontroll over splintens posisjon. OBS: Trykket må ikke overstige 40 mmHg.

Bruksområder: Ved ødembehandling og proprioseptiv stimulering ved nevrologisk rehabilitering.

Art.nr.	Modell	Lengde/Pk.
53510	Lang arm	80 cm
53511	Kort arm	70 cm
53512	Halv arm	53 cm
53513	Albue	40 cm
53516	Fot	32 cm
53517	Ben stor	66 cm
53518	Ben liten	56 cm
53515	Munnstykke	100 stk.
53514	Filter til munnstykke	5 stk.

Jamar hånddynamometer

Et enkelt og sikkert verktøy for løpende å kontrollere gripestyrke innenfor ulike vurderinger. Skala mellom 0 - 90 kg. Kalibrering anbefales årlig for å forsikre seg om holdbarheten og påliteligheten. Leveres i praktisk veske som også fungerer som oppbevaring.

Annet: Garantitid 1 år. Garantien dekker ikke kalibrering.

Art.nr.	Modell
52100	Jamar Hånddynamometer
52101	Kalibrering




Jamar Pinch Gauge

Måler fingerstyrke med meget høy presisjon. Den røde indikasjonspålen stopper til måleren resettes. Fungerer med hydraulikk, og det isometriske designet sikrer korrekt måling. Skala mellom 0 - 20 kg (0 - 45 lbs). Leveres i praktisk veske som også fungerer som oppbevaring.

Annet: Garantitid 1 år.


Art.nr.	Modell
52110	Jamar Pinch Gauge



Goniometer

I sortimentet finnes tre ulike Goniometre.


Art.nr.	Farge	Modell	Skala	Bevegelses-omfang	Lengde arm 1	Lengde arm 2
52200	Transparent	Arm	Økning 2°	180°	15 cm	15 cm
52201	Hvit	Finger/ Tå	Økning 2°	30° hyperekstensjon- 120° fleksjon	9,5 cm	2 cm



Pegtest 9 hulls

Ett enkelt test for bedømming av håndfunksjon. Letthåndterlig format. Alle deler kan desinfiseres. Stoppeur er inkludert.

Art.nr.	Test/Tilbehør	Pk.
52315	Peg test	
52316	Ekstra pegger	9 stk.





Purdue Pegboard test

Måler to ulike aktiviteter:

1) Store bevegelser av fingre, hånd og arm, 2) Følelse i fingertuppene.

Pakken inkluderer instruksjonsmanual, normalverdi og 25 protokoller.

Stoppeur er ikke inkludert.


Art.nr.	Test/Tilbehør
52320	Purdue Pegboard test
52321	Ekstra deler



Grooved Pegboard

En stimulerende test for fingerferdighet og visuell evne som krever mer komplett motorikk og koordinasjon enn de fleste Pegboard. Inneholder 25 hull med tilfeldig plasserte former som krever rotasjon ved isetting.

Art.nr.	Test/Tilbehør	Pk.
52325	Grooved Pegboard	
52326	Ekstra pegger	30 stk.



Håndtrener Ergonomisk

Denne håndtreneren gir et bekvemt grep som er formet for å gi en spredning av motstanden inne i håndflaten. Rammen er laget i materiale av lav vekt og har klips som blokkerer fleksjon og ekstensjon. Den stilles inn for ulike håndstørrelser. Håndtaket er ergonomisk og polstret. Pakken inneholder 4 par graderte, fargekodede gummibånd.

Art.nr.	Modell
54139	Håndtrener
54141	Ekstra klips 4 par

Semmes-Weinstein Monofilaments

Semmes-Weinsteins Monofilament er brukt i mange år og ved mange tester. Den er kjent for å være meget nøyte og pålitelig for måling av sensibilitet. Hvert nylon-monofilament er eksakt kalibrert og alle er like lange. Komplette instruksjon og fargede penner er inkludert.

Art.nr.	Monofilament/Tilbehør	Størrelse	Pk.
52311	Momofilament	2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	5 stk.
52313	Erstatnings monofilament		1 stk.
52312	Vurderingsskjema		100 stk.



R-lite foam block

Treningsblokk til håndtrening laget av T-Foam. Materialet går langsomt tilbake til opprinnelig form, noe som hjelper pasienten til ikke å overanstrenge seg. Finnes i tre ulike hardhetsgrader. Kan vaskes i varmt vann med mild såpe.

Art.nr.	Farge	Hardhet	Størrelse	Pk.
54130	Gul	Ekstra myk	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Rosa	Myk	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54131	4 stk. i hver farge		4,4x4,4x7,6 cm	12 stk.



Armstøtte

Armstøtte beregnet til bruk ved behandling av ødem i arm og hånd. Glir ikke når den står på et bord eller i en vanlig seng. Armen kan også plasseres i supinasjon under trening.

Art.nr.	Bredde	Lengde	Høyde
51625	14 cm	47 cm	14 cm





Anatomiplansjer

Fargesterke, laminerte plansjer med opphengingskroker. Teksten på plansjene er på engelsk og latin.

Art.nr.	Modell	Bredde	Høyde
52400	Hånd og vrist	52 cm	62 cm
52401	Skulder og albue	52 cm	62 cm
52402	Fot og ankel	52 cm	62 cm
52403	Hofte og kne	52 cm	62 cm
52404	Muskelsystemet	52 cm	62 cm
52405	Nervesystemet	52 cm	62 cm
52406	Ryggraden	52 cm	62 cm
52407	Skjelettet	52 cm	62 cm



Bok: Therapeutic hand splints

Paul van Ledes og Griet van Veldhovens to utgaver inneholder alt du trenger å vite om hånden, dets anatomi, biomekanikk og patologi som berører ortoser og skinner. Volume 2 gir gode eksempler på fremstilling av ortoser og dets bruk. Bøkene er på engelsk.

Art.nr.	Volume	Tittel
99200	I	Mechanical and biomechanical considerations
99201	II	Practical applications

KineTec CPM Maskiner

Camp Scandinavia har distribuert CPM maskiner i ca. 8 år. Vår leverandør er KineTec, som har mer enn 35 års erfaring med rehabiliteringsmaskiner. KineTec har med profesjonell hjelp av bl.a. professorer og fysioterapeuter designet et bredt utvalg opptreningsmaskiner til kne, skulder, hofta, ankel, hånd og wrist.

Det finnes et stort antall studier som tydelig påviser fordeler ved bruk av CPM maskiner. Bl.a. har bruken redusert antall sykehusdøgn, samt gitt pasienter bedre selvsikkerhet fordi de kan bevege seg tidligere etter en operasjon. En av KineTec sine uttalelser er: "Jo tidligere leddet beveger seg etter et inngrep, jo bedre".

Bruksområder:

- Artroplastikk i kne- og hoftelodd.
- Brudd på lårben og tibia.
- Brudd i kneskålen.
- Artrolyse og palliativ kirurgi (bruskskader, fjerning av osteom).
- Frigjøring av knestrekkingssystemet.
- Synovektomier, meniskoperasjoner, patellektomier eller artroskopier.

Kontraindikasjoner:

Kronisk revmatisme i den betente fasen, gikt Krise, algodystrofi i den betente fasen (meget smertefull), para osteoartroplastikk, sår som er betent og uleget, flebitt, kreft i skjelettet, forbenet myocitt i quadriceps, artrose i hoften, smittsom artritt, deformerte leddoverflater, lammede lemmer (atoniske eller spastiske) eller ustabiliserte brudd.

Garanti:

2 år.

For mer informasjon om KineTec sine produkter henviser vi til egen katalog "Kinetec Products for profesjonell rehabilitering" som i dag kun finnes på engelsk. Ta kontakt med oss for bestilling av produkter, studier eller katalog .





Prima Advance kne

Denne modellen er den enkleste av knemaskinene. Innstillinger gjøres direkte på maskinen og deretter har pasienten en enkel håndkontroll som tillater start og stopp. Denne modellen finnes også for tyngre pasienter (>227 kg), Prima Advance XL.

- Enkel å bruke
- Finnes bl. a. med hygienisk plastpolstring
- Lett (11 kg) og kompakt (94 cm)
- Bevegelsesintervall; -5° til 115° fleksjon
- Ingraverte markeringer av grader

Art.nr.	Modell	Bekledning
40680	Prima Advance	Stoff
40684	Prima Advance	Plast
46210081	Prima Advance XL	Stoff



Spectra kne

Spectra har en oversiktlig og enkel håndkontroll. Det er kun på- og avknappene som kan brukes når alle innstillinger er gjort og låst. Den er justerbar for pasientlengde fra 145 cm opp til 195 cm. Spectra tillater manuell innstilling av bevegelsesintervallenes avslutning med hensyn til pasientens toleransenivå.

- Finnes bl. a. med hygienisk plastpolstring
- Oppvarmingsprogram
- Timer
- Bevegelsesintervall -10° til 120° fleksjon
- Forprogrammerbar for opptil 16 pasienter

Art.nr.	Modell	Bekledning
40660	Spectra	Stoff
40664	Spectra	Plast



Performa kne

Performa er justerbar for pasientlengde fra 112 cm opp til 206 cm. Denne maskinen har også en oversiktlig og enkel håndkontroll hvor alle innstillinger gjøres. Maskinen tillater aktiv bevegelse i både fleksjon og ekstensjon.

- Finnes bl. a. med hygienisk plastpolstring
- Timer
- Bevegelsesintervall -3° til 130° fleksjon
- Forprogrammerbar for opptil 16 pasienter
- Tillater aktiv bevegelse
- Justerbar lengde

Art.nr.	Modell	Bekledning
40620	Performa	Stoff
40624	Performa	Plast