



Verktøy og tilbehør

www.camp.no



Supersaks

En veldig skarp saks med stort håndtak. Passer utmerket til å klippe i plastmateriale, selv når platen har begynt å bli hard. Laget i nikkel belagt med krom.

Art.nr.	Lengde
51200	20 cm



Bøyd saks

Bøyd saks med stort håndtak. Velegnet ved figurklipping. Brukes til varmt ortosemateriale.

Art.nr.	Lengde
51205	20 cm



Bøyd Mayo saks

Bøyd saks med små håndtak. Velegnet til å trimme kanter på ortoser der platen har begynt å bli hard. Laget i rustfritt stål. Har lav vekt. Kan brukes med både høyre og venstre hånd.

Art.nr.	Lengde
51210	16 cm



Saks Universal

Kraftfull saks med store grep i plast. Klipper i de fleste termoplaster samt i tynt metall. Klippebladene er 4 cm lange. Kan brukes både med høyre og venstre hånd.

Art.nr.	Lengde
51215	16 cm

X-LITE saks

Praktiske sakser med stort grep, beregnet for ulike plastmaterialer. Saksene er laget i rustfritt stål og kan autoklaveres.

Art.nr.	Farge	Model	Lengde
64800	Rød	Spiss	18 cm
64801	Orange	Butt	19 cm



Popnagle og tang

Verktøy som brukes for isetting av popnagler. Håndtakene er store i kraftig plast for å gi ordentlig grep og god kraft. Lett å komme til med ved applikasjon på ulike ortoser.

Popnaglene er i hvit plast.

Art.nr.	Farge	Diameter naglehode	Lengde	Pk.
25126	Hvit	12 mm	50 mm	100 stk.
25126	Hvit	16 mm	50 mm	100 stk.
25125	Tang			1 stk.



Varmepistol

Stabil varmpistol for ulike termoplaster. Kan stå for seg selv. Stillegående, effektiv modell med temperaturregulering i tre trinn opp til 550°C.

Annet: Ulike typer munnstykker kan kjøpes separat.

Art.nr.	Modell
51290	Varmepistol



X-LITE plate med silikonbelegg

Brukes som arbeidsoverflate ved gipsing med X-LITE. Silikonbelegget forhindrer at X-LITE fester seg til underlaget. Den perforerte overflaten på platen gjør at overflødig vann fra X-LITE rullene lett kan renne ned under platen og suges opp av underliggende håndduk.

Art.nr.	Bredde	Lengde
64811	325 mm	530 mm



