



softKIT™ **BEIGE** som matchar ToeOFF Fantasy Ivory

SoftKIT™ är en bekväm och smidig polstring avsedd för ToeOFF® och BlueRocker.™ Denna har sedan starten funnits i svart. Nu finns det även en BEIGE som perfekt går ton i ton med ToeOFF Fantasy Ivory.

SoftKIT Beige finns i storlekarna XSmall - XLarge och det är samma för vänster och höger. Tillsammans med polstringen levereras två vertikala neoprenestavar som används för att avlasta tibiakammen. MicroFIX för montering ingår också.

Artikelnummer för Beige SoftKIT är: 28365

