

**CAMP**  
SCANDINAVIA



ABC Breast Care

# Rintaproteesit ja liivit



# SISÄLTÖ

■	First Form	4
■	First Filler	4
■	Triangle Shaper	4
■	Täyteläinen Triangle Shaper	5
■	Classic Triangle Light	5
■	Triangle Light	5
■	Super Soft Triangle Light	6
■	Asymmetric Light	6
■	Hierova rintaproteesi	6
■	Classic Triangle Standard	7
■	Amelia rintaliivi	8
■	Casual T-paita-rintaliivi	8
■	Embrace rintaliivi	8

# Lightweight Silicone



## Campin uusi rintaproteesivalikoima

Rintaproteesit sopivat hyvin 2000-luvun leikkausmetodeihin ja vastaavat nykyaikaisen naisen toiveita. Voit valita perinteisestä silikonista tai kevytsilikonista valmistettuja malleja. Yhteistä kaikille malleille on matta pintakalvo ja lämmin, luonnollinen värisävy. Rintaproteesit ovat korkealaatuisia, pehmeitä ja luonnollisia riippumatta siitä, valitsetko perinteisen silikoniproteesin vai kevytsilikoniproteesin. Lisäksi ne myötäilevät kehon liikkeitä.

Kaikki ABC-rintaproteesit toimitetaan käytännöllisessä, vaaleanpunaisessa laukussa, jossa proteesi säilyy varmasti. Laukussa on muotoiltu sisus, joka säilyttää proteesin muodon.

## Kevytmalleja suositellaan erityisesti:

- kun on lymfa-aineenvaihdunnan ongelmia.
- urheilussa, vapaa-ajan askareissa ja uimassa.
- selkä- ja niskakivuissa sekä silloin, kun halutaan vähentää hartiaseudun rasitusta.
- silloin kun perinteinen silikoniproteesi tuntuu liian raskaalta.





### First Form

Kolmionmuotoinen rintaproteesi, joka on valmistettu innovatiivisesta "muistivahto"-materiaalista. Vaahto mukautuu rinnan muotoon, eikä paina. First Form -ensiproteesi suojaa erinomaisesti vastaleikattua pintaa. Se istuu hyvin ja antaa kauniin profiilin rintaliiveissä. Koska proteesi on kevyt, sitä voi hyvin käyttää urheilussa ja vapaa-ajan aktiviteeteissa myös sen jälkeen, kun leikkauskohta on parantunut. Proteesin kanssa voi myös uida.

Tuoteno.	Koot
10916	2-4-6-8-10-12



### First Filler

Kolmionmuotoinen ensiproteesi. Malli on muotoiltu ja stabiili. Proteesi on valmistettu vaahtomateriaalista ja täytetty kuitutäytteellä. Sen kokoa voidaan säädellä helposti ottamalla täytettä pois. Suojus on valmistettu 100 % puuvillasta.

Tuoteno.	Koko	Kuppi	Ympärysmitta rinnan alta
10910	Small	AA-A	<75 cm
10910	Medium	A-B-C	70-80 cm
10910	Large	B-C-D	75-90 cm
10910	X-Large	C-D-DD	80-95 cm
10910	XX-Large	D-DD-E	>85 cm



### Triangle Shaper

Triangle Shaper on erittäin ohut silikoniproteesi (kuorikko). Sitä voidaan käyttää rinnan uudelleenmuotoiluun tai säästävän leikkauksen jälkeen, kun lopputulos ei vastaa oman rinnan muotoa. Triangle Shaperia voidaan käyttää myös, jos povi on pieni, rinnat ovat erikokoiset tai jos halutaan parantaa poven muotoa. Rintaproteesissa on erittäin ohuet reunat, joiden ansiosta se mukautuu huomaamattomasti omaan vartaloon. Triangle Shaper auttaa palauttamaan kehon tasapainon ja parantamaan luonnollista vartalokuvaa.

Tuoteno.	Koot
11201	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

### Full Triangle Shaper

Kevytsilikonista valmistettu kuorikko, jossa on ohuet reunat ja joka on hieman täyteläisempi kärjestä. Täyteläisyyden ansiosta kuppikoko voi kasvaa jopa yhdellä koolla. Käyttöalueet ja ominaisuudet ovat samat kuin Triangle Shaperissa.

Tuotenro.	Koot
11242	3-4-5-6-7-8-9-10



### Classic Triangle Light

Tämä symmetrinen kevytproteesi on 30 % kevyempi kuin perinteiset silikoniproteesit. Classic Triangle Light on profiiltaan luonnollinen ja sopii parhaiten pienelle ja keskikokoiselle povelle, A- ja B-kuppikoolle.

Tuotenro.	Malli	Koot
10272	Classic Triangle Light	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
10240	Suojatasku	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12



### Triangle Light

Triangle Light on symmetrinen kevytproteesi, joka on 30 % kevyempi kuin perinteinen silikoniproteesi. Malli täydentää Classic Triangle Lightia hieman kapeammalla pohjaosallaan ja täyteläisemmällä profiilillaan. Sopii naisille, joiden kuppikoko on C tai D.

Tuotenro.	Malli	Koot
10242	Triangle Light	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
10240	Suojatasku	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18





### Super Soft Triangle Light

Super Soft on symmetrinen kevytproteesi. Pintapuoli on valmistettu erittäin pehmeästä silikonista, jonka ansiosta profiili on luonnollinen ja proteesi laskeutuu hyvin. Takapuolella on kiinteämpää silikonista, jonka ansiosta proteesi säilyttää muotonsa ja se istuu napakasti ja mukavasti rintaa vasten.

Tuoteno.	Malli	Koko
10248	Super Soft Triangle Light	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
10240	Suojatasku	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12



### Asymmetric Light

Asymmetric Light on epäsymmetrinen kevytproteesi, joka on 30 % kevyempi kuin perinteiset silikoniproteesit. Proteesi ulottuu kainalon alle ja toimii näin täyteenä radikaalin mastektomian jälkeen. Sivupidennys seuraa rintakehän muotoa, muttei jatku liian pitkälle kainalon alle. Malli sopii hyvin bilateraalisten leikkausten jälkeen.

Tuoteno.	Malli	Vas/Oik	Koko
10222	Asymmetric Light	Vas/oik	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
10220	Suojatasku	Vas/oik	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12



### Hierova rintaproteesi


Rintaproteesi, joka hieroo kevyesti käytön aikana. Proteesin takapuolella on kanavia, jotka hierovat rintakehää ja antavat ilman kiertää, jolloin iho tuntuu viileältä ja hengittää. Proteesi sopii erittäin hyvin naisille, joilla on lymfedeema. Erikoisen takapintansa ansiosta proteesi istuu varmasti rintaa vasten. Proteesin etupuoli on valmistettu 2-kerroksisesta kevytsilikonista ja takapuoli läpinäkyvästä, tavallisesta silikonista. Parhaan tuloksen saa käyttämällä tukevia rintaliivejä. Proteesissa on täyteläinen profiili ja se on epäsymmetrinen.

Tuoteno.	Malli	Vas/Oik	Koot
10225	Hierova rintaproteesi	Vas/oik	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

### Classic Triangle Standard

Tämä symmetrinen proteesi on samankaltainen kuin pidetty Classic Triangle Light, mutta se on valmistettu perinteisestä silikonista. Mallin muoto antaa luonnollisen profiilin, joka sopii erityisesti pienelle ja keskikokoiselle povelle, A- ja B-kuppi-koolle.

Tuotenro.	Malli	Koot
10274	Classic Triangle Standard	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
10240	Suojatasku	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12





### Amelia rintaliivi

Amelia on hyvin istuva proteesirintaliivi, jossa on läpinäkymätön kuppi. Liivi on valmistettu muotonsa pitävästä, hieman joustavasta nylonista. Liivi on korkea sivulta ja sekä etuosa että kanttaus kainaloiden alla on joustava. Materiaali on kiiltävää, minkä vuoksi vaatteet liukuvat hyvin. Liivissä on taskut kummallakin puolella.

Tuotenro.	Väri	Kuppikoko	Koko
22219	Beige	A	70-75-80-85-90-95
22219	Beige	B	70-75-80-85-90-95-100
22219	Beige	C	75-80-85-90-95-100
22219	Beige	D	80-85-90-95-100-105
22220	Musta	A	70-75-80-85-90-95
22220	Musta	B	70-75-80-85-90-95-100
22220	Musta	C	75-80-85-90-95-100
22220	Musta	D	80-85-90-95-100-105



### Casual T-paita-rintaliivi

Mukava T-paita-rintaliivi, joka on valmistettu materiaalista, joka antaa ihon hengittää ja on erittäin joustavaa ja muotoutuvaa. Mallin kupeissa ei ole saumoja. Irrotettavat olkaimet voidaan ristiä selän taakse, mikä keventää ja jakaa painetta hartiolla. Proteesitaskuissa on vahvistettu kiinnitys, jonka ansiosta proteesi pysyy liivissä. Liivissä on taskut kummallakin puolella.

Tuotenro.	Väri	Kuppi	Koko
22219	Cappucino	AA, A, B, C	70-75-80-85-90



### Embrace rintaliivi

Elegantti rintaliivi, jossa pitsi ulottuu korkealle dekolteella. Leveät ja mukavat olkaimet ja korkea leikkaus sivuilla tukevat hyvin. Rintaliivissä on pehmeät kupit ja taskut kummallakin puolella. Hyvä valinta, jos haluat varmaa ja mukavaa tukea. Sopii käytettäväksi erinomaisesti hierovan rintaproteesin kanssa.

Tuotenro.	Väri	Kuppi	Koko
22203	Vaalea sampanja	A, B, C, D	75, 80, 85, 90

## Myyntiorganisaatio



### **Anne-Mari Ilkka**

Fysioterapeutti, tuotespesialisti

GSM 0400-100 460

[anne-mari.ilkka@camp.fi](mailto:anne-mari.ilkka@camp.fi)

Vastuualueet: ortoosit, ortoosi- ja proteesikomponentit, materiaalit, rintaproteesit ja jalkineet.

## Kokotaulukko



EI OLE

## RINTALIIVIN KOKO (cm)

AA	65	65	75	80	85	90	95
A		70	75	80	85	90	95
B			65	70	75	80	85
C				65	70	75	80
D					65	70	75
DD							70
DDD							
G							
GG							
H							

## RINTAPROTEESIN KOKO

## TUOTENRO. TUOTE

	0	1	2	3	4	5	6
10274 Classic Triangle Standard							
10242 Triangle Light							
10272 Classic Triangle Light							
10248 Super Soft Triangle Light							
10222 Asymmetric Light - vasen							
10222 Asymmetric Light - oikea							
10225 Hierova rintaproteesi - vasen							
10225 Hierova rintaproteesi - oikea							
10240 Suojatasku Triangleen							
10220 Suojatasku Asymmetriciin - vas							
10220 Suojatasku Asymmetriciin - oik							
11201 Triangle Shaper							
11242 Full Triangle Shaper							
10916 First Form							
10910 First Filler	Small			Medium			



[www.camp.fi](http://www.camp.fi)

**CAMP**<sup>®</sup>  
**SCANDINAVIA**  
[www.camp.se](http://www.camp.se)

**SVERIGE**  
Tel 042-25 27 01  
Fax 042-25 27 25  
[mail.sweden@camp.se](mailto:mail.sweden@camp.se)

**DANMARK**  
43 96 66 99  
43 43 22 66  
[mail.denmark@camp.dk](mailto:mail.denmark@camp.dk)

**FINLAND**  
09-350 76 30  
09-350 76 338  
[mail.finland@camp.fi](mailto:mail.finland@camp.fi)

**NORGE**  
23 23 31 20  
23 23 31 21  
[mail.norway@camp.no](mailto:mail.norway@camp.no)