

# CAMP®

-Nu även symmetrisk  
massageprotes!

NYHET!



ABC Breast Care

NYHET!



## Symmetrisk och Asymmetrisk Massageprotes

En bröstprotes som ger mjuk massage vid användning. Kanalerne på protesens baksida masserar bröstkjorgens vägg och tillåter luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas. Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Den speciella baksidan gör att protesen sitter säkert mot bröstkjorgen och den asymmetriska formen gör att den inte glider i BH:n. Tillverkad i 2 skikt med mjuk lättviktssilikon på framsidan och transparent standardsilikon närmast bröstkjorgen. Bäst effekt fås i en stödjande BH. Den asymmetriska protesen är för en fyllig byst och den symmetriska för en mindre till medelfyllig byst.

Art.nr.	Modell	Typ	Vä/Hö	Storlek
10275	Symmetrisk	Mindre - medelfyllig byst	-	1 - 14
10225	Asymmetrisk	Fyllig byst	Vä/Hö	3 - 12



NYHET!



## Flowable Back Triangle

En symmetrisk två-skiktprotes där en framsida av lättviktssilikon kombineras med en följsam baksida av silikongel. Den mjuka baksidan ger en avlastande och anpassningsbar möjlighet för ojämnheter och känslig hud.

Art.nr.	Modell	Typ	Vä/Hö	Storlek
10270	Flowable Back Triangle	Mindre - medelfyllig byst	Vä/Hö	1 - 12