

# CAMP®



**En extra stabil knäortos  
med mycket låg vikt!**

För krävande idrottsaktiviteter och vardagsbruk

# LPR

LPR är en extra stabil knäortos med mycket låg vikt. Ramen som är av lätt aluminium ger hög stabilitet medialt/lateralt. Vid behov tillåter ramen en viss justering för optimal passform.

Ortosen är utvecklad för att stabilisera knäet postoperativt när patienten skall återvända till sina vanliga aktiviteter eller när knäets ligament behöver ett extra stöd.

Leden är polycentrisk med möjlighet till begränsat rörelseomfång. LPR har ett nytt diagonalt bandsystem som förhindrar ortosen från att rotera och glida, speciellt när knäet är i flexion. Ortosen har också en ny design av polstring som ger bättre ventilering och håller huden sval.

LPR går även att beställa efter individuella mått. Mått tages med Bregs egna måttverktyg och speciellt beställningsformulär skall användas.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Knämått 1	Knämått 2	Knämått 3
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	X-Small	28-32 cm	33-39 cm	25-30 cm
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	Small	32-37 cm	39-46 cm	30-36 cm
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	Medium	37-39 cm	46-50 cm	36-38 cm
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	Medium+	39-41 cm	50-53 cm	38-41 cm
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	Large	41-46 cm	53-61 cm	41-46 cm
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	X-Large	46-50 cm	61-69 cm	46-51 cm
45271	Standard, Grå	Vä/Hö	XX-Large	50-56 cm	69-79 cm	51-58 cm
45171	LPR Custom					
45172	LPR Custom Colour					

Knämått 1: Mid-patella

Knämått 2: 15 cm ovan mid-patella

Knämått 3: 15 cm nedan mid-patella

**Kontakta gärna Kundsupport för mer information.**

**Kontraindikationer:** Isolerad PCL-instabilitet, kombinerad ACL och PCL-instabilitet, medial eller lateral gonartros (hjälp till att stabilisera knäet men avlastar inte). Dessa kontraindikationer gäller endast för standardstorlekar, inte måttbeställd LPR. Måttbeställd LPR kan fås med ett extra band ovanför knäet.