

Mobil Värmeportfölj



Mobil ugn som levereras i en stötsäker transportväska. Ugnen är speciellt framtagen att användas för X-LITE och 3D-LITE. Temperaturen är inställd till 80°C. Displayen på ugnens framsida indikerar när rätt arbetstemperatur är uppnådd. Från rumstemperatur till arbetstemperatur tar ca 5-7 minuter. Värmeytorna är tillverkade av aluminiumplåt med vulkade folieelement.

3D-LITE™

X-LITE®



Rejal väska för transporter.



Uppvärmningsytorna.



Här ses ugnen på plats i väskan.

Storlek:

Väska: 1031 x 661 x 72 mm

Värmeytorna: 936 x 634 mm

Vikt:

Ugn: 25 kg

Ugn och väska: 36 kg

Art.nr. Beskrivning

648150000 Mobile Flat Oven 230-240 V

Plastskrapa och Teflonduk ingår.

Rengöring:

Använd en plastskrapa (isskrapa) för att ta bort eventuella plastrester från värmeytorna.

Märkning och godkännande:

S: SS-EN60601-1:1990 A1, A2, A12, A13

ETL: UL 60601-1

CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 SI, A2

IEC/EN 60 601-1-2 2001 and A1 Class B, Group I