



Orthoplast® NU hos CAMP!

Orthoplast® termoplast

- Utmärkt styrka och formbarhet
- Kan enkelt skäras och formas efter kroppens konturer
- Fäster mot sig själv

Orthoplast® II termoplast

- Extra hög formbarhet och följsamhet
- Kan enkelt skäras och formas efter kroppens konturer
- Fäster mot sig själv

Orthoplast®/Orthoplast® II

Med en utmärkta hållbarhet, formbarhet och fästförmåga är Orthoplast® ett av de mest använda termoplastmaterialen för tillverkning av ortoser. Orthoplast® och Orthoplast® II finns i massiva och perforerade plattor.

Orthoplast®

- Utmärkt styrka och formbarhet
- Idealiskt för större ortoser
- Materialet kan enkelt skäras och formas efter kroppens konturer, utan att vecka sig, vid uppvärmning i vatten eller med värmepistol
- Kanterna är självslutande vid uppvärmning och kan enkelt trimmas till önskad form
- Arbetstiden är 5 - 8 minuter



Orthoplast® II

- Speciellt framtaget för att enkelt kunna appliceras till de övre extremiteterna
- Materialet kan enkelt skäras och formas efter kroppens konturer, utan att vecka sig, vid uppvärmning i vatten eller med värmepistol
- Ortosen formar sig själv där den appliceras efter uppvärmning
- Kanterna är självslutande
- Arbetstiden är 3 - 4 minuter



Art.nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Antal/fp
50210	Orthoplast, Massiv	Vit	450x600x3,2 mm	4 ark
50211	Orthoplast, Perforerad	Vit	600x900x3,2 mm	2 ark
50212	Orthoplast II, Massiv	Vit	450x600x3,2 mm	4 ark
50213	Orthoplast II, Perforerad	Vit	600x900x3,2 mm	2 ark