

CAMP[®]



**SENSORY DYNAMIC ORTHOSIS
(SDO)**

SDO - SENSORY DYNAMIC ORTHOSIS

SDO är en ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter.

Personer med ändrad muskeltonus kan få bättre kontroll på sina rörelser tack vare proprioceptiv stimulering/feedback. Med en förbättrad hållning och stabilitet kan funktionella prestationer förbättras.

Fördelar med SDO

- Proprioceptiv feedback
- Förbättrad proximal stabilitet
- Förbättrad hållning
- Främjar rörelse och kontroll
- Leder till förbättrad funktion

Vem kan använda SDO?

SDO kan användas vid behandling och reducering av förhöjd tonus vid neurologiska tillstånd såsom:

- Cerebral pares
- Förvärvad hjärnskada
- Förvärvad ryggmärgsskada
- Cerebellär Ataxi
- Atetos
- Spina Bifida
- Stroke
- MS

SDO kan också användas vid behandling av tillstånd med ledinstabilitet och sensorisk bortfall såsom:

- Ihållande låg tonus
- Ehlers Danlos Syndrom
- Överörlighet, ledlaxitet

Hur skall SDO användas?

Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Barnet skall initialt använda dräkten kortare stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag.

OBS! SDO ortoser skall inte användas på natten.



***SDO ortoserna kan beställas i olika färger på material,
förstärkningar och sömmar.***

Dessa kan kombineras enligt egna önskemål

Måttagning

Ortosen beställs och specialtillverkas efter individuella mått för att uppnå en tätt sittande passform. Dräkten kan utformas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, armstrumpor med eller utan handskar och benstrumpor med eller utan fot. Förstärkningar och blytlås kan sys på efter behov av stöd eller funktion. Utformningen bestäms i samråd av läkare och sjukgymnast och måttagningen bör göras av person som känner till SDOs utformningsmöjligheter och som är informerad om måttagningstekniken.

SDO ortoserna kan beställas i olika färger på material, förstärkningar och sömmar. Dessa kan kombineras enligt egna önskemål.

Camp erbjuder en kostnadsfri justering av SDO-ortosen upp till 1 månad efter leverans (gäller endast vid reducering av dräktens mått).

Måttblanketter beställs från Camp Scandinavia, tel 042 - 25 27 01.

SDO produkterna maskintvättas i 40° och får inte torktumlas. Torkar över natten.



SDO utprovingsset

Ett set av SDO-ortoser designat för att hjälpa utprovare vid utvärderingen av måttbeställda SDO-ortoser. Utprovingssetet kan användas för en bedömning om SDO-ortosen är ett fördelaktigt alternativ.



Art.nr.	Modell	Storlek
39129	PCP23A	Vuxen
39130	PCP23B	Barn



SDO Sensorisk dynamisk ortos

Art.nr.	Modell	Beskrivning
39100	PCP01	Väst utan ärm och ben
39101	PCP02	Väst med ärm, utan ben
39102	PCP03	Heldräkt utan ärm, korta ben
39103	PCP04	Heldräkt utan ärm, långa ben
39104	PCP05	Heldräkt kort/lång ärm, korta/långa ben
39105	PCP06	Ärm med/utan fäste
39106	PCP07	Handske max 4 cm lång
39107	PCP12	Handske utan fingrar, max 4 cm
39108	PCP13	Handske utan fingrar, lång
39109	PCP14	Handske lång
39110	PCP08	Sock, max 5 cm
39111	PCP09	Ben med fot med/utan fäste
39114	PCP15	Byxa
39115	PCP19	Stabiliserande bälte
39112	PCP10	Liten ändring av dräkt
39113	PCP11	Större ändring av dräkt
39125		Första ändringen, utan kostnad
39126	PCP24	Extra förstärkning. Mindre
39127	PCP25	Extra förstärkning. Medium
39128	PCP26	Extra förstärkning. Större



SDO - SENSORY DYNAMIC ORTHOSIS

För mer information
kontakta Kundsupport
042- 25 27 01