



# Nackortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## Halskrage rak modell

Mjuk halskrage i rak modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Kan knäppas fram eller bak. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art.nr.	Färg	Storlek	Höjd
47010	Grå	X-Small	6 cm
47010	Grå	Small	8 cm
47010	Grå	Medium	10 cm
47010	Grå	Large	12 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm
47011	Blå	Small	8 cm
47011	Blå	Medium	10 cm
47011	Blå	Large	12 cm



## Halskrage formad modell

Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art.nr.	Färg	Storlek	Höjd
47012	Grå	X-Small	6 cm
47012	Grå	Small	8 cm
47012	Grå	Medium	10 cm
47012	Grå	Large	12 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm
47013	Blå	Small	8 cm
47013	Blå	Medium	10 cm
47013	Blå	Large	12 cm

NYHET!



NYHET!



## C-56 halskrage

Delbar halskrage av polyeten för stabilisering av nacke. Utskuren under hakan för bra passform och med mjukt polstrade kanter. Justerbar i höjd och vidd genom enkel kardborrlåsning. Plasten är perforerad för ökad ventilation.

**Användningsområden:** Avlastning av nacke, överbelastad muskulatur och reumatiska sjukdomar.

Art.nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20561	Vit	Small	7,5 cm	41 cm
20561	Vit	Medium	7,5 cm	46 cm
20561	Vit	Large	7,5 cm	51 cm
20561	Vit	X-Large	7,5 cm	56 cm



## Trachea halskrage

Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. Fixeras med kardborrband på båda sidor. Omformningsbar vid uppvärmning med värmepistol.

**Användningsområden:** Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm





## Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

**Användningsområden:** Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Storlek	Höjd
20625	Vit	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Vit	Medium/Large	8-13 cm
20626	Extra polstring	Small/Medium	
20626	Extra polstring	Medium/Large	



## OMI Cervikalstöd

Cervikalstöd med fixering över bröstben och axlar mot nacke och haka. Individuellt anpassningsbar. Kan appliceras under sträck samt i liggande ställning. Patienten kan vila i ryggläge med huvudet i oförändrad fixering.

**Användningsområden:** Trauma och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Storlek
28005	Vit	Small
28005	Vit	Large



## Nacksträck med vattensäck

Ett nacksträck för avlastning av nacken med justerbar grimma som kan anpassas för olika storlekar. Grimman monteras på en metallbygel som enkelt fästs på en dörr. Vattensäckens tyngd kan justeras mellan 1.6 - 9 kg.

**Användningsområde:** Avlastning av nacke.

Art.nr.	Storlek
23000	En storlek