



# Test, träning och behandling

[www.camp.se](http://www.camp.se)

## TensoWrap™

TensoWrap™ utgör vårt sortiment av materialet Fabrifoam. TensoWrap kan användas inom många olika områden som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene.

TensoWrap finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi eller latex.



### TensoWrap™ - Pro

TensoWrap™ med låg till medium elasticitet. Sträcker primärt i en riktning.

Art.nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
50500	Beige	50 mm	3,6 m	2 rulle
50501	Beige	100 mm	4,5 m	1 rulle
50502	Beige	150 mm	4,5 m	1 rulle



### TensoWrap™ - Nu

TensoWrap™ med medium elasticitet. Sträckbar i alla riktningar. Formar sig väl efter kroppens konturer.

Art.nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
50505	Blå	100 mm	0,91 m	3 rulle
50506	Blå	100 mm	1,22 m	3 rulle
50507	Blå	150 mm	0,91 m	3 rulle
50508	Blå	150 mm	1,22 m	3 rulle
50509	Svart	430 mm	560 mm	1 rulle


## Latex Rubber band

Latexbinda som används tillsammans med en tourniquet-manschett för att tömma en arm eller ett ben på blod. Får endast användas av personal med kunskap i tourniquet-förfarande. Bindan ger bra stöd och god kompression.

**Användningsområde:** Tourniquet-behandling.

**Övrigt:** Innehåller latex. Ej steril förpackning.

Art.nr.	Färg	Bredd	Förp.
43100	Beige	75 mm	3,6 m rulle
43100	Beige	100 mm	3,6 m rulle
43100	Beige	150 mm	3,6 m rulle




## Ödemhandske

Smidig och bekväm handske som ger lätt kompression för att minska ödem.

Tillverkad i lycra och spandex. Finns i två utföranden: Hela och öppna fingrar för att kontrollera funktion och svullnad.

**Övrigt:** Kompressionsklass I.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets hand	Förp.
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	X-Small	17,8 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	Small	20,3 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	Medium	22,9 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	Large	25,4 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	X-Small	17,8 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	Small	20,3 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	Medium	22,9 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	Large	25,4 cm	1 styck




**Måttagning:** Handens omkrets vid tumvecket.

## Digi fingerstrumpa

Fingerstrumpa som underlättar kontroll av ödem och hypotrofisk ärrbildning.

Behagligt material i extra mjuk stretch ger hög komfort och god passform. Går utmärkt att klippa till önskad längd utan att materialet fransar sig.

Art.nr.	Storlek	Fingrets största omkrets	Längd
53530	Petite	3,2-4,4 cm	46 cm
53530	Small	4,1-5,4 cm	46 cm
53530	Medium	4,8-6,7 cm	46 cm
53530	Large	6,0-7,3 cm	46 cm
53530	X-Large	7,0-8,3 cm	46 cm
53530	XX-Large	>7,6 cm	46 cm



**Måttagning:** Mät fingrets största omkrets.



## SDO Sensorisk Dynamisk Ortos

SDO är en ortos tillverkad av lycraresår, sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extrimiteter.

Personer med onormal muskeltonus kan få bättre kontroll på sina rörelser tack vare proprioceptiv stimulering/feedback. Med en förbättrad hållning och stabilitet kan funktionella prestationer förbättras.

**Användningsområden:** Behandling och reducering av förhöjd tonus vid neurologiska tillstånd såsom: Cerebral pares - Atetos, förvärvad hjärnskada, förvärvad ryggmärgskada, Cerebellär Ataxi, Spina Bifida, CVA, MS och Focal Dystoni. SDO kan också användas vid behandling av tillstånd med ledinstabilitet och sensorisk bortfall såsom ihållande låg tonus, Ehlers Danlos syndrom, överrörlighet och ledlaxitet.

**Övrigt:** Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Barnet skall initialt använda dräkten kortare stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag. SDO-ortoser skall inte användas på natten.

Ortosen beställs och specialtillverkas efter individuella mått. Måttblanketter beställs från Kundsupport. I grundpriset ingår tre förstärkningar av dräkten. På en handske ingår en förstärkning.

Art.nr.	Modell	Beskrivning
39100	PCP01	Väst utan ärm och ben
39101	PCP02	Väst med ärm, utan ben
39102	PCP03	Hel dräkt utan ärm, kort ben
39103	PCP04	Hel dräkt utan ärm, långa ben
39104	PCP05	Hel dräkt kort/lång ärm, korta/långa ben
39105	PCP06	Ärm med/utan fäste
39106	PCP07	Handske max 4 cm lång
39107	PCP12	Handske utan fingrar, max 4 cm
39108	PCP13	Handske utan fingrar, lång
39109	PCP14	Handske lång
39110	PCP08	Sock, max 5 cm
39111	PCP09	Ben med fot med/utan fäste
39114	PCP15	Byxa
39115	PCP19	Stabiliserande bälte
39112	PCP10	Liten ändring av dräkt
39113	PCP11	Större ändring av dräkt
39125		Första ändringen, utan kostnad
39126	PCP24	Extra förstärkning. Mindre
39127	PCP25	Extra förstärkning. Medium
39128	PCP26	Extra förstärkning. Större

## SDO utprovningsset

Ett set av SDO-ortoser designat för att hjälpa utprovare vid utvärderingen av måttbeställda SDO-ortoser. De ger dynamisk kompression och kan användas för en bedömning om SDO-ortosen är ett fördelaktigt alternativ.

**Användningsområde:** Vid utprovning av måttbeställda SDO-ortoser.

**Övrigt:** Ett set innehåller 2 st gördlar, 3 st armar, 3 st handskar och utprovningssinstruktioner.

Art.nr.	Modell	Storlek
39129	PCP23A	Vuxen
39130	PCP23B	Barn



## Cica Care Silicongel

Cica Care används för att reducera ärrvävnadsbildning och får endast användas på läkta sår. Ökar rörlighet och funktion i ärrvävnadsområdet och minskar uppkomst av hypotrofi och keloider. Den goda vidhäftningsförmågan gör att tejp och bandage inte behövs. Kan tas av smärtfritt och enkelt återappliceras. Cica Care kan också användas på områden där tryck inte får uppstå. Materialet kan tvättas och sättas tillbaka.

Art.nr.	Bredd	Längd	Förp.
54600	120 mm	150 mm	1 ark
54601	120 mm	150 mm	10 ark



## Elastomer Putty Mix 50/50

Erbjuder den senaste tekniken inom ärrvävnadsbehandling. Blanda lika delar av blå Putty bas och vit Putty katalysator. 50/50 Mix lämnar inga oljiga rester på händerna när den blandas. Ger en exakt form som är mycket stark och motståndskraftig. Varje set innehåller en praktisk måttkopa.


Art.nr.	Nettovikt
53555	240 g
53554	847 g



## Mini-massage batteridrivnen

En liten batteridrivnen massageapparat att användas vid ärrvävnadsbehandling. Förpackningen innehåller 3 olika huvuden. Skyddslocket kan användas för massage på större ytor. Vibrationshastigheten är ca 5500 cykler/min. Batteri ingår.

Art.nr.	Storlek
53610	En storlek





## Gångbälte

Ett enkelt hjälpmedel i kraftig nylonväv avsett att användas vid gångträning. Fungerar också som enkel hjälp in och ut ur bil och vid bassängträning. Bältet är försett med stabila handtag.

Art.nr.	Storlek	Längd	Handtag
20060	Small	130 cm	2 handtag
20060	Large	180 cm	2 handtag
20062	Small	130 cm	4 handtag
20062	Large	180 cm	4 handtag




## Vacuumkuddar

Vacuumkudde fylld med små granulatkulor som formar sig när luften evakueras. Kan omformas genom att ventilen öppnas. Kudden har god vacuumstabilitet och låg vikt. Separata blå kuddvar kan beställas.

**Användningsområden:** Vid operationer och som stöd vid sittande. Kan också användas av tandläkare.

Art.nr.	Vacuumkudde/Tillbehör	Färg	Mått
22393	Vacuumkudde	Vit	55x30 cm
22394	Vacuumkudde	Vit	55x65 cm
22395	Vacuumkudde	Vit	55x85 cm
22396	Vacuumkudde	Vit	40x50 cm
22399	Kuddvar	Blå	55x30 cm
22399	Kuddvar	Blå	55x65 cm
22399	Kuddvar	Blå	55x85 cm
22399	Kuddvar	Blå	40x50 cm
22275	Enhandspump		
26334	Ventill till vacuumkudde		



## Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

**Användningsområden:** Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.

Art.nr.	Modell	Förp.
53510	Lång arm	
53511	Kort arm	
53512	Halv arm	
53513	Armbåge	
53516	Fot	
53517	Ben stor	
53518	Ben liten	
53515	Munstycke	100 styck
53514	Filter till munstycke	5 styck

## Jamar Handdynamometer

Ett enkelt och säkert verktyg för att löpande kontrollera greppstyrka vid olika utvärderingar. Skala mellan 0 - 90 kg. Kalibrering rekommenderas en gång om året för att säkerhetsställa hållbarheten och tillförlitligheten. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

**Övrigt:** Garantiid 1 år. Garantin omfattar inte kalibrering.

Art.nr.	Modell
52100	Jamar Handdynamometer
52101	Kalibrering



## Jamar Pinch Gauge

Mäter fingerstyrka med mycket hög precision. Den röda indikationsnålen stannar kvar tills mätaren återställs. Fungerar med hydraulik och den isometriska designen säkrar korrekt mätning. Skala mellan 0 - 20 kg. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

**Övrigt:** Garantiid 1 år.


Art.nr.	Modell
52110	Jamar Pinch Gauge



## Goniometer

I sortimentet finns tre olika goniometrar/vinkelmätare.


Art.nr.	Färg	Modell	Skala	Rörleseomfång	Längd arm 1	Längd arm 2
52200	Transparent	Arm	Ökning 2°	180°	15 cm	15 cm
52201	Vit	Finger/Tå	Ökning 2°	30° hyperextension- 120° flexion	9,5 cm	2 cm



## Pegtest 9 håls

Ett enkelt test för bedömning av handfunktion. Lätthanterligt storleksformat. Alla bitar kan desinficeras. Stoppur är inkluderat.

Art.nr.	Test/tillbehör	Förp.
52315	Pegtest	
52316	Extra peggar	9 styck





## Purdue Pegboard test

Mäter två olika aktiviteter:

1. Stora rörelser av fingrar, hand och arm. 2. Känsel i fingertopparna.

Förpackningen inkluderar instruktionsmanual, normalvärde och 25 protokoll. Stoppur ej inkluderat.


Art.nr.	Test/tillbehör
52320	Purdue Pegboard test
52321	Extra delar



## Grooved Pegboard

Ett stimulerande test för fingermotorik och visuell förmåga som mäter mer komplett motorik och koordination än de flesta Pegboard. Innehåller 25 hål med slumpvis placerade former vilka kräver rotation vid isättning.

Art.nr.	Test/tillbehör	Förp.
52325	Grooved Pegboard	
52326	Extra peggår	30 styck



## Handtränare Ergonomisk

Denna handtränare ger ett bekvämt grepp som är format för att ge en spridning av motståndet inne i handflatan. Ramen är gjord i material av låg vikt och har clips som blockerar flexion och extension. Den går att ställa in för olika handstorlekar. Handtaget är ergonomiskt och polstrat. Förpackningen innehåller 4 par graderade, färgkodade gummiband.

Art.nr.	Modell
54139	Handtränare
54141	Extra clips 4 par

## Semmes-Weinstein Monofilaments

Semmes-Weinsteins Monofilament har använts under många år och vid många tester och är känd för att vara mycket noggrann och tillförlitlig för mätning av sensibilitet. Varje nylonmonofilament är exakt kalibrerat och alla är lika långa. Kompletta instruktion och färgpennor medföljer.

Art.nr.	Monofilament/tillbehör	Storlek	Förp.
52311	Monofilament	2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	5 styck
52313	Ersättningsmonofilament	från 1.65-6.65	1 styck
52312	Utvärderingsformulär		100 styck



## R-lite foam block

Handträningblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i tre olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.

Art.nr.	Färg	Hårdhet	Mått	Förp.
54130	Gul	Extra mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Rosa	Mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54131	4 st av varje färg		4,4x4,4x7,6 cm	12 styck



## Armstöd

Armstöd avsett att användas vid behandling av ödem i arm och hand. Glider inte när det står på ett bord eller i en säng. Armen kan även placeras i supination under träning.

Art.nr.	Bredd	Längd	Höjd
51625	14 cm	47 cm	14 cm





## Anatomiplanscher

Färgstarka, laminerade planscher med upphängningsöglor. Texten på planscherna är på engelska och latin.

Art.nr.	Plansch	Bredd	Höjd
52400	Hand och handled	52 cm	62 cm
52401	Skuldra och armbåge	52 cm	62 cm
52402	Fot och ankel	52 cm	62 cm
52403	Höft och knä	52 cm	62 cm
52404	Kroppens muskler	52 cm	62 cm
52405	Nervsystemet	52 cm	62 cm
52406	Ryggraden	52 cm	62 cm
52407	Skelettet	52 cm	62 cm



## Bok: Therapeutic hand splints

Paul Van Ledes och Griet van Veldhovens 2 volymer innehåller allt du behöver veta om handen, dess anatomi, biomekanik och patologi som berör ortoser och skenor. Volym 2 ger goda exempel på framställning av ortoser och dess användning. Böckerna är på engelska.

Art.nr.	Volume	Titel
99200	I	Mechanical and biomechanical considerations
99201	II	Practical applications

# KineTec CPM Maskiner

Camp Scandinavia har distribuerat CPM maskiner i ca 8 år. Vår leverantör är Kinetec som har mer än 35 års erfarenhet av rehabiliteringsmaskiner. De har med professionell hjälp, av bl a professorer och sjukgymnaster, tagit fram ett stort antal träningsmaskiner till knä, skuldra, armbåge, höft, ankel, hand och wrist.

Det finns ett stort antal studier gjorda som tydligt påvisar fördelar vid användning av CPM maskiner. Bl.a. har användningen förkortat sjukhusvistelsen samt gett patienter ett bättre självförtroende då de kan röra sig tidigare efter operation. Ett av Kinetec's ledord är; "Ju tidigare leden rör sig efter ingrepp desto bättre".

## Användningsområden:

- Artroplastik i knä- och höftled.
- Brott på lårben och tibia.
- Brott på knäskålen.
- Artrolys och palliativ kirurgi (broskskador, borttagande av osteom).
- Osteotomi av bäcken eller lårben.
- Frigöring av knästräckningsapparaten (Judetoperation).
- Synovektomier, meniskoperationer, patellektomier, artroskopier.

## Kontraindikationer:

Kronisk ledgångsreumatism i den inflammatoriska fasen, gikt, algodystrofi i den inflammatoriska fasen (mycket smärtsam), para-osteo-artroplastik, infekterade oläkta sår, flebit, skelettcancer, förbenande myosit i quadriceps, artros i höften, smittsam artrit, deformerade ledytter, förlamade lemmar (atoniska eller spastiska), ostabiliserade brott.

## Garanti:

2 år.

För mer information om Kinetec-produkterna hänvisas till separat katalog "Kinetec Products för professionell rehabilitering" som idag endast finns på engelska. För beställning av produkter, studier eller katalog, kontakta Kundsupport.





## Prima Advance knä

Denna modell är den enklaste av knä maskinerna. Inställningar görs direkt på maskinen och därefter har patienten en mycket enkel handkontroll som tillåter start och stopp. Denna modell finns även för tyngre patienter (>227 kg), Prima Advance XL.

- Enkel att använda
- Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring
- Lätt (11 kg) och kompakt (94 cm)
- Rörelseintervall; -5° till 115° flexion
- Ingraverade gradmarkeringar

Art.nr.	Modell	Klädsel
40680	Prima Advance	Tyg
40684	Prima Advance	Plast
46210081	Prima Advance XL	Tyg



## Spectra knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när alla inställningar är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm. Spectra tillåter manuell inställning av rörelseintervallens avslutning med hänsyn till patientens toleransnivå.

- Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring
- Uppvärmningsprogram
- Timer
- Rörelseintervall -10° till 120° flexion
- Förprogrammerbar för upp till 16 patienter

Art.nr.	Modell	Klädsel
40660	Spectra	Tyg
40664	Spectra	Plast



## Performa knä

Performa är justerbar för patientlängd från 112 cm upp till 206 cm. Även denna maskin har lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll där alla inställningar görs. Maskinen tillåter även aktiv rörelse i både flexion och extension.

- Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring
- Timer
- Rörelseintervall -3° till 130° flexion
- Förprogrammerbar för upp till 16 patienter
- Tillåter aktiv rörelse
- Justerbar längd

Art.nr.	Modell	Klädsel
40620	Performa	Tyg
40624	Performa	Plast