



Verktyg och tillbehör

www.camp.se



Supersax

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av nickel, pläterad med krom.

Art.nr.	Längd
51200	20 cm



Böjd sax

Böjd sax med stort handtag. Lämplig vid figurklippning. Används till varmt ortosmaterial.

Art.nr.	Längd
51205	20 cm



Böjd Mayo sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål. Kan användas till höger och vänster hand.

Art.nr.	Längd
51210	16 cm



Universalsax

Kraftfull sax med stora grepp i plast. Klipper de flesta termoplaster samt tunn metall. Klippbladen är 4 cm långa. Kan användas till höger och vänster hand.

Art.nr.	Längd
51215	16 cm

X-Lite sax

Praktiska saxar med stort grepp, avsedda för olika plastmaterial. Saxarna är tillverkade av rostfritt stål och är autoklaverbara.

Art.nr.	Färg	Modell	Längd
64800	Röd	Spetsig	18 cm
64801	Orange	Trubbig	19 cm



Popnit och tång

Verktyg som används för isättning av popnit. Handtagen är stora och av kraftig plast för att ge ordentligt grepp och god kraft. Lätt att komma till med vid applikation på olika ortoser. Popnitarna är av vit plast.

Art.nr.	Färg	Diameter	Längd	Förp.
25126	Vit	12 mm	50 mm	100 styck
25126	Vit	16 mm	50 mm	100 styck
25125	Tång			1 styck



Värmepistol

Stabil värmepistol för olika termoplaster. Kan stå för sig själv. Tyst, effektiv modell med temperaturreglage i tre steg upp till 550°C.

Övrigt: Olika typer av munstycke finns att köpa separat.

Art.nr.	Modell
51290	Värmepistol



X-Lite plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X-Lite. Silikonbeläggningen förhindrar att X-lite fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X-Lite rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Art.nr.	Bredd	Längd
64811	325 mm	530 mm



